

Beschreibung & Anwendungsbereich

Legabril Diamond ist eine fein abgestimmte Polierpaste mit Diamantpartikeln für hochgoldhaltige Dentallegierungen.

Vorteile für das zahntechnische Labor

1. Ermöglicht eine perfekte Hauptpolitur, ohne das Oberflächenrelief zu beeinträchtigen.
2. Diamantpartikeln von optimaler Korngrösse, daher Zeitgewinn durch höheren Wirkungsgrad.
3. Legabril Diamant ist cremig, daher einfaches und optimales Verteilen auf den Oberflächen oder Anbringen auf den Polierbürsten.
4. Kann mit Polierbürsten, Filzen, Leder- oder Baumwollschwabbel verwendet werden.
5. Besteht aus organischen Bindemitteln und anorganischen Füllstoffen, die weder den Verbraucher noch die Umwelt gefährden.
6. Kann auch für Kunststoff- und Keramikverblendungen verwendet werden.

Gebrauchsanleitung

Erste Vorbereitungen:

Okklusal- und Oberflächen mit geeigneten rotierenden Instrumenten (Poliergummi, spitz-zulaufende Hartmetallfräsen) bearbeiten. Darauf achten, dass in der Okklusalfläche keine untersichgehenden Stellen zurückbleiben. Eine perfekte Vorbereitung der Okklusal- und Oberflächen zur Hochglanzpolitur ermöglicht die Benützung eines Mikroskopes.

Vorpolitur:

Die Oberflächen mit einer Vorpolitur-Paste und Polierbürsten verschiedener Härte, je nach Legierungstyp, vorpolieren. Mit leichtem Anpressdruck und kreisenden Bewegungen bei 5000 Upm–11000 Upm arbeiten.

Hauptpolitur:

Eine kleine Menge Legabril Diamond auf die Polierbürste geben, mit 5000 Upm–7000 Upm und leichtem Anpressdruck die Oberflächen unter kreisenden Bewegungen polieren, bis sich der erste Glanz zeigt.

Hochglanzpolitur:

Für einen perfekten Hochglanz, Legabril Diamond auf einen Leder- oder Baumwollschwabbel geben und bei 5000 Upm–11000 Upm Hochglanz polieren.

Besondere Risiken und Vorsichtsmassnahmen

Vermeiden Sie Staubartikel einzuatmen. Stets Abzugsanlage benützen und Schutzbrille tragen.

S2 Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Xn



gesundheitsschädlich

Enthält: Petroleumdestillat

R65 Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Handelsform

08052307 Legabril Diamond, Dose zu 50g



Rx only