

## Instrucciones de uso

### Descripción & Utilización

Legabril Diamond es una pasta para pulir que contiene partículas muy finas diamantadas para el pulido final de aleaciones con alto contenido de oro.

### Ventajas para el laboratorio dental

1. Un pulido principal perfecto, sin riesgo de alterar la superficie metálica.
2. Una granulometría óptima de las partículas diamantadas, que permiten un trabajo más rápido, otorgando un considerable ahorro de tiempo.
3. Legabril Diamond es untuoso, y su aplicación es más fácil sobre el metal ó en los cepillos.
4. Puede ser usado con toda clase de cepillos y fieltros (cuero, algodón, etc.).
5. Está compuesto de un excipiente orgánico y de sustancias minerales sin perjuicio alguno para el usuario y el medio ambiente.
6. Puede ser usado igualmente en trabajos a base de resinas ó cerámicas.

### Modo de empleo

#### Preparación de las superficies metálicas:

Preparar cuidadosamente las cuspides, fosas y fisuras oclusales con los instrumentos rotativos (fresas, gomas, etc.). Evitese las zonas retentivas en la parte oclusal. Use un microscopio o lupa, para obtener una superficie con un acabado y un pulido perfectos.

#### Pre-pulido:

Aplique una pasta de pre-pulido sobre los cepillos de diferentes tipos o dureza, dependiendo de la aleación a pulir. Trabajar entre 5000 a 11000 Rpm. haciendo una pequeña presión e imprimiendo movimientos rotativos.

#### Pulido principal:

Colocar una cantidad pequeña de Legabril Diamond sobre los cepillos. Empezar con una velocidad de 5000 y llegar hasta 7000 Rpm. presionando suavemente, con movimientos circulares hasta que el brillo se haga presente.

#### Abrillantado:

Coloque un poco de Legabril Diamond en discos de cuero ó algodón y proceda a pulir las superficies con una ligera presión y movimientos circulares. Trabaje entre 5000 y 11000 Rpm.

#### Precauciones aconsejables

Evite respirar el polvo. Trabaje en un ambiente aireado y ventilado.  
S2 Conservar fuera del alcance de los niños.  
S26 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua. Consulte un médico.  
S39 Usen protección para los ojos/la cara.

Xn



nocivo

Contiene: Destilado del petróleo

R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R66 La exposición repetida puede provocar sequedad ó formación de grietas en la piel.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S39 Úsese protección para los ojos/la cara.

Presentación

08052307 Legabril Diamond, envase de 50g



Rx only