

esthetic.line

## Ötvözetek

Dentalor 60, Solaro 3, Medior 3, Solaro Special, Solaro 4, Yellow Special

<b>DE</b>	<b>Gebrauchsanweisung</b>	Deutsch	1
<b>FR</b>	<b>Mode d'emploi</b>	Français	8
<b>EN</b>	<b>Instructions for Use</b>	English	15
<b>IT</b>	<b>Istruzioni d'uso</b>	Italiano	22
<b>ES</b>	<b>Instrucciones de uso</b>	Español	29
<b>DA</b>	<b>Brugsanvisning</b>	Dansk	36
<b>FI</b>	<b>Käyttöohje</b>	Suomi	43
<b>SV</b>	<b>Bruksanvisning</b>	Svenska	50
<b>HU</b>	<b>Használati utasítás</b>	Magyar	57
<b>ZH</b>	<b>使用说明书</b>	简体中文	64
<b>JA</b>	<b>取扱説明書</b>	日本語	71
<b>KO</b>	<b>사용 설명서</b>	한국어	78

# Használati utasítás - Ötvözetek

## Dentalor 60, Solaro 3, Medior 3, Solaro Special, Solaro 4, Yellow Special

### 1 A használati utasítás felhasználási területe

Ez a használati utasítás a 29. szakasz hatálya alá tartozó termékekre vonatkozik. A jelen használati utasítás megjelenésével minden korábbi kiadás érvényét veszti. A gyártó nem vállal felelősséget a jelen használati utasítás be nem tartásából eredő károkért.

### 2 Kereskedelmi név

Lásd: 29. szakasz

### 3 Rendeltetésszerű alkalmazás

Ezen termékeket a fogpótlásokhoz és a fogászati klinikán vagy laboratóriumban végzett eljárások támogatására szánják.

### 4 Elvárt klinikai haszon

A rágási funkció helyreállítása és az esztétikum javítása.

A jelen használati utasításban szereplő beültethető eszközökre vonatkozó biztonsági és klinikai teljesítményösszefoglalója (SSCP) elérhető a weboldalunkon, és a következő címen érhető el: [www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs).

### 5 Termékleírás

Az alacsonyabb arany- és platinatartalom és az alacsonyabb sűrűség miatt ezek a nem kiégethető, magas nemesfém tartalmú ötvözetek olcsóbbak, mint a magas aranytartalmú ötvözetek. Megfelelő feldolgozás esetén ezek az ötvözetek finomszemcsés, homogén ötvényszerkezettel, jó korrózióállósággal és biokompatibilitással rendelkeznek. Ezek az ötvözetek gond nélkül forraszthatók és alkalmasak öntési technikára is. Ezen csoportban a legtöbb ötvözet önkeményedő, ha a hengerben vagy a forrasztóblokkban lassan szobahőmérsékletre hűl.

### 6 Javallatok

Ötvözetek							
	Típus (ISO 22674)	a	b	c	d	e	f
Dentalor 60	4	■	■	■	■	■	■
Solaro 3	4	■	■	■	■	■	■
Medior 3	4	■	■	■	■	■	■
Solaro Special	4	■	■	■			
Solaro 4	4	■	■	■	■	■	■
Yellow Special	4	■	■	■	■		



a Inlay-ek, onlay-ek, 3/4 koronák



b Egyedi koronák



c Kis fesztávú hidak



d Nagy fesztávú hidak



e Marási munkák



f Kapcsok, kis és nagy csatlakozók

### 7 Ellenjavallatok

- Azok a betegek, akik egészségügyi okokból nem tudják betartani a rendszeresen előírt kontrollvizsgálati időpontokat.
- Bruxizmusban vagy egyéb parafunkciós szokásokban szenvedő betegek.
- A termékben használt anyagokra allergiás betegek, lásd a 19. pontot.
- A beteg olyan meglévő szájüregi állapota, amely nem teszi lehetővé a termékek helyes alkalmazását.

### 8 Kompatibilis eszközök

#### Forrasztó- és lézerhegesztődrótok

Ötvözetek	Forrasztóanyag		Lézerhegesztődrót
	Fő forrasztás	Másodlagos forrasztás	
Dentalor 60	S.G 810	S.G 750	LW N° 6
Solaro 3	S.G 810	S.G 750	LW N° 6
Medior 3	S.G 810	S.G 750	LW N° 6
Solaro Special	S.G 810	S.G 750	LW N° 6
Solaro 4	S.G 810	S.G 750	LW N° 6
Yellow Special	S.G 750	S.G 700	LW N° 6

A 29. szakaszban felsorolt termékeken kívül a kész protézisek elkészítéséhez különböző általános laboratóriumi használatú termékek szükségesek. Az alábbiakban a Cendres+Métaux SA portfóliójában szereplő anyagokból mutatunk be egy válogatást.

08052138	Polyurock Kit	08055014	Livento® invest Powder (50 x 100 g)
08052135	Polyurock Catalyst	083739	Livento® invest Liquid (1000 ml)
08052137	Polyurock Mixer	08052160	uniVest® Plus Powder (30 x 150 g)
08052149	ABF Wax Universal	08052161	uniVest® Plus Liquid (1000 ml)
08052150	ABF Wax Creativ light	08052162	uniVest® Rapid Powder (30 x 150 g)
08052151	ABF Wax Creativ dark	08052163	uniVest® Rapid Liquid (1000 ml)
08052154	ABF Wax Special	080181	CM soldering investment (4 kg)
08052148	ABF Wax Margin	080229	CM soldering paste
08052153	ABF Wax Position	08052307	Legabril Diamond (50 g)
08052152	ABF Wax Tecno		

## 9 A szakemberek képzettsége

A fogászatban vagy fogtechnológiában való professzionális tudás szükséges. Az aktuális használati utasításnak mindig rendelkezésre kell állnia, és azt az első használat előtt el kell olvasni és teljesen meg kell érteni. A fogpótlások készítését és karbantartását csak képzett szakemberek végezhetik.



Fontos információk a szakemberek részére



Fokozott óvatosságra intő figyelmeztető szimbólum

## 10 Szabályozás

Az USA szövetségi törvényei kizárólag a fogorvosok általi használatot, illetve a fogorvosoknak történő értékesítést engedélyezi.

## 11 Mellékhatások



A termékekben használt anyagokra allergiás vagy allergiára gyanús betegeknél (lásd 19. pont) ez a termék nem, vagy csak előzetes allergológiai kivizsgálást követően alkalmazható.

A segédeszközök nikkelt tartalmazhatnak.

Megfelelő használat esetén a mellékhatások kizárhatók.

## 12 Figyelmeztetések



### MR-környezet

A termék MR-környezetben való kompatibilitását és biztonságosságát nem vizsgálták.

A termék MR-környezetben való melegedését vagy elmozdulását nem vizsgálták.

## 13 Általános megjegyzések

-

## 14 Óvintézkedések

- Különböző ötvözetek vagy hasonló ötvözet típusok keverése egymással nem megengedett!

- Öntéskor viseljen sötétített védőszemüveget és védőkesztyűt.

- Savazáskor viseljen védőszemüveget, saválló kesztyűt és légzőkészüléket.



- A termék összetevői nem steril állapotban kerülnek forgalomba. További információkért lásd a 16. „Előkészítés” című pontot.

- Saját biztonsága érdekében mindig viseljen megfelelő védőruházatot. Különösen csiszolásakor javasoljuk védőszemüveg és porvédő maszk viselését, valamint elszívórendszer használatát.

## 15 Egyszer használatos eszközök

Az egyszer használatos és «single-use» címkével ellátott termékek használatuk során bizonyos mértékű igénybevételnek, fokozott kopásnak és elhasználódásnak vannak kitéve, és akár funkciójukat is elveszíthetik.



A «single use» címkével ellátott termékek többszöri használatát nem vizsgálták. A többszöri használat befolyásolhatja a termékek biztonságosságát, működését és teljesítményét, és növelheti a fertőzés átvitelének kockázatát.

## 16 Előkészítés



A protetikai munkát, beleértve az összes rendszerelemet, minden egyes munkafázis előtt meg kell tisztítani, fertőtleníteni és szükség esetén sterilizálni kell.

A fémötvözetekből, nagy teljesítményű polimerekből (Pektkon®) és kerámiából készült anyagok alkalmasak gőzsterilizálásra. A Pektkon® kivételével a műanyagból készült alkatrészek nem alkalmasak gőzsterilizálásra.

A fertőtlenítési és sterilizálási eljárás kiválasztásakor kövesse a nyilvános nemzeti irányelveket és a «Sebészeti és protetikai termékek előkészítése» című használati utasítást ([www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs)).

## 17 Felhasználási terület

Rögzített és eltávolítható fogpótlás.

## 18 Eljárás

### 18.1 Modellezés

Szokásos modellezési technika váz gyártásához. A viasz minimális vastagsága 0,4 mm. Hidakon végzett munkáknál ügyelni kell arra, hogy a csatlakozási pontok keresztmetszete legalább 6-9mm<sup>2</sup> legyen. A stabilitás tovább növelhető a füzérek vagy inlay alakú megerősítések modellezésével a palatális területen. A légelszívó csatornák és a hűtőbordák alkalmazása javítja az öntési eredményt.

### 18.2 Öntőcsatornák

Közvetlenül (Ø 3,5 mm-es viaszszuzal) és közvetve (Ø 5,0 mm-es) keresztrudakkal is rögzíthető. A középső tagokhoz történő betáplálásnak kb. Ø 4 mm-nek kell lennie.

A masszív korona- és hídelemek öntési minőségét hűtőbordákkal (kb. Ø 1,0 mm) lehet javítani. A viasztárgyaknak a hőközponton kívül kell lenniük, azaz közel a henger falához és körülbelül 5 mm-re a henger felső végétől. Egyedi koronákhoz és hidakhoz max. 3 elemig a gyűrűs öntőcsatorna ajánlott, amely biztosítja az elemek optimális elhelyezkedését a hengerben és ezáltal a szabályozott hűtést.

### 18.3 Beágyazás

Bélelje ki az acélhengert beágyazósíkokkal a beágyazóanyag akadálytalanul tágulhasson.

Az ilyen típusú ötvözetekhez a következő Cendres+Métaux beágyazómasszák alkalmasak:

uniVest Plus: univerzális foszfátkötésű, grafit- és gipszmentes beágyazóanyag

uniVest Rapid: foszfátkötésű, grafitmentes beágyazóanyag

Livento® invest: speciális beágyazóanyag lítium-diszilikát és más préskerámiákhoz. Tűzálló csonkok előállítására. Fémöntési technológia.



Gyorsöntési technika: A kiegészítő műanyag alkatrészek használata a beágyazóanyag lepattogzásához vezethet.

### 18.4 Előmelegítés

Vegye figyelembe a beágyazóanyag jellemzőit (szilárdulási idő stb.). Az előmelegítési hőmérsékletet a csésze méretétől függően 20-45 percig kell tartani.

Ötvözetek			
	Előmelegítés °C	Tégely	Öntési hőmérséklet °C
Dentalor 60	650	① ② ③	1000–1050
Solaro 3	630–680	① ② ③	1085–1135
Medior 3	650	① ② ③	1020–1070
Solaro Special	630–680	① ②	1100–1150
Solaro 4	680	① ② ③	1045–1095
Yellow Special	550–650	① ② ③	1050–1100

① = Grafittegely

② = Univerzális kerámia olvasztóvályú

③ = Üvegszerű szén tégely



#### Az ötvözet újrafelhasználása

Csak tökéletesen megtisztított, alumínium-oxiddal szórt öntőcsatornákat és öntőkúpokat használjon, és adjon hozzá legalább 1/3 új anyagot.

### 18.5 Öntés

Kérjük, vegye figyelembe az ötvözet öntési hőmérsékletét. Az ötvözet hagyományos öntőberendezésekkel olvasható. Az öntés előtt ellenőrizze és állítsa be az ajánlott nyomásarányokat az égőn: propán (0,5 bar) / oxigén (1,0 bar). Ez az egyetlen módja az öntéshez elengedhetetlen semleges, gáz- és oxigénfeleslegtől mentes láng beállításának. Olvasztás előtt adjon hozzá egy csipetnyi olvasztóport. Ellenállással fűtött öntőberendezéseknél ne adja hozzá az ötvözetet, amíg a kemence és a tégely el nem érte az öntési hőmérsékletet.

Olvasztópor: kristályos bórsav.

#### Ajánlott öntési eljárások (nem kötelező)

Ötvözetek					
	Propán-oxigén láng Újraolvasztási idő 5–10 s	Vákuumnyomásos öntés elektromosan fűtött ellenállás- kemencével Újraolvasztási idő 40–60 s	Centrifugális öntés elektro- mosan fűtött ellenálláske- mencével Újraolvasztási idő 40–60 s	Magas frekvenciájú indukciós, atmoszférikus Újraolvasztási idő 5–10 s	Magas frekvenciájú indukciós, védőgáz Újraolvasztási idő 5–10 s
Dentalor 60	✓	✓	✓		
Solaro 3	✓	✓	✓		
Medior 3	✓	✓	✓		
Solaro Special	✓	✓	✓		
Solaro 4	✓	✓	✓		
Yellow Special	✓	✓	✓		

#### Különleges feldolgozási utasítások

Ötvözetek			
	Lágyítás	Keményítés	Lefújás 50 µm-es üvegszemcsékkel
Dentalor 60	700 °C / 10 min / H <sub>2</sub> O	400 °C / 15 min / air*	✓
Solaro 3	700 °C / 10 min / H <sub>2</sub> O	400 °C / 15 min / air*	✓
Medior 3	700 °C / 10 min / H <sub>2</sub> O	400 °C / 15 min / air*	✓
Solaro Special	750 °C / 10 min / H <sub>2</sub> O	350 °C / 15 min / air*	✓
Solaro 4	700 °C / 10 min / H <sub>2</sub> O	350 °C / 15 min / air*	✓
Yellow Special	650 °C / 10 min / H <sub>2</sub> O	400 °C / 15 min / air*	✓

\* A keményítés előtt lágyítás



#### A porózus öntvények elkerülése

A túlzott korrózió elkerülése érdekében az öntvénynek zsugorodás- és porúsmentes felülettel kell rendelkeznie a befejezés és a polírozás után.

### 18.6 Az öntött tárgyak hűtése

Ne hűtse le az öntőhengert öntés után, hanem hagyja lassan lehűlni szobahőmérsékletre.

**18.7 Kidolgozás**

Ideális esetben a felületet keresztbe vágott keményfém marókkal dolgozza ki, majd egyenletesen csiszolja le kerámiakötésű csiszolóanyaggal.

**18.8 Forrasztás**

A forrasztást propán-oxigén égővel és CM forrasztópasztával ajánlott végezni. A forrasztás jobb ellenőrzése érdekében érdemes sötét védőszemüveget használni. A forrasztóblokkot úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa a stabilitást. A 0,1-0,2 mm-es forrasztási varrat a lehető legpárhuzamosabb felületekkel biztosítja a biztonságos csatlakozást.

**18.9 Maratás**

Kiégetés vagy forrasztás után a maratást meleg, tiszta, 10 térfogatszázalékos kénsavban (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) végezze.



Más maratóanyagok használata esetén be kell tartani a megfelelő gyártók utasításait.

**18.10 Termikus kezelés (fakultatív)**

Egyes ötvözetek öntés után még nem érik el maximális mechanikai tulajdonságaikat. A nagy feszítésválasztékú hidak és a nem kerámiával leplezett, műanyagból készült szerkezeti elemeket tartalmazó művek esetében ezért a művet az öntés után (megtisztított vázak, még nem leválasztott öntőcsatornák) a kerámiakemencében hőkezelésnek kell alávetni (a termikus kezelés részleteit lásd a hátoldalon található táblázatban). Ez a kezelés a következő további előnyöket kínálja: A vázat sokkal könnyebb feldolgozni. A csiszolás során elkerülhető az ötvözet átfedése. A vázban az öntés során keletkezett esetleges feszültségek feloldódnak.

**18.11 A vázfelületek aranyozása**

Az aranyozás a felhasználó kockázatára történik.

**18.12 Polírozás**

Előpolírozás gumipolírozóval. Polírozás puha kefével, filccel és fényezőtárcsával, Legabril Diamond használatával. Magasfényű polírozás puha kefével és fényezőtárcsával.

**19 Anyagok**

**19.1 Összetétel (%)**

Ötvözetek															
	Au + Pt fémek	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Ga	Ir	Ru	Rh	Fe	Továbbiak
<b>Dentalor 60</b>	63.50	60.00	0.45	3.00	22.50	12.50		1.50			0.05				
<b>Solaro 3</b>	61.50	56.00	0.40	5.00	25.00	11.80		1.70			0.10				
<b>Medior 3</b>	61.00	55.00		5.95	26.00	10.90		2.10				0.05			
<b>Solaro Special</b>	55.01	50.00		5.00	36.00	8.69		0.30			0.01				
<b>Solaro 4</b>	49.50	45.00		4.48	41.00	9.50						0.02			
<b>Yellow Special</b>	43.20	41.00	0.45	1.70	44.90	11.00	0.20	0.70				0.05			

**19.2 Fizikai tulajdonságok**

Ötvözetek			
	Sűrűség g/cm <sup>3</sup>	Olvadási tartomány (°C)	Rugalmassági modulus GPa
<b>Dentalor 60</b>	13.8	860–900	95
<b>Solaro 3</b>	13.7	875–935	110
<b>Medior 3</b>	13.4	870–925	105
<b>Solaro Special</b>	13.4	900–1005	90
<b>Solaro 4</b>	12.9	885–945	85
<b>Yellow Special</b>	12.5	825–900	90

**19.3 Mechanikus tulajdonságok**

Ötvözetek												
	Keménység HV 5			Folyáshatár Rp 0,2%			Szakítószilárdság (Rm)			Szakadási nyúlás A5		
	Öntés után	Puha	Kikeményített	Öntés után	Puha	Kikeményített	Öntés után	Puha	Kikeményített	Öntés után	Puha	Kikeményített
<b>Dentalor 60</b>	265	170	250*	830	475	845*	895	580	890*	12	48	10*
<b>Solaro 3</b>	295	175	260*	885	350	600*	980			5	30	10*
<b>Medior 3</b>	295	170	280*	865	435	815*	930	560	905*	4	35	5*
<b>Solaro Special</b>	200	130	240	500	285	585*s	690			16	39	16
<b>Solaro 4</b>	170	120	215*	435	245	610*	595	415	755*	19	38	12*
<b>Yellow Special</b>	160	130	260*	400	275	440*	515	450	670*	20	31	13*

\* 100%-ban önkeményedő hengerben vagy forrasztóblokkban történő lehűlés után, egyébként a speciális feldolgozási utasításoknak megfelelően.

Az anyagokra és összetételükre vonatkozó részletesebb információk a termékspecifikus anyagadatlapokon, a termékismertetőben és a 29. pont alatt található terméklistában található. Minden vonatkozó dokumentum megtalálható a [www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs) weboldalon a megfelelő termék nevének megadásával.

## 20 Tárolási utasítások



Amennyiben a termék csomagolásán nincs külön információ a tárolásra vonatkozóan, javasoljuk, hogy a terméket eredeti csomagolásában, száraz helyen, szobahőmérsékleten és közvetlen napfénytől védve tárolja. A nem megfelelő tárolás befolyásolhatja a termék tulajdonságait, és a pótlás hibájához vezethet.

## 21 Beteginformációk

A páciens legkésőbb a műfogor behelyezése napján tájékoztatni kell arról, hogy a teljes rágórendszer egészségének és a műfogor működőképességének megőrzése érdekében rendszeres utókezelésre van szükség. Biztosítsa, hogy a páciensek motiváltak és tájékozottak legyenek fogaik és műfogsoruk ápolásával kapcsolatban.

A rögzített és kivethető fogpótlások nagyon nagy terhelésnek vannak kitéve. A kopás jelei normálisak, ezeket nem lehet elkerülni, csak csökkenteni. A kopás mértéke a rendszer egészétől függ.

## 22 Rendelési információk

Az Ön megrendelésére vonatkozó információkat a terméklistában, jelen dokumentum 29. pontjában találja. A termékinformációk szintén hasznosak. Ezek és minden más vonatkozó dokumentum megtalálható a [www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs) weboldalon a megfelelő termék nevének megadásával.

## 23 Rendelkezésre állás

Előfordulhat, hogy az ebben a dokumentumban leírt és felsorolt termékek némelyike nem minden országban érhető el.

## 24 A tételszámok nyomonkövethetősége

A nyomon követhetőség biztosítása érdekében minden felhasznált részegység tételszámát dokumentálni kell.

## 25 Reklamáció

Minden, a termékkel kapcsolatban bekövetkezett eseményt azonnal jelenteni kell a Cendres+Métaux SA-nak. Ehhez forduljon ügyféltanácsadójához, vagy küldjön e-mailt a [complaints-cmbrand@cmsa.ch](mailto:complaints-cmbrand@cmsa.ch) címre. Ezenkívül a súlyos eseteket jelentse a székhelye szerinti illetékes hatóságnak.

## 26 Ártalmatlanítás

A termékek ártalmatlanítását a helyileg érvényes előírásoknak és környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni, figyelembe véve a szennyezettségi fokát is. A nemesfémhulladékot a Cendres+Métaux Lux SA szívesen átveszi. Tájékoztatásért és további információkért forduljon a Cendres+Métaux SA képviselőjéhez.

## 27 Védjegyjogok

A Cendres+Métaux Holding SA, Biel/Bienne, Svájc bejegyzett védjegyei:

Livento®.

Ha nincs külön jelezve, az ® jelzéssel ellátott termékek nem a Cendres+Métaux Holding SA bejegyzett védjegyei, hanem az adott gyártó bejegyzett védjegyei.

## 28 Felelősség kizárása

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen használati utasítás be nem tartásából eredő károkért. A Cendres+Métaux SA termékei egy átfogó koncepció részei, és csak a hozzájuk tartozó eredeti alkatrészekkel és eszközökkel használhatók vagy kombinálhatók. Ellenkező esetben a gyártó minden felelősséget és felelősséget kizár. Reklamáció esetén mindig fel kell tüntetni a tételszámot.

A Cendres+Métaux SA által nem forgalmazott, harmadik féltől származó termékek használata a 29. pont szerinti terméklistában található termékekkel érvényteleníti a Cendres+Métaux SA minden garanciáját vagy egyéb kifejezett vagy hallgatólago kötelezettségét.

A terméknek az adott beteg esetére való alkalmasságával kapcsolatos döntés felelőssége a szakember mérlegelési jogkörébe tartozik.

A Cendres+Métaux SA kizár minden kifejezett vagy hallgatólago felelősséget, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, büntetőügyi vagy egyéb károkért, amely a Cendres+Métaux SA termékeinek használata során elkövetett szakmai ítéletek vagy gyakorlatok hibáiból erednek, vagy azzal összefüggésben állnak.

A szakemberek kötelesek rendszeresen tanulmányozni a 29. pontban szereplő terméklistában található termékek legújabb fejlesztéseit és azok alkalmazását.

















Fontos, hogy az ebben a dokumentumban szereplő leírások nem elegendőek a Cendres+Métaux SA termékeinek azonnali alkalmazásához. Mindig szükség van fogorvosi és fogtechnikai szakértelemre, valamint a 29. pontban szereplő terméklistában található termékek használatára vonatkozó, tapasztalt szakember által adott utasításokra.

A fordítások közötti ellentmondások esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

29 Terméklista

Kat. szám.	Csomagolás (gramm)	Termékleírás (anyag)	Egyszer használatos	Jelzés	UDI-DI	Basic-UDI-DI
01000302	10	Dentalor 60	Nem	CE 0483	97640173081831	764016651000041DV
01000303	25		Nem	CE 0483	97640173081848	764016651000041DV
01000304	10.0		Nem	CE 0483	97640173081855	764016651000041DV
01000305	30.0		Nem	CE 0483	97640173081862	764016651000041DV
01000308	10	Solaro 3	Nem	CE 0483	97640173081893	764016651000041DV
01000309	25		Nem	CE 0483	97640173081909	764016651000041DV
01000310	10.0		Nem	CE 0483	97640173081916	764016651000041DV
01000311	30.0		Nem	CE 0483	97640173081923	764016651000041DV
01000312	31.1		Nem	CE 0483	97640173081930	764016651000041DV
01000298	10	Medior 3	Nem	CE 0483	97640173081794	764016651000041DV
01000299	25		Nem	CE 0483	97640173081800	764016651000041DV
01000300	10.0		Nem	CE 0483	97640173081817	764016651000041DV
01000301	30.0		Nem	CE 0483	97640173081824	764016651000041DV
01000338	10.0	Solaro Special	Nem	CE 0483	97640173082197	764016651000041DV
01000322	10	Solaro 4	Nem	CE 0483	97640173082036	764016651000041DV
01000323	25		Nem	CE 0483	97640173082043	764016651000041DV
01000324	10.0		Nem	CE 0483	97640173082050	764016651000041DV
01000290	10	Yellow Special	Nem	CE 0483	97640173081718	764016651000041DV
01000291	25		Nem	CE 0483	97640173081725	764016651000041DV
01000292	31.1		Nem	CE 0483	97640173081732	764016651000041DV

30 Jelzések a csomagoláson szimbólumok

-  Gyártási idő
-  Gyártó
-  Katalógusszám
-  Tételszám
-  Mennyiség
-  Tartsa be a használati utasítást, amely elektronikus formában elérhető a megadott címen.  
[www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs)
-  **Rx only** Figyelem! Az Egyesült Államok szövetségi törvényei szerint ezt a terméket csak orvos által vagy orvosi utasításra lehet értékesíteni.
-  **CE** **CE** A CE-jelöléssel ellátott Cendres+Métaux termékek megfelelnek a vonatkozó európai követelményeknek.
-  Ne használja újra
-  Nem steril
-  Nem fénytől védendő
-  Figyelem, vegye figyelembe a kísérő dokumentumokat
-  Egyértelmű termékazonosítás
-  Meghatalmazott az Európai Közösségben
-  Importőr
-  Orvostechnikai eszköz