

Einbettmasse Livento® invest.
Vielfältig in der Anwendung, neu
auch für die Metallgusstechnik.

**CENDRES⁺
MÉTAUX**

10%
Spezialrabatt!*





Livento® invest ist eine Spezialeinbettmasse der neuesten Generation für Lithiumdisilikat- und sonstige Presskeramiken. Herstellung von feuerfesten Stümpfen und neu auch für die Metallgusstechnik.

Ihre Vorteile

- Die feinkörnige Beschaffenheit von Livento® invest ermöglicht passgenaue, glatte und saubere Pressobjekte.
- Die Fließfähigkeit der Einbettmasse überzeugt Anwender von Livento® invest.
- Vielfältig in der Anwendung, gehört auch die Herstellung von feuerfesten Stümpfen und Metallgusstechnik zum Indikationsbereich.
- Das Material weist kaum eine Reaktionsschicht nach dem Ausbetten auf, daher kann mit 50- μ m-Glasperlen abgestrahlt werden.
- Die Einbettmasse ist sowohl in der Schnellpresstechnik (Speed-Technik) als auch in der konventionellen Gusstechnik (Übernachtvorwärmung) einsetzbar.
- Einbettobjekte aus 3D-Druck oder Frässystemen sind auch einsetzbar.
- Es kann Zeit gespart werden, da auf eine Reinigung mit Säure verzichtet werden kann.
- Livento® invest ist günstiger als übliche Materialien für feuerfeste Stümpfe.

Verkaufsprogramm

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Menge	Normaler Preis	Mit Rabatt
0805 5014	Livento® invest	50 x 100g	115.00 CHF	103.50 CHF
083 739	Livento® Liquid	1000ml	40.00 CHF	36.00 CHF

10%*

* Spezialrabatt gültig bis 31. Mai 2021

Pro Stück/Verpackungseinheit in CHF ohne MWSt.
Preisänderungen, Rundungsdifferenzen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

Cendres + Métaux SA
Rue de Boujean 122
CH-2501 Biel/Bienne
Tél. +41 58 360 20 00
Fax +41 58 360 20 10
www.cmsa.ch