

Description

Sel désoxydant.

Application

Pour fonte à la flamme ou à induction des alliages conventionnels (solidus inférieure à 1000°C).

Mode d'emploi

Saupoudrer en petite dose le Borax sur les plots/masselottes avant de fondre l'alliage. Borax évite une forte oxydation durant la fonte d'alliage. Borax peut également être utilisé ainsi pour faire le glaçage à l'intérieur du creuset.

Conseil de prudence

T



Toxique

Contient: Borax

R60 Peut altérer la fertilité.

R61 Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

S53 Éviter l'exposition – se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.

S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Conditionnement
080232 Borax 100 ml



Rx only