

para: S.G 1155

Esta aleación cumple las normas ISO 22674/tipo 4 e ISO 9693-1. Se puede utilizar como soldadura dental según la norma ISO 9333.

1. Composición

Au + metales del grupo Pt	78.00%
Au	64.50%
Ag	20.00%
Pd	8.50%
Pt	5.00%
Zn	2.00%

2. Propiedades Físicas

Intervalo de fusión	1060-1155°C
Color	amarillo pálido

3. Propiedades Mecánicas

Requirements by ISO 9333 :2006

Rm > 250 Mpa or > 0.2% proof stress of the weakest of the parts

Corrosion: no visible reaction on the surface of the brazed and tested sample

4. Certificación

Esta aleación cumple las normas ISO 22674/tipo 4 e ISO 9693-1. Se puede utilizar como soldadura dental según la norma ISO 9333.

Manufactura, embalaje y entrega estan constantemente controladas según los estándares de las directrices de calidad ISO 9001 y ISO 13485.

Cendres + Métaux SA



Dr. Carmen Krüger
Head of Materials Development



Dr. Flavio Campana
Head of Material Testing