



prosthetic.line

CM LOC®

Implant compatibility list.

CM LOC® Implantat Kompatibilitätsliste

CM LOC® Systèmes d'implants compatibles

CM LOC® Compatible implant systems

CM LOC® Sistemi implantari compatibili

CM LOC® Sistemas de implantes compatibles



			Platform	Torque (recommended)	Cat. No.
Straumann®	CM LOC®	Abutment	Straumann® RN 4.8 GH1	35Ncm	05001408
	CM LOC®	Abutment	Straumann® RN 4.8 GH2	35Ncm	05001409
	CM LOC®	Abutment	Straumann® RN 4.8 GH3	35Ncm	05001410
	CM LOC®	Abutment	Straumann® RN 4.8 GH4	35Ncm	05001411
	CM LOC®	Abutment	Straumann® RN 4.8 GH5	35Ncm	05001412
	CM LOC®	Case Guide	Straumann® RN 4.8	–	05001578
	CM LOC® FLEX	Abutment	Straumann® RN 4.8 GH1	35Ncm	05001720
	CM LOC® FLEX	Abutment	Straumann® RN 4.8 GH2	35Ncm	05001721
	CM LOC® FLEX	Abutment	Straumann® RN 4.8 GH3	35Ncm	05001722
	CM LOC® FLEX	Abutment	Straumann® RN 4.8 GH4	35Ncm	05001723
	CM LOC® FLEX	Abutment	Straumann® RN 4.8 GH5	35Ncm	05001724
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Straumann® RN 4.8	–	05001884
	CM LOC®	Abutment	Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH1	35Ncm	05001413
	CM LOC®	Abutment	Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH2	35Ncm	05001414
	CM LOC®	Abutment	Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH3	35Ncm	05001415
	CM LOC®	Abutment	Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH4	35Ncm	05001416
	CM LOC®	Abutment	Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH5	35Ncm	05001417
	CM LOC®	Case Guide	Straumann® RC 4.1 / 4.8	–	05001579
	CM LOC® FLEX	Abutment	Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH1	35Ncm	05001725
	CM LOC® FLEX	Abutment	Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH2	35Ncm	05001726
	CM LOC® FLEX	Abutment	Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH3	35Ncm	05001727
	CM LOC® FLEX	Abutment	Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH4	35Ncm	05001728
	CM LOC® FLEX	Abutment	Straumann® RC 4.1 / 4.8 GH5	35Ncm	05001729
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Straumann® RC 4.1 / 4.8	–	05001885
	CM LOC®	Abutment	Straumann® NNC 3.5 GH1	35Ncm	05001418
	CM LOC®	Abutment	Straumann® NNC 3.5 GH2	35Ncm	05001419
	CM LOC®	Abutment	Straumann® NNC 3.5 GH3	35Ncm	05001420
	CM LOC®	Abutment	Straumann® NNC 3.5 GH4	35Ncm	05001421
	CM LOC®	Abutment	Straumann® NNC 3.5 GH5	35Ncm	05001422
	CM LOC®	Case Guide	Straumann® NNC 3.5	–	05001580
	CM LOC®	Abutment	Straumann® NC 3.3 GH1	35Ncm	05002547
	CM LOC®	Abutment	Straumann® NC 3.3 GH2	35Ncm	05002548
	CM LOC®	Abutment	Straumann® NC 3.3 GH2	35Ncm	05002549
CM LOC®	Abutment	Straumann® NC 3.3 GH4	35Ncm	05002550	
CM LOC®	Abutment	Straumann® NC 3.3 GH5	35Ncm	05002551	
CM LOC®	Case Guide	Straumann® NC 3.3	–	05002552	

			Platform	Torque (recommended)	Cat. No.
Nobel Biocare	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5 GH1	35Ncm	0500 1423
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5 GH2	35Ncm	0500 1424
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5 GH3	35Ncm	0500 1425
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5 GH4	35Ncm	0500 1426
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5 GH5	35Ncm	0500 1427
	CM LOC®	Case Guide	Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5	–	0500 1581
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH1	35Ncm	0500 1296
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH2	35Ncm	0500 1300
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH3	35Ncm	0500 1301
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH4	35Ncm	0500 1302
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH5	35Ncm	0500 1303
	CM LOC®	Case Guide	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3	–	0500 1582
	CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH1	35Ncm	0500 1740
	CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH2	35Ncm	0500 1741
	CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH3	35Ncm	0500 1742
	CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH4	35Ncm	0500 1743
	CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3 GH5	35Ncm	0500 1744
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3	–	0500 1888
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Active® NP 3.5 GH1	35Ncm	0500 2109
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Active® NP 3.5 GH2	35Ncm	0500 2110
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Active® NP 3.5 GH3	35Ncm	0500 2111
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Active® NP 3.5 GH4	35Ncm	0500 2112
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Active® NP 3.5 GH5	35Ncm	0500 2113
	CM LOC®	Case Guide	Nobel Biocare Active® NP 3.5	–	0500 2187
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH1	35Ncm	0500 1437
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH2	35Ncm	0500 1438
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH3	35Ncm	0500 1439
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH4	35Ncm	0500 1440
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH5	35Ncm	0500 1441
	CM LOC®	Case Guide	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0	–	0500 1584
	CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH1	35Ncm	0500 1750
	CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH2	35Ncm	0500 1751
	CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH3	35Ncm	0500 1752
	CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH4	35Ncm	0500 1753
	CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0 GH5	35Ncm	0500 1754
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0	–	0500 1890
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH1	35Ncm	0500 2114
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH2	35Ncm	0500 2115
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH3	35Ncm	0500 2116
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH4	35Ncm	0500 2117
	CM LOC®	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH5	35Ncm	0500 2118
	CM LOC®	Case Guide	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0	–	0500 2188
CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH1	35Ncm	0500 2261	
CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH2	35Ncm	0500 2262	
CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH3	35Ncm	0500 2263	
CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH4	35Ncm	0500 2264	
CM LOC® FLEX	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0 GH5	35Ncm	0500 2265	
CM LOC® FLEX	Case Guide	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0	–	0500 2309	

			Platform	Torque (recommended)	Cat. No.
Astra Tech	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0 GH1	25Ncm	05001452
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0 GH2	25Ncm	05001453
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0 GH3	25Ncm	05001454
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0 GH4	25Ncm	05001455
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0 GH5	25Ncm	05001456
	CM LOC®	Case Guide	Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0	–	05001587
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH1	25Ncm	05001457
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH2	25Ncm	05001458
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH3	25Ncm	05001459
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH4	25Ncm	05001460
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH5	25Ncm	05001461
	CM LOC®	Case Guide	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0	–	05001588
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH1	25Ncm	05001770
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH2	25Ncm	05001771
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH3	25Ncm	05001772
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH4	25Ncm	05001773
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0 GH5	25Ncm	05001774
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0	–	05001894
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6 GH1	25Ncm	05001963
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6 GH2	25Ncm	05001964
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6 GH3	25Ncm	05001965
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6 GH4	25Ncm	05001966
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6 GH5	25Ncm	05001967
	CM LOC®	Case Guide	Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6	–	05001981
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH1	25Ncm	05001968
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH2	25Ncm	05001969
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH3	25Ncm	05001970
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH4	25Ncm	05001971
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH5	25Ncm	05001972
	CM LOC®	Case Guide	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2	–	05001982
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH1	25Ncm	05001932
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH2	25Ncm	05001933
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH3	25Ncm	05001934
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH4	25Ncm	05001935
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2 GH5	25Ncm	05001936
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2	–	05001946
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH1	25Ncm	05001973
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH2	25Ncm	05001974
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH3	25Ncm	05001975
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH4	25Ncm	05001976
	CM LOC®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH5	25Ncm	05001977
	CM LOC®	Case Guide	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8	–	05001983
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH1	25Ncm	05001937
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH2	25Ncm	05001938
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH3	25Ncm	05001939
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH4	25Ncm	05001940
	CM LOC® FLEX	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8 GH5	25Ncm	05001941
CM LOC® FLEX	Case Guide	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8	–	05001947	

			Platform	Torque (recommended)	Cat. No.	
Zimmer	CM LOC®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5 GH1	30Ncm	0500 1462	
	CM LOC®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5 GH2	30Ncm	0500 1463	
	CM LOC®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5 GH3	30Ncm	0500 1464	
	CM LOC®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5 GH4	30Ncm	0500 1465	
	CM LOC®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5 GH5	30Ncm	0500 1466	
	CM LOC®	Case Guide	Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5	–	0500 1589	
	CM LOC®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH1	30Ncm	0500 1467	
	CM LOC®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH2	30Ncm	0500 1468	
	CM LOC®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH3	30Ncm	0500 1469	
	CM LOC®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH4	30Ncm	0500 1470	
	CM LOC®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH5	30Ncm	0500 1471	
	CM LOC®	Case Guide	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5	–	0500 1590	
	CM LOC® FLEX	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH1	30Ncm	0500 1780	
	CM LOC® FLEX	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH2	30Ncm	0500 1781	
	CM LOC® FLEX	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH3	30Ncm	0500 1782	
	CM LOC® FLEX	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH4	30Ncm	0500 1783	
	CM LOC® FLEX	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5 GH5	30Ncm	0500 1784	
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5	–	0500 1896	
	MIS® (standard narrow)	CM LOC®	Abutment	MiS® Seven 3.5 GH1	30Ncm	0500 1462
CM LOC®		Abutment	MiS® Seven 3.5 GH2	30Ncm	0500 1463	
CM LOC®		Abutment	MiS® Seven 3.5 GH3	30Ncm	0500 1464	
CM LOC®		Abutment	MiS® Seven 3.5 GH4	30Ncm	0500 1465	
CM LOC®		Abutment	MiS® Seven 3.5 GH5	30Ncm	0500 1466	
CM LOC®		Case Guide	MiS® Seven 3.5	–	0500 1589	
MIS® (wide platform)	CM LOC®	Abutment	MiS® Seven 4.5 GH1	30Ncm	0500 1467	
	CM LOC®	Abutment	MiS® Seven 4.5 GH2	30Ncm	0500 1468	
	CM LOC®	Abutment	MiS® Seven 4.5 GH3	30Ncm	0500 1469	
	CM LOC®	Abutment	MiS® Seven 4.5 GH4	30Ncm	0500 1470	
	CM LOC®	Abutment	MiS® Seven 4.5 GH5	30Ncm	0500 1471	
	CM LOC®	Case Guide	MiS® Seven 4.5	–	0500 1590	
	CM LOC® FLEX	Abutment	MiS® Seven 4.5 GH1	30Ncm	0500 1780	
	CM LOC® FLEX	Abutment	MiS® Seven 4.5 GH2	30Ncm	0500 1781	
	CM LOC® FLEX	Abutment	MiS® Seven 4.5 GH3	30Ncm	0500 1782	
	CM LOC® FLEX	Abutment	MiS® Seven 4.5 GH4	30Ncm	0500 1783	
	CM LOC® FLEX	Abutment	MiS® Seven 4.5 GH5	30Ncm	0500 1784	
	CM LOC® FLEX	Case Guide	MiS® Seven 4.5	–	0500 1896	
	BioHorizons®	CM LOC®	Abutment	BioHorizons® Internal 3.5 GH1	30Ncm	0500 1462
		CM LOC®	Abutment	BioHorizons® Internal 3.5 GH2	30Ncm	0500 1463
CM LOC®		Abutment	BioHorizons® Internal 3.5 GH3	30Ncm	0500 1464	
CM LOC®		Abutment	BioHorizons® Internal 3.5 GH4	30Ncm	0500 1465	
CM LOC®		Abutment	BioHorizons® Internal 3.5 GH5	30Ncm	0500 1466	
CM LOC®		Case Guide	BioHorizons® Internal 3.5	–	0500 1589	
CM LOC®		Abutment	BioHorizons® Internal 4.5 GH1	30Ncm	0500 1467	
CM LOC®		Abutment	BioHorizons® Internal 4.5 GH2	30Ncm	0500 1468	
CM LOC®		Abutment	BioHorizons® Internal 4.5 GH3	30Ncm	0500 1469	
CM LOC®		Abutment	BioHorizons® Internal 4.5 GH4	30Ncm	0500 1470	
CM LOC®		Abutment	BioHorizons® Internal 4.5 GH5	30Ncm	0500 1471	
CM LOC®		Case Guide	BioHorizons® Internal 4.5	–	0500 1590	
CM LOC® FLEX		Abutment	BioHorizons® Internal 4.5 GH1	30Ncm	0500 1780	
CM LOC® FLEX		Abutment	BioHorizons® Internal 4.5 GH2	30Ncm	0500 1781	
CM LOC® FLEX		Abutment	BioHorizons® Internal 4.5 GH3	30Ncm	0500 1782	
CM LOC® FLEX		Abutment	BioHorizons® Internal 4.5 GH4	30Ncm	0500 1783	
CM LOC® FLEX		Abutment	BioHorizons® Internal 4.5 GH5	30Ncm	0500 1784	
CM LOC® FLEX		Case Guide	BioHorizons® Internal 4.5	–	0500 1896	

			Platform	Torque (recommended)	Cat. No.
Camlog®	CM LOC®	Abutment	Camlog® 3.8 GH1	30Ncm	05001544
	CM LOC®	Abutment	Camlog® 3.8 GH2	30Ncm	05001545
	CM LOC®	Abutment	Camlog® 3.8 GH3	30Ncm	05001546
	CM LOC®	Abutment	Camlog® 3.8 GH4	30Ncm	05001547
	CM LOC®	Case Guide	Camlog® 3.8	–	05001591
	CM LOC® FLEX	Abutment	Camlog® 3.8 GH1	30Ncm	05001790
	CM LOC® FLEX	Abutment	Camlog® 3.8 GH2	30Ncm	05001791
	CM LOC® FLEX	Abutment	Camlog® 3.8 GH3	30Ncm	05001792
	CM LOC® FLEX	Abutment	Camlog® 3.8 GH4	30Ncm	05001793
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Camlog® 3.8	–	05001897
	CM LOC®	Abutment	Camlog® 4.3 GH1	30Ncm	05001549
	CM LOC®	Abutment	Camlog® 4.3 GH2	30Ncm	05001550
	CM LOC®	Abutment	Camlog® 4.3 GH3	30Ncm	05001551
	CM LOC®	Abutment	Camlog® 4.3 GH4	30Ncm	05001552
	CM LOC®	Case Guide	Camlog® 4.3	–	05001592
	CM LOC® FLEX	Abutment	Camlog® 4.3 GH1	30Ncm	05001795
	CM LOC® FLEX	Abutment	Camlog® 4.3 GH2	30Ncm	05001796
	CM LOC® FLEX	Abutment	Camlog® 4.3 GH3	30Ncm	05001797
	CM LOC® FLEX	Abutment	Camlog® 4.3 GH4	30Ncm	05001798
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Camlog® 4.3	–	05001898
	CM LOC®	Abutment	Conelog® 3.8/4.3 GH1	30Ncm	05001482
	CM LOC®	Abutment	Conelog® 3.8/4.3 GH2	30Ncm	05001483
	CM LOC®	Abutment	Conelog® 3.8/4.3 GH3	30Ncm	05001484
	CM LOC®	Abutment	Conelog® 3.8/4.3 GH4	30Ncm	05001485
	CM LOC®	Abutment	Conelog® 3.8/4.3 GH5	30Ncm	05001486
	CM LOC®	Case Guide	Conelog® 3.8/4.3	–	05001594
	CM LOC® FLEX	Abutment	Conelog® 3.8/4.3 GH1	30Ncm	05001805
	CM LOC® FLEX	Abutment	Conelog® 3.8/4.3 GH2	30Ncm	05001806
	CM LOC® FLEX	Abutment	Conelog® 3.8/4.3 GH3	30Ncm	05001807
	CM LOC® FLEX	Abutment	Conelog® 3.8/4.3 GH4	30Ncm	05001808
	CM LOC® FLEX	Abutment	Conelog® 3.8/4.3 GH5	30Ncm	05001809
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Conelog® 3.8/4.3	–	05001899
Dentsply	CM LOC®	Abutment	Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 GH1	25Ncm	05002014
	CM LOC®	Abutment	Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 GH2	25Ncm	05002015
	CM LOC®	Abutment	Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 GH3	25Ncm	05002016
	CM LOC®	Abutment	Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 GH4	25Ncm	05002017
	CM LOC®	Abutment	Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 GH5	25Ncm	05002018
	CM LOC®	Case Guide	Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0	–	05002020
	CM LOC® FLEX	Abutment	Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH1	25Ncm	05002002
	CM LOC® FLEX	Abutment	Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH2	25Ncm	05002003
	CM LOC® FLEX	Abutment	Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH3	25Ncm	05002004
	CM LOC® FLEX	Abutment	Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH4	25Ncm	05002005
	CM LOC® FLEX	Abutment	Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH5	25Ncm	05002006
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0	–	05002008

			Platform	Torque (recommended)	Cat. No.
Sweden+Martina	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.3 GH1	30Ncm	0500 2119
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.3 GH2	30Ncm	0500 2120
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.3 GH3	30Ncm	0500 2121
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.3 GH4	30Ncm	0500 2122
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.3 GH5	30Ncm	0500 2123
	CM LOC®	Case Guide	Sweden+Martina Premium Kohno 3.3	–	0500 2189
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH1	30Ncm	0500 2124
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH2	30Ncm	0500 2125
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH3	30Ncm	0500 2126
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH4	30Ncm	0500 2127
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH5	30Ncm	0500 2128
	CM LOC®	Case Guide	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8	–	0500 2190
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH1	30Ncm	0500 2266
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH2	30Ncm	0500 2267
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH3	30Ncm	0500 2268
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH4	30Ncm	0500 2269
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8 GH5	30Ncm	0500 2270
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8	–	0500 2310
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH1	30Ncm	0500 2129
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH2	30Ncm	0500 2130
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH3	30Ncm	0500 2131
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH4	30Ncm	0500 2132
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH5	30Ncm	0500 2133
	CM LOC®	Case Guide	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25/5.0/6.0	–	0500 2192
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH1	30Ncm	0500 2271
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH2	30Ncm	0500 2272
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH3	30Ncm	0500 2273
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH4	30Ncm	0500 2274
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25 GH5	30Ncm	0500 2275
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH1	30Ncm	0500 2134
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH2	30Ncm	0500 2135
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH3	30Ncm	0500 2136
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH4	30Ncm	0500 2137
	CM LOC®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH5	30Ncm	0500 2138
	CM LOC®	Case Guide	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0	–	0500 2192
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH1	30Ncm	0500 2276
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH2	30Ncm	0500 2277
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH3	30Ncm	0500 2278
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH4	30Ncm	0500 2279
	CM LOC® FLEX	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0 GH5	30Ncm	0500 2280
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25/5.0/6.0	–	0500 2312

		Platform		Torque (recommended)	Cat. No.
Osstem®	CM LOC®	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH1	30Ncm	05002159
	CM LOC®	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH2	30Ncm	05002160
	CM LOC®	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH3	30Ncm	05002161
	CM LOC®	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH4	30Ncm	05002162
	CM LOC®	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH5	30Ncm	05002163
	CM LOC®	Case Guide	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	–	05002197
	CM LOC® FLEX	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH1	30Ncm	0500 2566
	CM LOC® FLEX	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH2	30Ncm	0500 2567
	CM LOC® FLEX	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH3	30Ncm	0500 2568
	CM LOC® FLEX	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH4	30Ncm	0500 2569
	CM LOC® FLEX	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH5	30Ncm	0500 2570
	CM LOC® FLEX	Case Guide	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	–	0500 2586
	CM LOC®	Abutment	Osstem® TS Mini 3.5 GH1	30Ncm	05002590
	CM LOC®	Abutment	Osstem® TS Mini 3.5 GH2	30Ncm	05002591
	CM LOC®	Abutment	Osstem® TS Mini 3.5 GH3	30Ncm	05002592
	CM LOC®	Abutment	Osstem® TS Mini 3.5 GH4	30Ncm	05002593
	CM LOC®	Abutment	Osstem® TS Mini 3.5 GH5	30Ncm	05002594
	CM LOC®	Case Guide	Osstem® TS Mini 3.5	–	05002596
	CM LOC®	Abutment	Osstem® US Regular 4.1 GH1	30Ncm	05002154
	CM LOC®	Abutment	Osstem® US Regular 4.1 GH2	30Ncm	05002155
	CM LOC®	Abutment	Osstem® US Regular 4.1 GH3	30Ncm	05002156
	CM LOC®	Abutment	Osstem® US Regular 4.1 GH4	30Ncm	05002157
	CM LOC®	Abutment	Osstem® US Regular 4.1 GH5	30Ncm	05002158
	CM LOC®	Case Guide	Osstem® US Regular 4.1	–	05002196
	CM LOC®	Abutment	Osstem® SS Regular 4.8 GH1	30Ncm	05002149
	CM LOC®	Abutment	Osstem® SS Regular 4.8 GH2	30Ncm	05002150
	CM LOC®	Abutment	Osstem® SS Regular 4.8 GH3	30Ncm	05002151
	CM LOC®	Abutment	Osstem® SS Regular 4.8 GH4	30Ncm	05002152
	CM LOC®	Abutment	Osstem® SS Regular 4.8 GH5	30Ncm	05002153
	CM LOC®	Case Guide	Osstem® SS Regular 4.8	–	05002195
Dyna	CM LOC®	for Dyna Helix Implant System Distributed by Dyna Dental Engineering b.v, The Netherlands			
Aurosan	CM LOC® CM LOC® FLEX	for Aurosan REVOIS® PRO Implant System Distributed by Aurosan GmbH, Germany			

Alle mit ® und ™ gekennzeichneten Unternehmen und Marken sind eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Toutes les sociétés et marques accompagnées des symboles ® et ™ sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

All companies and trademarks with ® and ™ are registered trademarks of their respective owners.

Tutte le ditte e i marchi contrassegnati con ® e ™ sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Todas las empresas y marcas comerciales designadas con ® y ™ son marcas registradas de sus correspondientes propietarios.

Dieses Dokument kann Informationen über Produkte enthalten, die in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar sind. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner oder CMSA unter info@cmsa.ch für Informationen über die Produktverfügbarkeit in Ihrem Land.

Ce document peut contenir des informations sur des produits qui ne sont peut-être pas disponibles dans votre pays. Veuillez contacter votre distributeur local ou contacter CMSA à l'adresse info@cmsa.ch pour obtenir des informations sur la disponibilité des produits dans votre pays.

This document may include information about products that may not be available in your country. Please contact your local distributor or contact CMSA at info@cmsa.ch for information on product availability in your country.

Questo documento può includere informazioni su prodotti che potrebbero non essere disponibili nel vostro paese. Si prega di contattare il distributore locale o di contattare CMSA all'indirizzo info@cmsa.ch per informazioni sulla disponibilità dei prodotti nel vostro paese.

Este documento puede incluir información sobre productos que pueden no estar disponibles en su país. Póngase en contacto con su distribuidor local o con CMSA en info@cmsa.ch para obtener información sobre la disponibilidad de los productos en su país.