



**+ Dalbo® Abutment**  
Implant compatibility list.



# Dalbo® Abutment Implantat Kompatibilitätsliste

Alle mit ® und ™ gekennzeichneten Unternehmen und Marken sind eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

## Liste de compatibilité des implants de piliers Dalbo®

Toutes les sociétés et marques accompagnées des symboles ® et ™ sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

## Dalbo® Abutment implant compatibility list

All companies and trademarks with ® and ™ are registered trademarks of their respective owners.

## Lista di compatibilità dell'impianto abutment Dalbo®

Tutte le ditte e i marchi contrassegnati con ® e ™ sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

## Lista de compatibilidad de implantes de pilar Dalbo®

Todas las empresas y marcas comerciales designadas con ® y ™ son marcas registradas de sus correspondientes propietarios.



				Drehmoment (empfohlen) / Torque (recommended)	Art. Nr. Cendres + Métaux
Platform					
Straumann®	Dalbo®	Abutment	Straumann® RN 4.8, GH1	Torque 35Ncm	0500 2446
	Dalbo®	Abutment	Straumann® RN 4.8, GH2	Torque 35Ncm	0500 2447
	Dalbo®	Abutment	Straumann® RN 4.8, GH3	Torque 35Ncm	0500 2448
	Dalbo®	Abutment	Straumann® RC 4.1/4.8, GH3	Torque 35Ncm	0500 2456
	Dalbo®	Abutment	Straumann® RC 4.1/4.8, GH4	Torque 35Ncm	0500 2457
	Dalbo®	Abutment	Straumann® RC 4.1/4.8, GH5	Torque 35Ncm	0500 2458
	Dalbo®	Abutment	Straumann® NC 3.3, GH3	Torque 35Ncm	0500 2476
	Dalbo®	Abutment	Straumann® NC 3.3, GH4	Torque 35Ncm	0500 2477
	Dalbo®	Abutment	Straumann® NC 3.3, GH5	Torque 35Ncm	0500 2478
Astra Tech	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6, GH3	Torque 25Ncm	0500 2706
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6, GH4	Torque 25Ncm	0500 2707
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6, GH5	Torque 25Ncm	0500 2708
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2, GH3	Torque 25Ncm	0500 2716
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2, GH4	Torque 25Ncm	0500 2717
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2, GH5	Torque 25Ncm	0500 2718
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8, GH3	Torque 25Ncm	0500 2726
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8, GH4	Torque 25Ncm	0500 2727
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8, GH5	Torque 25Ncm	0500 2728
Astra Tech	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0, GH3	Torque 25Ncm	0500 2736
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0, GH4	Torque 25Ncm	0500 2737
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0, GH5	Torque 25Ncm	0500 2738
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0, GH3	Torque 25Ncm	0500 2746
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0, GH4	Torque 25Ncm	0500 2747
	Dalbo®	Abutment	Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0, GH5	Torque 25Ncm	0500 2748
Dentsply	Dalbo®	Abutment	DENTSPLY Ankylos® C 3.5,4.5,5.5,7.0, GH3	Torque 25Ncm	0500 2756
	Dalbo®	Abutment	DENTSPLY Ankylos® C 3.5,4.5,5.5,7.0, GH4	Torque 25Ncm	0500 2757
	Dalbo®	Abutment	DENTSPLY Ankylos® C 3.5,4.5,5.5,7.0, GH5	Torque 25Ncm	0500 2758

Nobel Biocare	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3, GH1	Torque 35Ncm	05002486
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3, GH2	Torque 35Ncm	05002487
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3, GH3	Torque 35Ncm	05002488
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5, GH1	Torque 35Ncm	05002496
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5, GH2	Torque 35Ncm	05002497
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5, GH3	Torque 35Ncm	05002498
Nobel Biocare	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0, GH3	Torque 35Ncm	05002506
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0, GH4	Torque 35Ncm	05002507
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0, GH5	Torque 35Ncm	05002508
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Active® NP 3.5, GH3	Torque 35Ncm	05002516
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Active® NP 3.5, GH4	Torque 35Ncm	05002517
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Active® NP 3.5, GH5	Torque 35Ncm	05002518
Nobel Biocare	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0, GH3	Torque 35Ncm	05002526
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0, GH4	Torque 35Ncm	05002527
	Dalbo®	Abutment	Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0, GH5	Torque 35Ncm	05002528
Osstem®	Dalbo®	Abutment	Osstem® US Regular 4.1, GH3	Torque 30Ncm	05002796
	Dalbo®	Abutment	Osstem® US Regular 4.1, GH4	Torque 30Ncm	05002797
	Dalbo®	Abutment	Osstem® US Regular 4.1, GH5	Torque 30Ncm	05002798
	Dalbo®	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0, GH3	Torque 30Ncm	05002906
	Dalbo®	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0, GH4	Torque 30Ncm	05002907
	Dalbo®	Abutment	Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0, GH5	Torque 30Ncm	05002908
Osstem®	Dalbo®	Abutment	Osstem® TS Mini 3.5, GH3	Torque 30Ncm	05002916
	Dalbo®	Abutment	Osstem® TS Mini 3.5, GH4	Torque 30Ncm	05002917
	Dalbo®	Abutment	Osstem® TS Mini 3.5, GH5	Torque 30Ncm	05002918
	Dalbo®	Abutment	Osstem® SS Regular 4.8, GH1	Torque 30Ncm	05002926
	Dalbo®	Abutment	Osstem® SS Regular 4.8, GH2	Torque 30Ncm	05002927
	Dalbo®	Abutment	Osstem® SS Regular 4.8, GH3	Torque 30Ncm	05002928
Camlog®	Dalbo®	Abutment	Camlog® 3.8, GH1	Torque 30Ncm	05002766
	Dalbo®	Abutment	Camlog® 3.8, GH2	Torque 30Ncm	05002767
	Dalbo®	Abutment	Camlog® 3.8, GH3	Torque 30Ncm	05002768
	Dalbo®	Abutment	Camlog® 4.3, GH1	Torque 30Ncm	05002776
	Dalbo®	Abutment	Camlog® 4.3, GH2	Torque 30Ncm	05002777
	Dalbo®	Abutment	Camlog® 4.3, GH3	Torque 30Ncm	05002778
	Dalbo®	Abutment	Conelog® 3.8/4.3, GH3	Torque 30Ncm	05002786
	Dalbo®	Abutment	Conelog® 3.8/4.3, GH4	Torque 30Ncm	05002787
	Dalbo®	Abutment	Conelog® 3.8/4.3, GH5	Torque 30Ncm	05002788
Zimmer MIS® (wide platform) BioHorizons®	Dalbo®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent®/MiS® Seven/BioHorizons® 3.5, GH3	Torque 30Ncm	05002946
	Dalbo®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent®/MiS® Seven/BioHorizons® 3.5, GH4	Torque 30Ncm	05002947
	Dalbo®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent®/MiS® Seven/BioHorizons® 3.5, GH5	Torque 30Ncm	05002948
	Dalbo®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent®/MiS® Seven/BioHorizons® 4.5, GH3	Torque 30Ncm	05002936
	Dalbo®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent®/MiS® Seven/BioHorizons® 4.5, GH4	Torque 30Ncm	05002937
	Dalbo®	Abutment	Zimmer Tapered Screw-Vent®/MiS® Seven/BioHorizons® 4.5, GH5	Torque 30Ncm	05002938
Sweden+ Martina	Dalbo®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.3, GH3	Torque 30Ncm	05002956
	Dalbo®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.3, GH4	Torque 30Ncm	05002957
	Dalbo®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.3, GH5	Torque 30Ncm	05002958
	Dalbo®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8, GH3	Torque 30Ncm	05002966
	Dalbo®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8, GH4	Torque 30Ncm	05002967
	Dalbo®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 3.8, GH5	Torque 30Ncm	05002968
	Dalbo®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25, GH3	Torque 30Ncm	05002976
	Dalbo®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25, GH4	Torque 30Ncm	05002977
	Dalbo®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 4.25, GH5	Torque 30Ncm	05002978
	Dalbo®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0, GH3	Torque 30Ncm	05002986
	Dalbo®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0, GH4	Torque 30Ncm	05002987
	Dalbo®	Abutment	Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0, GH5	Torque 30Ncm	05002988