




**+ Dalbo® Abutment.**

Vom Original zum System.

## Original System von Cendres+Métaux.

Cendres+Métaux baut sein Portfolio für prothetische Lösungen auf Implantaten kontinuierlich aus. Mit der Einführung des Dalbo® Abutments bietet Ihnen Cendres+Métaux nun den direkten und vollständigen Zugang in das renommierte und klinisch bewährte Dalbo® System. Das Funktionsprinzip wird seit mehr als 40 Jahren erfolgreich eingesetzt und hat seine klinische Wirksamkeit in Millionen von Fällen unter Beweis gestellt.



# **Ihre Vorteile.**

## **Zuverlässigkeit und Haltbarkeit**

Die kompakte Kugelform ist sehr widerstandsfähig. Das spezielle Design und die Kombination mit Edelmetall-Retentionseinsätzen aus Elitor® sorgen für eine zuverlässige Funktion und lange Haltbarkeit.

## **Einfachheit**

Das Dalbo® System ist in der Praxis und im Labor einfach einzusetzen und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.

## **Universell einsetzbar**

Die Systemkomponenten wurden für die jeweilige Anwendung optimiert.

## **Kompatibilität**

Alle Matrizen passen zu den kugelförmigen Patrizen anderer Hersteller von Kugelabutments mit einem Durchmesser von 2,25 mm.


## **Einstellen der Haltekraft.**

Der Dalbo®-PLUS kann auf einzigartige Weise individuell und ideal auf die Patientensituation eingestellt werden. Pro  $\frac{1}{4}$ -Umdrehung wird die progressiv zunehmende Haltekraft um ca. 200g erhöht.

Der Lamellen-Retentionseinsatz kann bei Bedarf ohne Demontage der Matrize ersetzt oder bei fortgeschrittenen Kugelabnützungen durch die Tuning Lamellen-Retentions-einsätze ausgetauscht werden.

Die höchste Aktivierungsstufe wird nach maximal eineinhalb Umdrehungen erreicht (max. 2 200g).

## Haltekraft in Abhängigkeit zur Aktivierung



# Portfolio.

Bestell-Nr.		Beschreibung	Inhalt
siehe Web		Dalbo® Abutment	1 St. <b>NEW</b>
05002599		Dalbo® CAD/CAM Retentionelement Retentionelement für Steg	1 St. <b>NEW</b>
055752		Matrize TE basic komplett	1 St.
055890		Matrize TE elliptic komplett	1 St.
055643		Lamellen-Retentionseinsatz E	1 St.
0500068		Tuning-Lamellen-Retentionseinsatz soft E	1 St.
055687		Tuning-Lamellen-Retentionseinsatz E	1 St.
050394		Distanzscheibe Z	5 St.
072626		Dublierhilfsteil / Platzhalter G	1 St.
070157		Transferachse	1 St.
07000312		Dalbo® Abutment Analog	4 St. <b>NEW</b>

Bestell-Nr.	Beschreibung	Inhalt
0700 0266	Dalbo® Abutment Eindrehwerkzeug	1 St.
		<b>NEW</b>
072 609	Schraubenzieher / Aktivator	1 St.
		
072 639	Glühstab	1 St.
		
0700 0026	Lehrenset	1 St.
	Lieferumfang: Patrizienlehre (0700 0027) Matrizenlehre (0700 0024) Lamellen-Retentionseinsatz (055 643) Tuning-Lamellen-Retentionseinsatz soft (0500 0068) Tuning-Lamellen-Retentionseinsatz (055 687) Schraubenzieher / Aktivator (072 609)	
0700 0269	Drehmomentratsche inklusive Adapter	1 St.
		<b>NEW</b>
0700 0268	Adapter für Drehmomentratsche	1 St.
		<b>NEW</b>

## Verfügbarkeit.

Dalbo® Abutment-Lösungen sind für alle gängigen Implantatsysteme erhältlich, z.B.:

- Straumann®
- Astra Tech®
- Nobel Biocare®
- DENTSPLY Ankylos®
- Camlog®
- Osstem®



Kompatibilitätsliste online verfügbar:  
[www.cmsa.ch/Dental/Download-Center](http://www.cmsa.ch/Dental/Download-Center)

Mit ® gekennzeichnete Produkte sind registrierte  
Markenzeichen des entsprechenden Herstellers.