



+ Design Options.

# + Design Options.

Solutions prothétiques fabriquées individuellement.

Les armatures Cendres+Métaux sont compatibles avec divers systèmes d'implants.

Nous utilisons des matériaux à haute performance. Votre Scan+Design Center local réalisera vos demandes de façon la mieux appropriée.

Pour de plus amples informations, veuillez appeler votre Scan+Design Center au +41 58 360 23 20.



## Barre Dolder®

- dimensions micro- ou macro
- profils en forme de U ou ovoïde
- partie femelle



## Barre principale

- avec filetage pour attachements vissés



## Barre Hader



## Barre mixte

- Barre principale associée au profil Dolder® et MP-Clip (Hader)



## Barre à forme libre

- divers profils possibles (rond ou Ackermann)
- plusieurs angulations possibles



## Barre Canada

- surface gingivale polie



## Pont réduit

- pour la céramique ou la résine
- idéal avec les essayages d'armatures



## Pont fraisé réalisé à partir d'un wax-up

- reproduction exacte d'un wax-up



## Wrap-Around

- idéale pour les armatures vissées et destinées au montage en résine ou en acrylique
- résine facile à réparer et à modifier