



+ Design Options.

# + Design Options.

Soluzioni protesiche personalizzate.

Le strutture Cendres+Métaux sono compatibili con vari sistemi implantari.

Per realizzarle utilizziamo materiali ad alte prestazioni. Il nostro Scan+Design Centre implementerà i suoi requisiti nella progettazione più adeguata.

Per maggiori informazioni contattare il nostro Scan+Design Centre al numero +41 58 3602320.



## Barra Dolder®

- profilo micro o macro
- possibilità di realizzare diversi profili (ovale o a U)
- con cavalieri



## Barra primaria

- adatta per attacco filettato



## Barra Hader



## Barra combinata

- Barra primaria combinata con profilo Hader o Dolder®



## Barra FreeForm

- possibilità di realizzare diversi profili (rotondo o Ackermann)
- possibilità di realizzare marcate angolazioni



## Barra Canada

- superficie gengivale levigata



## Ponte ridotto

- per porcellana o resina acrilica
- ideale per la prova della struttura



## Ponte wax-up realizzato con fresatura a copiare

- esatta riproduzione del wax-up



## Ponte di avvolgimento (Wrap-Around)

- ideale per build-up in resina acrilica
- facili riparazioni e modificazioni della resina