

Beschreibung

Spezierschleifkörper aus reinem Aluminium-Oxid für Palladium-Basis und edelmetallfreie Aufbrennlegierungen.

Anwendungsbereich

Ausgezeichnete Schleifwirkung für die Oberflächenbearbeitung von Brücken und Kronen. Für Goldgusslegierungen, Palladium-Basis mit weniger als 50 % Goldgehalt und edelmetallfreien Aufbrennlegierungen.

Eigenschaften

- Reines Aluminium-Oxid (Al_2O_3)
- Keine sich negativ auswirkende Rückstände wie z.B. Kohlenstoff
- Feinschnittiges Korn
- Weiter Drehzahlbereich (5000–12000 Upm)
- Runder Lauf dank präzis zentriertem Schaft (\varnothing 2.35 mm)
- Hohe Standfestigkeit bei gleichbleibender Struktur

Gebrauchsanleitung

Metalloberflächen mit leichtem Anpressdruck zwischen 5000–12000 Upm. in eine Richtung bearbeiten.

Besondere Risiken und Vorsichtsmassnahmen

Vermeiden Sie Staubartikel einzuatmen. Stets Abzugsanlage benutzen und Schutzbrille tragen.

Handelsform
Schachtel mit 12 Spezierschleifkörper
08052193 Cerasiv blau

Rx only