

Istruzioni d'uso

Descrizione

Punte montate, per lo sgrossamento ed il trattamento di superfici di ponti e corone in leghe preziose convenzionali o ceramo-metalliche il cui contenuto aureo è superiore a 50%.

Caratteristiche

- corindone affinato, legato ceramicamente
- molatura efficace grazie al trattamento particolare di cottura degli abrasivi
- granulazione per taglio fine
- limite esteso del numero dei giri (5000–12000 gpm)
- corsa centrica garantita dalla precisione del gambo (diam. 2.35 mm)
- altamente resistente con struttura costante

Rischi particolari e consigli di prudenza.

Non respirare le polveri.

Disponibilità
Scatola da 12 punte
08052192 Cerasiv marrone

Rx only