

## per: S.G 1055

Questa lega corrisponde alle norme ISO 22674/tipo 2 e ISO 9693-1. Può essere utilizzata come saldatura dentale secondo la norma ISO 9333.

### 1. Composizione

Au + metalli gruppo Pt	82.40%
Au	80.00%
Ag	16.90%
Pt	2.40%
Zn	0.70%

### 2. Proprietà fisiche

Intervallo di fusione	1020-1070°C
Colore	giallo

### 3. Proprietà meccaniche

Requirements by ISO 9333 :2006

Rm > 250 Mpa or > 0.2% proof stress of the weakest of the parts

Corrosion: no visible reaction on the surface of the brazed and tested sample

### 4. Certificazione

Questa lega corrisponde alle norme ISO 22674/tipo 2 e ISO 9693-1. Può essere utilizzata come saldatura dentale secondo la norma ISO 9333.

Produzione, imballaggio e distribuzione sono controllati secondo il sistema di qualità (ISO 9001 e ISO 13485).

**Cendres+Métaux SA**



Dr. Carmen Krüger  
Head of Materials Development



Dr. Flavio Campana  
Head of Material Testing