

# Ficha de Datos Materiales

## para: S.G 750

La soldadura cumple la norma ISO 9333.

### 1. Composición

Au + metales del grupo Pt	76.10%
Au	75.10%
Zn	12.15%
Ag	11.75%
Pt	1.00%

### 2. Propiedades Físicas

Intervalo de fusión	700-750°C
Color	amarillo

### 3. Propiedades Mecánicas

Requirements by ISO 9333 :2006

Rm > 250 Mpa or > 0.2% proof stress of the weakest of the parts


Corrosion: no visible reaction on the surface of the brazed and tested sample

### 4. Certificación

La soldadura cumple la norma ISO 9333.

Manufactura, embalaje y entrega estan constantemente controladas según los estándares de las directrices de calidad ISO 9001 y ISO 13485.

**Cendres+ Métaux SA**



Dr. Carmen Krüger

Head of Materials Development



Dr. Flavio Campana

Head of Material Testing