



**Soprano® 14.**  
Metallkeramik.

**CENDRES<sup>+</sup>**  
**MÉTAUX**

## Soprano® 14.

Die Metallkeramik mit überzeugenden Eigenschaften.

Soprano® 14 basiert auf einer silikatischen Glaskeramik und wurde zur Verblendung von edelmetallhaltigen und edelmetallfreien Legierungen mit einer thermischen Wärmeausdehnung (WAK) von  $13.5-15.0 \times 10^{-6} \cdot K^{-1}$  (25–500° C) entwickelt.

Die aufeinander abgestimmte Transparenz und Fluoreszenz ermöglicht naturgetreue Rekonstruktionen von Kronen und Brücken auf Legierungen.



# Vorteile und kreative Möglichkeiten.



Die Keramik hat ein thixotropes Verhalten, d.h. Soprano® 14 ist bei der Verarbeitung viskös und bleibt nach Beendigung der Modellierung stabil. Dadurch kann sehr präzise modelliert werden und der Schleifaufwand reduziert sich deutlich. Dank der Farbstabilität und Helligkeit von Soprano® 14 kann man in dünnen Schichten mit Schneidmassen den gewünschten Farbeffekt erreichen. Diese Farbechtheit bleibt auch nach mehreren Brennprozessen stabil.

Das Sortiment umfasst eine Bonderpaste zum Aufbrennen der Keramik auf edelmetallfreien Legierungen, Pastenopaker und eine ausgewogene Palette von verschiedenen keramischen Massen wie Margin, Frame Modifier, Opal, Dentin, Opakdentin, Schmelzmassen und Effektmassen. Die Keramikfarben basieren auf dem VITA-Classic-Farbsystem.

Anwender und Anwenderinnen von Soprano® 10 – der Verblendkeramik für Gerüste aus Lithium-Disilikat und Zirkonoxid – sind mit dem Farbkonzept und dem Sortimentsumfang bereits vertraut, denn dieses bleibt bei Soprano® 14 identisch.

# Unser Verkaufsprogramm.

## Das Kennenlern-Set

### Intro Kit A2

Alles dabei zur Realisierung einer hochwertigen Metallkeramik Rekonstruktion in der Farbe A2. Abgestimmte Verblendmassen, Malfarben und die Flüssigkeiten dazu, inkl. der Bonderpaste für das Aufbrennen auf edelmetallfreien Legierungen.

Kat. Nr. 08057500

## Die Ergänzung zum Haupt- sortiment

### Shade C-D Kit

Es sind ausschliesslich Keramikmassen, die auf die Farben C und D abgestimmt sind, enthalten: Pastenopaker, Margin, Opakdentin und Dentin.

Kat. Nr. 08057668

## Das Haupt- sortiment

### Shade A-B Kit

Im Kit enthalten sind für die Farben A und B alle relevanten Keramikmassen für Verblendungen auf edelmetallhaltigen und edelmetallfreien Legierungen, inkl. den Flüssigkeiten. Der Opaker in Pastenform ermöglicht eine effiziente Arbeitsweise mit perfekt abgedeckten Metallgerüsten. Mit der mitgelieferten Bonderpaste «EMF alloys» können bei Verblendungen auf edelmetallfreien Legierungen Spannungen und Verfärbungen reduziert werden. Für jede Farbe ist ein stark deckendes Opakdentin erhältlich. Verschiedene Schmelz- und Spezialmassen runden das Sortiment nach oben ab, um eine natürlich wirkende Ästhetik mit Leichtigkeit realisieren zu können.

Kat. Nr. 08057517

## **Gingiva Keramikmassen**

**Spezialitäten  
für Zahnfleisch-  
ergänzungen**

Das Gingiva Kit enthält nebst zwei Pastenopaker, hell und dunkel, vier verschiedene Verblendmassen für eine «Pink-Ästhetik» – von opak bis transluzent.

## **Bleaching Kit**

**Wem Weiss  
nicht Weiss  
genug ist**

Das Kit enthält ein umfangreiches Verblendzubehör zur Realisierung hochwertiger Bleach Rekonstruktionen auf Metallgerüsten. Zusammenge- stellt von Bleach-Spezialisten/innen mit viel Erfahrung! Im Kit enthalten sind zwei helle Pastenopaker mit ho- hem Abdeckungsgrad, zwei Margin-, ein Bleach-Opakdentin, vier Bleach- Dentine in unterschiedlichen Hellig- keiten und Farben. Verschiedene Schmelz- und Spezialmassen runden das Sortiment ab.

Kat. Nr. 08057725

## **POWDER Stain & Glaze Universal Kit**

**Universale  
Pulver-Mal-  
farben für jede  
Keramik**

Die Farben sind stark fluoreszierend und überzeugen mit ihrer Farbinten- sität. «Flu-Shade» ermöglicht für jede der vier Grundfarben eine eigene Farbe. Das POWDER Stain & Glaze Universal Kit wurde mit zehn «Flu-Stain»-gängigen Farben sinnvoll ergänzt.

Kat. Nr. 08057745

Die genaue Zusammenstellung der Kits mit den Mengenangaben finden Sie in der Gebrauchsanweisung unter [www.cmsa.ch/docs](http://www.cmsa.ch/docs) oder kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

**Cendres + Métaux SA**

Rue de Boujean 122  
CH-2501 Biel/Bienne  
Phone +41 58 360 20 00  
Fax +41 58 360 20 10  
[www.cmsa.ch](http://www.cmsa.ch)