



Soprano® 14.
Metalocerámica.

CENDRES⁺
MÉTAUX

Soprano® 14.

Metalocerámica con propiedades convincentes.

Soprano® 14 se basa en una vitrocerámica de silicato y fue desarrollada para el revestimiento de aleaciones preciosas y no preciosas con un coeficiente de expansión térmica (CET) de $13,5-15,0 \times 10^{-6} \cdot K^{-1}$ (25-500 °C).

Su transparencia y fluorescencia armonizadas permiten confeccionar reconstrucciones naturales de coronas y puentes sobre aleaciones.



Ventajas y posibilidades creativas.



Soprano® 14 tiene un comportamiento tixotrópico, es decir, la cerámica es viscosa durante el procesado y se mantiene estable después de finalizar el modelado. Esto permite modelar de forma muy precisa y reduce notablemente la fase de tallado. Gracias a la estabilidad cromática y el brillo de Soprano® 14, se puede conseguir el efecto de color deseado aplicando capas finas de masas incisales. La solidez cromática permanece estable incluso después de varios procesos de cocción.

Nuestro catálogo incluye una pasta adhesiva para la cocción de cerámica sobre aleaciones no preciosas, opáquer en pasta y una gama equilibrada de masas cerámicas diferentes, como Margin, Frame Modifier, Opal, Dentine, Opaque Dentine y masas de esmalte y efectos. Los colores de la cerámica se basan en el sistema de colores VITA classical.

Los usuarios de Soprano® 10, una cerámica de revestimiento para estructuras de disilicato de litio y óxido de circonio, ya conocen el esquema cromático y la gama de productos, ya que se mantienen idénticos en Soprano® 14.

Nuestra oferta.

El kit de
introducción

Kit Intro A2

Todo lo necesario para realizar una reconstrucción metalocerámica de alta calidad en el color A2. Masas de revestimiento, maquillajes y sus líquidos correspondientes, incluida la pasta adhesiva para cocción sobre aleaciones no preciosas.

N.º de cat. 08057500

El complemento
de la gama
principal

Kit Shade C-D

Solo se incluyen las masas cerámicas correspondientes a los colores C y D: opáquer en pasta, Margin, Opaque Dentine y Dentine.

N.º de cat. 08057668

La gama
principal

Kit Shade A-B

El kit contiene todas las masas cerámicas pertinentes para los colores A y B para el revestimiento de aleaciones preciosas y no preciosas, incluidos los líquidos. El opáquer en forma de pasta permite trabajar de manera eficiente, obteniendo estructuras metálicas perfectamente cubiertas. Con la pasta adhesiva suministrada «EMF alloys» se pueden reducir las tensiones y los cambios de color en los revestimientos sobre aleaciones no preciosas. Disponemos de una masa Opaque Dentine de alto poder de recubrimiento para cada color. La gama se completa con diferentes masas de esmalte y masas especiales para poder conseguir con facilidad una estética natural.

N.º de cat. 08057517

Masas cerámicas Gingiva

Además de dos opáquer en pasta, claro y oscuro, el kit Gingiva contiene cuatro masas de revestimiento diferentes de «estética rosa», de opaca a translúcida.

Productos
especiales para
sustituir la encaía

Kit Bleaching

El kit contiene una amplia gama de accesorios de revestimiento para la realización de reconstrucciones en tonos Bleach de alta calidad sobre estructuras metálicas. ¡Formulado por especialistas en Bleach con amplia experiencia! El kit contiene dos opáquers en pasta de color claro con un alto grado de cobertura, dos Margin, un Opaque Bleach Dentine y cuatro Bleach Dentine de diferentes brillos y colores. La gama se completa con diferentes masas de esmalte y masas especiales.

N.º de cat. 08057725

Cuando el
blanco nunca es
suficientemente
blanco

Kit Universal POWDER Stain&Glaze

Sus colores son altamente fluorescentes y convencer por su intensidad de color. Con «Flu-Shade» es posible obtener un color propio para cada uno de los cuatro colores básicos. El kit Universal POWDER Stain&Glaze se complementa perfectamente con los diez colores habituales «Flu-Stain».

N.º de cat. 08057745

Colores
universales en
polvo para todas
las cerámicas

Puede consultar la composición exacta de los kits y los datos sobre cantidades de producto en las instrucciones de uso, en www.cmsa.ch/docs o poniéndose en contacto con su asesor de clientes.

Cendres + Métaux SA

Rue de Boujean 122

CH-2501 Biel/Bienne

Teléfono +41 58 360 20 00

Fax +41 58 360 20 10

www.cmsa.ch