

# Soprano<sup>®</sup> Surface.

Cerámica en pasta  
lista para usar para  
la caracterización  
individual.



Con Soprano® Surface ampliamos nuestra cartera de cerámicas con un nuevo producto. Las cerámicas en pasta listas para usar permiten estructurar y maquillar con un aspecto natural coronas, puentes y reconstrucciones de la encía.

## **Aplicación sencilla. Estética natural a la medida.**

Soprano® Surface es una cerámica de estructura para coronas y puentes. Las pastas listas para usar Soprano® Surface poseen un tamaño de grano óptimo. Esto brinda muchas ventajas, por ejemplo, se pueden aplicar de forma fácil y rápida, tomándose la cantidad necesaria directamente del frasco. La alta estabilidad del material también impresiona. Tanto durante el modelado como la cocción, las propiedades de la superficie incorporada permanecen inalteradas, reduciéndose notablemente la fase de pulido. Los maquillajes de las pastas también son perfectos para su aplicación. Los colores se ven durante la estratificación y permanecen inalterados después de la cocción.

Soprano® Surface permite el modelado individual. Además, se pueden crear estructuras superficiales con efecto de profundidad. La transparencia, la opalescencia y la fluorescencia natural del material, que se aprecian a partir de un espesor de capa de 0.1 mm, también contribuyen al excelente resultado natural.

## Gama de colores armonizada.

Los maquillajes de la gama Soprano® también vienen en forma de pastas listas para usar y ofrecen las mismas ventajas que Soprano® Surface. Los maquillajes se pueden aplicar de forma fácil y precisa tomándolos directamente del frasco y además se puede comprobar el resultado final antes de la cocción, es decir, en este caso, los maquillajes también permanecen inalterados.

## Versatilidad.

Con Soprano® Surface se pueden caracterizar individualmente las superficies de las reconstrucciones, ya sean sobre óxido de circonio, disilicato de litio o cerámica de recubrimiento, y reproducir perfectamente el juego de colores de los dientes naturales.

Soprano® Surface también es adecuada para realizar correcciones en restauraciones acabadas. Por ejemplo, los puntos de contacto interproximales u oclusales pueden corregirse de forma rápida y precisa.

**Estética rosa en  
forma de pasta.**

**Menos esfuerzo –  
Resultados  
optimizados.**

Soprano® Surface se completa con una selecta gama de pastas de estructura y maquillajes para estética rosa. Los tejidos blandos ausentes pueden ser imitados perfectamente e incorporados a la reconstrucción. Las pastas de estructura y los maquillajes también son fáciles y cómodos de aplicar para la estética rosa. La alta estabilidad del material también sorprende en este caso. Tanto durante el modelado como la cocción, la estructura añadida de la encía permanece inalterada.







« Después de 10 años de actividad independiente y 25 años de experiencia en el sector dental, el Laboratorio Dental Ardentia es un orgulloso usuario de la cerámica líquida Soprano® Surface. Sus resultados naturales, su efecto de profundidad, su gama de colores y su translucidez... y todo ello con consistencia de pasta, es exactamente lo que habíamos soñado durante décadas. »

Robert Arvai,  
Protésico dental certificado  
Miembro de BioEmulation



« El kit Soprano® Surface Gingiva contiene todo lo que necesito para mi trabajo. Una paleta bien pensada de materiales de estructura y maquillajes que me permite reconstruir los tejidos blandos de forma individual y con un aspecto realmente natural. »

Florian Steinheber,  
Protésico dental certificado

# Soprano® Surface Kit.



Un kit con todas las masas de estructura para reconstrucciones dentales para realizar, por ejemplo, cambios de color (de hasta tres tonos cromáticos), crear efectos de transparencia, estructuras de mamelones o fisuras en el esmalte.

Contenido del kit: 19 pastas y líquido

# Soprano® Surface Gingiva Kit.



Un kit con todas las masas de estructura y maquillajes para reconstrucciones de la encía.

Contenido del kit: 5 pastas gingivales, 1 Clear, 4 maquillajes, pasta de glaseado y líquidos

# Soprano® Surface Bleaching Kit.



Un kit con todas las masas de estructura y maquillajes para prótesis dentales muy blanqueadas. Los materiales son de aplicación universal sobre óxido de circonio, disilicato de litio y cerámicas de recubrimiento.

Contenido del kit: 9 pastas, 7 maquillajes, pasta de glaseado y líquidos

# Soprano® PASTE Stain & Glaze Universal Kit.



Un kit con una gama de colores completa y armonizada, con diferentes matices de blanco y color negro. Los tonos básicos A, B, C y D respectivos también están disponibles en forma de pasta. Los materiales son de aplicación universal sobre óxido de circonio, disilicato de litio y cerámicas de recubrimiento.

Contenido del kit: 22 maquillajes, pasta de glaseado y líquido

fácil aplicación  
estructura y color estables  
modelado individual  
opalescencia  
translucidez  
fluorescencia  
natural  
versátil  
listo para usar