

Preisliste 2023

Schweiz

CM Connect

Nobel Brånemark®	External Hex Universal	MIS® Seven	Internal Hex MI
Nobel Replace® Select™	Tri-Lobe	MIS® C1 internal	Conic MC
Nobel Active® Nobel Replace® CC	Active Hex	BioHorizons® External	External Hex BH
Straumann® Soft Tissue Level synOcta®	Octagon	BioHorizons® Internal	Internal Hex BH
Straumann® Bone Level	Conical BL	Camlog®	Internal CAM
Straumann® BLX	Conical BLX	Conelog®	Internal CON
Astra Tech OsseoSpeed™	Internal Hex Conic	GlobalD IN-KONE®	Conic INK
Astra Tech Implant System® EV	Conic EVO	Anthogyr Axiom®	Conic AXIO
Dentsply Friadent® Xive®	Internal Hex FD	Biotech Kontakt®	Conic BIO
Dentsply Ankylos® C/X	Internal ANK	BTI®	Internal BT
3i® Osseotite®	External Hex USA	PHIBO® TSH®	External Hex PH
3i® Certain®	Internal Hex «Click»	Multi-unit®-Verbindung	Multi-unit® Abutments
Zimmer® Screw-Vent	Internal Hex USA		

Bitte beachten Sie die längere Lieferzeit der markierten Artikel von maximal drei Tagen.

CM Connect.


Das Portfolio im Überblick.

Implantologische Phase



Implantat Identifikation


Zur Auswahl der korrekten Teile



Gingivaformer

Kat. Nr. 41.20.xxx/y

Abdrucknahme / klinische Phase




Abformpfosten für offenen und geschlossenen Löffel

Kat. Nr. 41.17.xxx




Klinische Schraube

Kat. Nr. 41.19.xxx




Provisorisches Abutment

Kat. Nr. 41.24.xxx und 41.25.xxx



Scan-Abutment intraoral


Kat. Nr. 41.52.xxx und 41.53.xxx



Konverter, UniAbutment® und Multi-unit® Abutment

Kat. Nr. 41.34.00x, 41.35.001, 41.40.xxx/y, 41.41.xxx/y und 41.43.xxx/y


Dalbo®
Kompatible Abutments
für die Hybrid-Prothetik
auf Implantaten.



Dalbo® Abutment


Kat. Nr. 05002xxx

Laborphase



Analog für Implantat und Abutment

Kat. Nr. 41.14.xxx



Titanbasis mit Ausbrenn-Abutment

Kat. Nr. 41.15.xxx und 41.16.xxx




Scan-Abutment

Kat. Nr. 41.50.xxx



AURUM Base™


Kat. Nr. 41.36.xxx und 41.37.xxx



Gerades, abgewinkeltes Abutment

Kat. Nr. 41.13.xxx

Kat. Nr. 41.22.xxx und 41.23.xxx



CoCr-Basis mit Ausbrenn-Abutment

Kat. Nr. 41.30.xxx und 41.31.xxx



Fräsrohlinge

Kat. Nr. 41.61.xxx und 41.71.xxx


Kat. Nr. 41.62.xxx



Ausbrenn-Abutment

Kat. Nr. 41.28.xxx und 41.29.xxx

Werkzeuge




Schraubendreher-Handgriffe und Spezialwerkzeuge

Kat. Nr. 41.MDTxxx, 41.PHxxx und 41.DTxxx



Schraubendreher für unterschiedliche Schraubkopftypen

Kat. Nr. 41.DTxxx



Halter für verschieden Fräsmaschinen

Kat. Nr. 41.HLDxx

CM Connect.

Kat. Nr.	Artikel	Beschreibung	CHF/Stk.
41.19.xxx	Klinische Schraube	ohne DLC-Beschichtung	14.60
		ohne DLC-Beschichtung	Packung mit 10 Stk. 124.80
		mit DLC-Beschichtung	20.80
41.14.xxx	Analog für Implantat und Abutment		16.70
			Packung mit 10 Stk. 124.80
41.15.xxx	Titanbasis	ohne Rotationsschutz	56.20
41.16.xxx		mit Rotationsschutz	56.20
		Schraube + Kunststoffzylinder inkl.	
41.30.xxx	CoCr-Basis	ohne Rotationsschutz	56.20
41.31.xxx		mit Rotationsschutz	56.20
		Schraube + Kunststoffzylinder inkl.	
41.36.xxx	AURUM base™	ohne Rotationsschutz	62.40
41.37.xxx		mit Rotationsschutz	62.40
		Schraube inkl.	
41.50.xxx	Scan-Abutment	für Scannen mit Tischscanner	33.30
41.52.xxx	Scan-Abutment intraoral		58.30
41.53.xxx		auf Titanbasis	Packung mit 10 Stk. 62.40
41.61.xxx	Fräsrohling	Ti	Ø 10 mm 64.50
41.62.xxx		Ti	Ø 14 mm 68.20
41.71.xxx		CoCr	Ø 14 mm 83.20
41.17.xxx	Abformpfosten		46.80
41.20.xxx/y	Gingivaformer		29.20
41.35.xxx	Konverter-Abutment (Octagon)	ohne Rotationsschutz	56.20
41.34.xxx		mit Rotationsschutz	70.80
41.24.xxx	Provisorisches Abutment	ohne Rotationsschutz	43.70
41.25.xxx		mit Rotationsschutz	43.70
41.28.xxx	Ausbrenn-Abutment	ohne Rotationsschutz	33.30
41.29.xxx		mit Rotationsschutz	33.30
41.13.xxx	Gerades Abutment		51.00
		für Octagon	66.00
41.22.xxx	Abgewinkeltes Abutment		15°/25° 65.60
41.23.xxx		für Octagon	15°/25° 100.90
41.40.xxx	UniAbutment®		20° 58.30
			45° 58.30
41.40.xxx	Multi-unit® Abutment	ohne DLC-Schraube	58.30
		mit DLC-Schraube	72.80
41.41.xxx	Abgewinkeltes Multi-unit® Abutment	ohne DLC-Schraube	17° 105.10
		mit DLC-Schraube	17° 114.40
41.43.xxx		ohne DLC-Schraube	30° 105.10
		mit DLC-Schraube	30° 114.40

Kat. Nr.	Artikel	Beschreibung	CHF/Stk.
41.HLDxx	Halter für verschieden Fräsmaschinen		Preis auf Anfrage
41.HLDVHFN4	Halter für VHF-N4-Maschine		Preis auf Anfrage
41.HLDVHFZ4	Halter für VHF Z4		Preis auf Anfrage
41.HLD3R	Halter für Maschinen mit Support/Wechsler		Preis auf Anfrage
41.HLDZZ	Adapter für ZirkonZahn® Halter M1 abutment		Preis auf Anfrage
41.DTxxx	Schraubendreher	für verschiedene Schraubenkopftypen	50.00
07000269 #	Drehmomentratsche komplett		328.00
07000268 #	Adapter Drehmomentratsche		104.00
07000336 #	Adapter für Spezial-Werkzeuge		78.00
41.DTMURP	Spezialwerkzeuge	Multi-unit® RP	58.30
41.DTMUWP		Multi-unit® WP	58.30
41.DTUNI		UniAbutment®	58.30
41.DTSYN		Octagon	99.90
41.DTPEI		Schraubendreher für intraorale Scan-Abutments	99.90

Dalbo® Abutment.

Kat. Nr.	Artikel	Beschreibung	CHF/1 Stk.	CHF/5 Stk.	CHF/10 Stk.
0500xxxx	Dalbo® Abutment		104.00	98.80	93.60
05002599	CAD CAM Retentionselement	Retentionselement für Steg	88.00	83.60	79.20
07000312	Abutment Analog	(4 Stk.)	68.00		
07000266	Abutment Eindrehwerkzeug		58.00		
07000269	Drehmomentratsche inkl. Adapter		328.00		
07000268	Adapter für Drehmomentratsche		104.00		
07000336	Adapter für Spezial-Werkzeuge		78.00		
055752	Dalbo® PLUS	Matrize TE basic	78.00	74.10	70.20
055698	Dalbo® Classic	Matrize E basic	52.00	49.40	46.80
051511	Dalbo® B	Matrize E	52.00	49.40	46.80

Gültig ab 01.01.2023
Ersetzt alle vorgängigen Preislisten.

Hinweise

Preise ab Biel in CHF

Preisänderungen, Rundungsdifferenzen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten

Preise pro Stück/Verpackung in CHF ohne MWST

lieferbar solange Vorrat

Rücknahmebedingungen

Die konsequente Anwendung der Richtlinie 93/42/EWG, bzw. der neuen Verordnung (EU) 2017/75, über Medizinprodukte gibt Ihnen die Garantie, immer Originalware zu erhalten, und fördert letztlich die Anwendungssicherheit. Folgende Massnahmen sind dabei zu beachten: Ohne Reklamationsgrund wird nicht originalverpackte Ware nicht zurückgenommen, sondern dem Refining zugeführt. Das Zerlegen von Produkten zur Gewinnung von Einzelteilen ist zu unterlassen. Demontierte Teile können aufgrund der verlorenen Rückverfolgbarkeit nicht mehr gutgeschrieben werden. Rücknahme von noch original verpackter, ungeöffneter Ware kann bis max. 30 Tage nach Rechnungsdatum zurückerstattet werden. Waren, die in Briefcouverts verpackt gesendet werden, kommen beschädigt an. Bitte unbedingt eine Kopie der Originalrechnung oder Lieferschein beilegen.

