

Preisliste/Liste de prix 2022

Schweiz/Suisse

Gesamtkatalog/Catalogue général

Implantologie/Implantologie		Keramiken/Céramiques	
CM LOC®.....	03	Livento® press und Soprano® 10.....	24
Dalbo® Abutment.....	09	Soprano® 14.....	27
Konstruktionselemente/Éléments de construction		Soprano® Surface.....	31
Geschiebe/Glissière.....	11	Soprano® Stain & Glaze.....	32
Verankerungen/Ancrages.....	13	Kunststoffe/Polymères	
Stege/Barres.....	16	Pekkton® ivory.....	33
Ersatzteile/Pièces de rechange	17	Legierungen/Alliages	34
Endodontie/Endodontie		Labormaterialien/	
Wurzelstifte/Tenons radiculaires.....	20	Matériel de laboratoire	36
Wurzelanker/Ancrage radiculaire.....	22		

Gültig ab 01.08.2022
Ersetzt alle vorgängigen Preislisten.

Valable dès le 01.08.2022
Remplace toutes les anciennes versions.

Hinweise

Preise ab Biel in CHF

Preisänderungen, Rundungsdifferenzen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten

Preise pro Stück/Verpackung in CHF ohne MWST

lieferbar solange Vorrat

Rücknahmebedingungen

Die konsequente Anwendung der Richtlinie 93/42/EWG, bzw. der neuen Verordnung (EU) 2017/75, über Medizinprodukte gibt Ihnen die Garantie, immer Originalware zu erhalten, und fördert letztlich die Anwendungssicherheit. Folgende Massnahmen sind dabei zu beachten: Ohne Reklamationsgrund wird nicht originalverpackte Ware nicht zurückgenommen, sondern dem Refining zugeführt. Das Zerlegen von Produkten zur Gewinnung von Einzelteilen ist zu unterlassen. Demontierte Teile können aufgrund der verlorenen Rückverfolgbarkeit nicht mehr gutgeschrieben werden. Rücknahme von noch original verpackter, ungeöffneter Ware kann bis max. 30 Tage nach Rechnungsdatum zurückerstattet werden. Waren, die in Briefcouverts verpackt gesendet werden, kommen beschädigt an. Bitte unbedingt eine Kopie der Originalrechnung oder Lieferschein beilegen.

Remarques

Prix départ Bienne en CHF

Adaptions de prix, différences d'arrondi, fautes de frappe et erreurs réservées

Prix par pièce/conditionnement en CHF sans TVA

livrable jusqu'à épuisement du stock

Conditions de reprise

L'application systématique de la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux ou du nouveau règlement (UE) 2017/745 garantit la livraison de pièces d'origine à utiliser en toute sécurité. Les mesures suivantes sont en vigueur: en l'absence d'un motif de réclamation, la marchandise sortie de son emballage d'origine n'est pas reprise, mais transmise au service Recyclage. Il est interdit de démonter des produits pour obtenir des pièces. Les éléments démontés ne peuvent pas être repris car leur traçabilité n'est plus possible. Les retours de produits dans leur emballage d'origine non ouverts seront remboursés jusqu'à un maximum de 30 jours après la date de facturation. Les produits envoyés dans des enveloppes de correspondance arrivent souvent endommagés. Veuillez impérativement joindre une copie de la facture d'origine ou le bon de livraison.

Werkstoffe / matières / materials

A = Alpha
C = Ceramicor®
D = Doral
E = Elitor®
EL = Elasticor
G = Galak
K = Korak
M = Medstahl

O = OSV
P3 = Protor 3
P = Pekkton®
Santoprene
S = Syntax
T = Titanium
V = Valor
X = Steel

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel	Article	1 Stk./ pce.	5 Stk./ pcs.	10 Stk./ pcs.
CM LOC®		CM LOC®			
05003001	Basic Set Titan (2 Stk.)	Set de base en titane (2 pcs.)	84.00	79.80	75.60
05001304	CAD CAM Retentionselement für Steg	CAD CAM élément rétention pour barre	84.00	79.80	75.60
05001995	Matrizengehäuse Titan für Pekkton® Einsatz (4 Stk.)	Boîtier titane pour inserts Pekkton® (4 pcs.)	65.00	61.75	58.50
05001314	Retentionseinsatz, sehr leicht (4 Stk.)	Gaine de rétention, très légère (4 pcs.)	49.00	46.55	44.10
05001315	Retentionseinsatz, leicht (4 Stk.)	Gaine de rétention, légère (4 pcs.)	49.00	46.55	44.10
05001316	Retentionseinsatz, normal (4 Stk.)	Gaine de rétention, normale (4 pcs.)	49.00	46.55	44.10
05001317	Retentionseinsatz, stark (4 Stk.)	Gaine de rétention, forte (4 pcs.)	49.00	46.55	44.10
05001328	Prozesseinsatz (4 Stk.)	Gaine de processus (4 pcs.)	50.00	47.50	45.00
05001306	Matrizengehäuse Pekkton® für Pekkton® Einsätze (4 Stk.)	Boîtier Pekkton® pour insert Pekkton® (4 pcs.)	65.00	61.75	58.50
07000201	Spacer (4 Stk.)	Espaceur (4 pcs.)	65.00		
07000202	Ausblockhilfe (4 Stk.)	Digue (4 pcs.)	30.00		
07000204	Analog (4 Stk.)	Analogie (4 pcs.)	65.00		
07000213	Abdruckposten (4 Stk.)	Boîtier pour prise d'empreinte (4 pcs.)	55.00		
07000223	FLEX Aligner	FLEX aligneur	30.00		
07000205	Multi-Tool für Pekkton® Retentionseinsatz	Multi-outil pour des gaines de rétention Pekkton®	75.00		
07000206	Eindrehwerkzeug	Tournevis	50.00		
07000222	FLEX Eindrehwerkzeug	Tournevis pour FLEX	50.00		
07000217	Extraktor für Matrizengehäuse	Extracteur pour boîtier femelle	60.00		
07000200	Instrumenten-Set	Set d'instruments	225.00		
07000269	Drehmomentratsche inkl. Adapter	Clé à cliquet dynamométrique avec adaptateur	315.00		
07000268	Adapter für Drehmomentratsche	Adaptateur pour clé dynamométrique	100.00		
07000336	Adapter für Spezial-Werkzeuge	Adaptateur de clé dynamométrique pour outils spéciaux	75.00		
CM LOC® Abutment		CM LOC® Abutment			
Straumann®		Straumann®			
05001408	CM LOC® Abutment Straumann® RN 4.8 GH1	CM LOC® Pilier Straumann® RN 4.8 GH1	110.00	104.50	99.00
05001409	CM LOC® Abutment Straumann® RN 4.8 GH2	CM LOC® Pilier Straumann® RN 4.8 GH2	110.00	104.50	99.00
05001410	CM LOC® Abutment Straumann® RN 4.8 GH3	CM LOC® Pilier Straumann® RN 4.8 GH3	110.00	104.50	99.00
05001411	CM LOC® Abutment Straumann® RN 4.8 GH4	CM LOC® Pilier Straumann® RN 4.8 GH4	110.00	104.50	99.00
05001412	CM LOC® Abutment Straumann® RN 4.8 GH5	CM LOC® Pilier Straumann® RN 4.8 GH5	110.00	104.50	99.00
05001578	CM LOC® Fall-Planer Straumann® RN 4.8	CM LOC® planificateur de cas Straumann® RN 4.8	70.00	66.50	63.00
05001720	CM LOC® FLEX Abutment Straumann® RN 4.8 GH1	CM LOC® FLEX Pilier Straumann® RN 4.8 GH1	145.00	137.75	130.50
05001721	CM LOC® FLEX Abutment Straumann® RN 4.8 GH2	CM LOC® FLEX Pilier Straumann® RN 4.8 GH2	145.00	137.75	130.50
05001722	CM LOC® FLEX Abutment Straumann® RN 4.8 GH3	CM LOC® FLEX Pilier Straumann® RN 4.8 GH3	145.00	137.75	130.50
05001723	CM LOC® FLEX Abutment Straumann® RN 4.8 GH4	CM LOC® FLEX Pilier Straumann® RN 4.8 GH4	145.00	137.75	130.50
05001724	CM LOC® FLEX Abutment Straumann® RN 4.8 GH5	CM LOC® FLEX Pilier Straumann® RN 4.8 GH5	145.00	137.75	130.50
05001884	CM LOC® FLEX Fall-Planer Straumann® RN 4.8	CM LOC® FLEX planificateur de cas Straumann® RN 4.8	75.00	71.25	67.50
05001413	CM LOC® Abutment Straumann® RC 4.1/4.8 GH1	CM LOC® Pilier Straumann® RC 4.1/4.8 GH1	110.00	104.50	99.00
05001414	CM LOC® Abutment Straumann® RC 4.1/4.8 GH2	CM LOC® Pilier Straumann® RC 4.1/4.8 GH2	110.00	104.50	99.00
05001415	CM LOC® Abutment Straumann® RC 4.1/4.8 GH3	CM LOC® Pilier Straumann® RC 4.1/4.8 GH3	110.00	104.50	99.00
05001416	CM LOC® Abutment Straumann® RC 4.1/4.8 GH4	CM LOC® Pilier Straumann® RC 4.1/4.8 GH4	110.00	104.50	99.00
05001417	CM LOC® Abutment Straumann® RC 4.1/4.8 GH5	CM LOC® Pilier Straumann® RC4.1/4.8 GH5	110.00	104.50	99.00
05001579	CM LOC® Fall-Planer Straumann® RC 4.1/4.8	CM LOC® planificateur de cas Straumann® RC 4.1/4.8	70.00	66.50	63.00
05001725	CM LOC® FLEX Abutment Straumann® RC 4.1/4.8 GH1	CM LOC® FLEX Pilier Straumann® RC 4.1/4.8 GH1	145.00	137.75	130.50
05001726	CM LOC® FLEX Abutment Straumann® RC 4.1/4.8 GH2	CM LOC® FLEX Pilier Straumann® RC 4.1/4.8 GH2	145.00	137.75	130.50
05001727	CM LOC® FLEX Abutment Straumann® RC 4.1/4.8 GH3	CM LOC® FLEX Pilier Straumann® RC 4.1/4.8 GH3	145.00	137.75	130.50
05001728	CM LOC® FLEX Abutment Straumann® RC 4.1/4.8 GH4	CM LOC® FLEX Pilier Straumann® RC 4.1/4.8 GH4	145.00	137.75	130.50
05001729	CM LOC® FLEX Abutment Straumann® RC 4.1/4.8GH5	CM LOC® FLEX Pilier Straumann® RC 4.1/4.8 GH5	145.00	137.75	130.50
05001885	CM LOC® FLEX Fall-Planer Straumann® RC 4.1/4.8	CM LOC® FLEX planificateur de cas Straumann® RC 4.1/4.8	75.00	71.25	67.50
05001418	CM LOC® Abutment Straumann® NNC 3.5 GH1	CM LOC® Pilier Straumann® NNC 3.5 GH1	110.00	104.50	99.00
05001419	CM LOC® Abutment Straumann® NNC 3.5 GH2	CM LOC® Pilier Straumann® NNC 3.5 GH2	110.00	104.50	99.00
05001420	CM LOC® Abutment Straumann® NNC 3.5 GH3	CM LOC® Pilier Straumann® NNC 3.5 GH3	110.00	104.50	99.00
05001421	CM LOC® Abutment Straumann® NNC 3.5 GH4	CM LOC® Pilier Straumann® NNC 3.5 GH4	110.00	104.50	99.00
05001422	CM LOC® Abutment Straumann® NNC 3.5 GH5	CM LOC® Pilier Straumann® NNC 3.5 GH5	110.00	104.50	99.00
05001580	CM LOC® Fall-Planer Straumann® NNC 3.5	CM LOC® planificateur de cas Straumann® NNC 3.5	70.00	66.50	63.00
05002547	CM LOC® Abutment Straumann® NC 3.3 GH1	CM LOC® Pilier Straumann® NC 3.3 GH1	110.00	104.50	99.00
05002548	CM LOC® Abutment Straumann® NC 3.3 GH2	CM LOC® Pilier Straumann® NC 3.3 GH2	110.00	104.50	99.00
05002549	CM LOC® Abutment Straumann® NC 3.3 GH3	CM LOC® Pilier Straumann® NC 3.3 GH3	110.00	104.50	99.00
05002550	CM LOC® Abutment Straumann® NC 3.3 GH4	CM LOC® Pilier Straumann® NC 3.3 GH4	110.00	104.50	99.00
05002551	CM LOC® Abutment Straumann® NC 3.3 GH5	CM LOC® Pilier Straumann® NC 3.3 GH5	110.00	104.50	99.00
05002552	CM LOC® Fall-Planer Straumann® NC 3.3	CM LOC® planificateur de cas Straumann® NC 3.3	70.00	66.50	63.00
Nobel Biocare		Nobel Biocare			
05001423	CM LOC® Abutment Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5 GH1	CM LOC® Pilier Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5 GH1	110.00	104.50	99.00
05001424	CM LOC® Abutment Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5 GH2	CM LOC® Pilier Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5 GH2	110.00	104.50	99.00
05001425	CM LOC® Abutment Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5 GH3	CM LOC® Pilier Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5 GH3	110.00	104.50	99.00
05001426	CM LOC® Abutment Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5 GH4	CM LOC® Pilier Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5 GH4	110.00	104.50	99.00
05001427	CM LOC® Abutment Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5 GH5	CM LOC® Pilier Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5 GH5	110.00	104.50	99.00

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel	Article	1 Stk./ pce.	5 Stk./ pcs.	10 Stk./ pcs.
BioHorizons®			BioHorizons®		
05001462	CM LOC® Abutment BioHorizons® Internal 3.5 GH1	CM LOC® Pilier BioHorizons® Internal 3.5 GH1	110.00	104.50	99.00
05001463	CM LOC® Abutment BioHorizons® Internal 3.5 GH2	CM LOC® Pilier BioHorizons® Internal 3.5 GH2	110.00	104.50	99.00
05001464	CM LOC® Abutment BioHorizons® Internal 3.5 GH3	CM LOC® Pilier BioHorizons® Internal 3.5 GH3	110.00	104.50	99.00
05001465	CM LOC® Abutment BioHorizons® Internal 3.5 GH4	CM LOC® Pilier BioHorizons® Internal 3.5 GH4	110.00	104.50	99.00
05001466	CM LOC® Abutment BioHorizons® Internal 3.5 GH5	CM LOC® Pilier BioHorizons® Internal 3.5 GH5	110.00	104.50	99.00
05001589	CM LOC® Fall-Planer BioHorizons® Internal 3.5	CM LOC® planificateur de cas BioHorizons® Internal 3.5	70.00	66.50	63.00
05001467	CM LOC® Abutment BioHorizons® Internal 4.5 GH1	CM LOC® Pilier BioHorizons® Internal 4.5 GH1	110.00	104.50	99.00
05001468	CM LOC® Abutment BioHorizons® Internal 4.5 GH2	CM LOC® Pilier BioHorizons® Internal 4.5 GH2	110.00	104.50	99.00
05001469	CM LOC® Abutment BioHorizons® Internal 4.5 GH3	CM LOC® Pilier BioHorizons® Internal 4.5 GH3	110.00	104.50	99.00
05001470	CM LOC® Abutment BioHorizons® Internal 4.5 GH4	CM LOC® Pilier BioHorizons® Internal 4.5 GH4	110.00	104.50	99.00
05001471	CM LOC® Abutment BioHorizons® Internal 4.5 GH5	CM LOC® Pilier BioHorizons® Internal 4.5 GH5	110.00	104.50	99.00
05001590	CM LOC® Fall-Planer BioHorizons® Internal 4.5	CM LOC® planificateur de cas BioHorizons® Internal 4.5	70.00	66.50	63.00
05001780	CM LOC® FLEX Abutment BioHorizons® Internal 4.5 GH1	CM LOC® FLEX Pilier BioHorizons® Internal 4.5 GH1	145.00	137.75	130.50
05001781	CM LOC® FLEX Abutment BioHorizons® Internal 4.5 GH2	CM LOC® FLEX Pilier BioHorizons® Internal 4.5 GH2	145.00	137.75	130.50
05001782	CM LOC® FLEX Abutment BioHorizons® Internal 4.5 GH3	CM LOC® FLEX Pilier BioHorizons® Internal 4.5 GH3	145.00	137.75	130.50
05001783	CM LOC® FLEX Abutment BioHorizons® Internal 4.5 GH4	CM LOC® FLEX Pilier BioHorizons® Internal 4.5 GH4	145.00	137.75	130.50
05001784	CM LOC® FLEX Abutment BioHorizons® Internal 4.5 GH5	CM LOC® FLEX Pilier BioHorizons® Internal 4.5 GH5	145.00	137.75	130.50
05001896	CM LOC® FLEX Fall-Planer BioHorizons® Internal 4.5	CM LOC® FLEX planificateur de cas BioHorizons® Internal 4.5	75.00	71.25	67.50
Camlog®			Camlog®		
05001544	CM LOC® Abutment Camlog® 3.8 GH1	CM LOC® Pilier Camlog® 3.8 GH1	110.00	104.50	99.00
05001545	CM LOC® Abutment Camlog® 3.8 GH2	CM LOC® Pilier Camlog® 3.8 GH2	110.00	104.50	99.00
05001546	CM LOC® Abutment Camlog® 3.8 GH3	CM LOC® Pilier Camlog® 3.8 GH3	110.00	104.50	99.00
05001547	CM LOC® Abutment Camlog® 3.8 GH4	CM LOC® Pilier Camlog® 3.8 GH4	110.00	104.50	99.00
05001591	CM LOC® Fall-Planer Camlog® 3.8	CM LOC® planificateur de cas Camlog® 3.8	70.00	66.50	63.00
05001790	CM LOC® FLEX Abutment Camlog® 3.8 GH1	CM LOC® FLEX Pilier Camlog® 3.8 GH1	145.00	137.75	130.50
05001791	CM LOC® FLEX Abutment Camlog® 3.8 GH2	CM LOC® FLEX Pilier Camlog® 3.8 GH2	145.00	137.75	130.50
05001792	CM LOC® FLEX Abutment Camlog® 3.8 GH3	CM LOC® FLEX Pilier Camlog® 3.8 GH3	145.00	137.75	130.50
05001793	CM LOC® FLEX Abutment Camlog® 3.8 GH4	CM LOC® FLEX Pilier Camlog® 3.8 GH4	145.00	137.75	130.50
05001897	CM LOC® FLEX Fall-Planer Camlog® 3.8	CM LOC® FLEX planificateur de cas Camlog® 3.8	75.00	71.25	67.50
05001549	CM LOC® Abutment Camlog® 4.3 GH1	CM LOC® Pilier Camlog® 4.3 GH1	110.00	104.50	99.00
05001550	CM LOC® Abutment Camlog® 4.3 GH2	CM LOC® Pilier Camlog® 4.3 GH2	110.00	104.50	99.00
05001551	CM LOC® Abutment Camlog® 4.3 GH3	CM LOC® Pilier Camlog® 4.3 GH3	110.00	104.50	99.00
05001552	CM LOC® Abutment Camlog® 4.3 GH4	CM LOC® Pilier Camlog® 4.3 GH4	110.00	104.50	99.00
05001592	CM LOC® Fall-Planer Camlog® 4.3	CM LOC® planificateur de cas Camlog® 4.3	70.00	66.50	63.00
05001795	CM LOC® FLEX Abutment Camlog® 4.3 GH1	CM LOC® FLEX Pilier Camlog® 4.3 GH1	145.00	137.75	130.50
05001796	CM LOC® FLEX Abutment Camlog® 4.3 GH2	CM LOC® FLEX Pilier Camlog® 4.3 GH2	145.00	137.75	130.50
05001797	CM LOC® FLEX Abutment Camlog® 4.3 GH3	CM LOC® FLEX Pilier Camlog® 4.3 GH3	145.00	137.75	130.50
05001798	CM LOC® FLEX Abutment Camlog® 4.3 GH4	CM LOC® FLEX Pilier Camlog® 4.3 GH4	145.00	137.75	130.50
05001898	CM LOC® FLEX Fall-Planer Camlog® 4.3	CM LOC® FLEX planificateur de cas Camlog® 4.3	75.00	71.25	67.50
05001482	CM LOC® Abutment Conelog® 3.8/4.3 GH1	CM LOC® Pilier Conelog® 3.8/4.3 GH1	110.00	104.50	99.00
05001483	CM LOC® Abutment Conelog® 3.8/4.3 GH2	CM LOC® Pilier Conelog® 3.8/4.3 GH2	110.00	104.50	99.00
05001484	CM LOC® Abutment Conelog® 3.8/4.3 GH3	CM LOC® Pilier Conelog® 3.8/4.3 GH3	110.00	104.50	99.00
05001485	CM LOC® Abutment Conelog® 3.8/4.3 GH4	CM LOC® Pilier Conelog® 3.8/4.3 GH4	110.00	104.50	99.00
05001486	CM LOC® Abutment Conelog® 3.8/4.3 GH5	CM LOC® Pilier Conelog® 3.8/4.3 GH5	110.00	104.50	99.00
05001594	CM LOC® Fall-Planer Conelog® 3.8/4.3	CM LOC® planificateur de cas Conelog® 3.8/4.3	70.00	66.50	63.00
05001805	CM LOC® FLEX Abutment Conelog® 3.8/4.3 GH1	CM LOC® FLEX Pilier Conelog® 3.8/4.3 GH1	145.00	137.75	130.50
05001806	CM LOC® FLEX Abutment Conelog® 3.8/4.3 GH2	CM LOC® FLEX Pilier Conelog® 3.8/4.3 GH2	145.00	137.75	130.50
05001807	CM LOC® FLEX Abutment Conelog® 3.8/4.3 GH3	CM LOC® FLEX Pilier Conelog® 3.8/4.3 GH3	145.00	137.75	130.50
05001808	CM LOC® FLEX Abutment Conelog® 3.8/4.3 GH4	CM LOC® FLEX Pilier Conelog® 3.8/4.3 GH4	145.00	137.75	130.50
05001809	CM LOC® FLEX Abutment Conelog® 3.8/4.3 GH5	CM LOC® FLEX Pilier Conelog® 3.8/4.3 GH5	145.00	137.75	130.50
05001899	CM LOC® FLEX Fall-Planer Conelog® 3.8/4.3	CM LOC® FLEX planificateur de cas Conelog® 3.8/4.3	75.00	71.25	67.50
Dentsply Ankylos®			Dentsply Ankylos®		
05002014	CM LOC® Abutment Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 GH1	CM LOC® Pilier Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 GH1	110.00	104.50	99.00
05002015	CM LOC® Abutment Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 GH2	CM LOC® Pilier Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 GH2	110.00	104.50	99.00
05002016	CM LOC® Abutment Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 GH3	CM LOC® Pilier Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 GH3	110.00	104.50	99.00
05002017	CM LOC® Abutment Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 GH4	CM LOC® Pilier Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 GH4	110.00	104.50	99.00
05002018	CM LOC® Abutment Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 GH5	CM LOC® Pilier Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 GH5	110.00	104.50	99.00
05002020	CM LOC® Fall-Planer Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0	CM LOC® planificateur de cas Dentsply Ankylos® C 3.5, 4.5, 5.5, 7.0	70.00	66.50	63.00
05002002	CM LOC® FLEX Abutment Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH1	CM LOC® FLEX Pilier Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH1	145.00	137.75	130.50
05002003	CM LOC® FLEX Abutment Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH2	CM LOC® FLEX Pilier Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH2	145.00	137.75	130.50
05002004	CM LOC® FLEX Abutment Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH3	CM LOC® FLEX Pilier Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH3	145.00	137.75	130.50
05002005	CM LOC® FLEX Abutment Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH4	CM LOC® FLEX Pilier Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH4	145.00	137.75	130.50
05002006	CM LOC® FLEX Abutment Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH5	CM LOC® FLEX Pilier Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0 GH5	145.00	137.75	130.50
05002008	CM LOC® FLEX Fall-Planer Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0	CM LOC® FLEX planificateur de cas Dentsply Ankylos® C 4.5, 5.5, 7.0	75.00	71.25	67.50

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel	Article	1 Stk./ pce.	5 Stk./ pcs.	10 Stk./ pcs.
05002566	CM LOC® FLEX Abutment Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH1	CM LOC® FLEX Pilier Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH1	145.00	137.75	130.50
05002567	CM LOC® FLEX Abutment Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH2	CM LOC® FLEX Pilier Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH2	145.00	137.75	130.50
05002568	CM LOC® FLEX Abutment Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH3	CM LOC® FLEX Pilier Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH3	145.00	137.75	130.50
05002569	CM LOC® FLEX Abutment Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH4	CM LOC® FLEX Pilier Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH4	145.00	137.75	130.50
05002570	CM LOC® FLEX Abutment Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH5	CM LOC® FLEX Pilier Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0 GH5	145.00	137.75	130.50
05002586	CM LOC® FLEX Fall-Planer Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	CM LOC® FLEX planificateur de cas Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	75.00	71.25	67.50
05002590	CM LOC® Abutment Osstem® TS Mini 3.5 GH1	CM LOC® Pilier Osstem® TS Mini 3.5 GH1	110.00	104.50	99.00
05002591	CM LOC® Abutment Osstem® TS Mini 3.5 GH2	CM LOC® Pilier Osstem® TS Mini 3.5 GH2	110.00	104.50	99.00
05002592	CM LOC® Abutment Osstem® TS Mini 3.5 GH3	CM LOC® Pilier Osstem® TS Mini 3.5 GH3	110.00	104.50	99.00
05002593	CM LOC® Abutment Osstem® TS Mini 3.5 GH4	CM LOC® Pilier Osstem® TS Mini 3.5 GH4	110.00	104.50	99.00
05002594	CM LOC® Abutment Osstem® TS Mini 3.5 GH5	CM LOC® Pilier Osstem® TS Mini 3.5 GH5	110.00	104.50	99.00
05002596	CM LOC® Fall-Planer Osstem® TS Mini 3.5	CM LOC® planificateur de cas Osstem® TS Mini 3.5	70.00	66.50	63.00
05002154	CM LOC® Abutment Osstem® US Regular 4.1 GH1	CM LOC® Pilier Osstem® US Regular 4.1 GH1	110.00	104.50	99.00
05002155	CM LOC® Abutment Osstem® US Regular 4.1 GH2	CM LOC® Pilier Osstem® US Regular 4.1 GH2	110.00	104.50	99.00
05002156	CM LOC® Abutment Osstem® US Regular 4.1 GH3	CM LOC® Pilier Osstem® US Regular 4.1 GH3	110.00	104.50	99.00
05002157	CM LOC® Abutment Osstem® US Regular 4.1 GH4	CM LOC® Pilier Osstem® US Regular 4.1 GH4	110.00	104.50	99.00
05002158	CM LOC® Abutment Osstem® US Regular 4.1 GH5	CM LOC® Pilier Osstem® US Regular 4.1 GH5	110.00	104.50	99.00
05002196	CM LOC® Fall-Planer Osstem® US Regular 4.1	CM LOC® planificateur de cas Osstem® US Regular 4.1	70.00	66.50	63.00
05002149	CM LOC® Abutment Osstem® SS Regular 4.8 GH1	CM LOC® Pilier Osstem® SS Regular 4.8 GH1	110.00	104.50	99.00
05002150	CM LOC® Abutment Osstem® SS Regular 4.8 GH2	CM LOC® Pilier Osstem® SS Regular 4.8 GH2	110.00	104.50	99.00
05002151	CM LOC® Abutment Osstem® SS Regular 4.8 GH3	CM LOC® Pilier Osstem® SS Regular 4.8 GH3	110.00	104.50	99.00
05002152	CM LOC® Abutment Osstem® SS Regular 4.8 GH4	CM LOC® Pilier Osstem® SS Regular 4.8 GH4	110.00	104.50	99.00
05002153	CM LOC® Abutment Osstem® SS Regular 4.8 GH5	CM LOC® Pilier Osstem® SS Regular 4.8 GH5	110.00	104.50	99.00
05002195	CM LOC® Fall-Planer Osstem® SS Regular 4.8	CM LOC® planificateur de cas Osstem® SS Regular 4.8	70.00	66.50	63.00
CM LOC® for Dyna Helix Implant System		Distributed by Dyna Dental Engineering b.v, The Netherlands			
CM LOC® / CMLOC® FLEX for Aurosan REVOIS® PRO Implant System		Distributed by Aurosan GmbH, Germany			

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel	Article	1 St./ pce.	5 St./ pcs.	10 St./ pcs.
Dalbo® Abutment					
Straumann					
05002446	Dalbo® Abutment Straumann® RN 4.8, GH1	Dalbo® Abutment Straumann® RN 4.8, GH1	100.00	95.00	90.00
05002447	Dalbo® Abutment Straumann® RN 4.8, GH2	Dalbo® Abutment Straumann® RN 4.8, GH2	100.00	95.00	90.00
05002448	Dalbo® Abutment Straumann® RN 4.8, GH3	Dalbo® Abutment Straumann® RN 4.8, GH3	100.00	95.00	90.00
05002456	Dalbo® Abutment Straumann® RC 4.1/4.8, GH3	Dalbo® Abutment Straumann® RC 4.1/4.8, GH3	100.00	95.00	90.00
05002457	Dalbo® Abutment Straumann® RC 4.1/4.8, GH4	Dalbo® Abutment Straumann® RC 4.1/4.8, GH4	100.00	95.00	90.00
05002458	Dalbo® Abutment Straumann® RC 4.1/4.8, GH5	Dalbo® Abutment Straumann® RC 4.1/4.8, GH5	100.00	95.00	90.00
05002476	Dalbo® Abutment Straumann® NC 3.3, GH3	Dalbo® Abutment Straumann® NC 3.3, GH3	100.00	95.00	90.00
05002477	Dalbo® Abutment Straumann® NC 3.3, GH4	Dalbo® Abutment Straumann® NC 3.3, GH4	100.00	95.00	90.00
05002478	Dalbo® Abutment Straumann® NC 3.3, GH5	Dalbo® Abutment Straumann® NC 3.3, GH5	100.00	95.00	90.00
Astra Tech					
05002706	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6, GH3	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6, GH3	100.00	95.00	90.00
05002707	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6, GH4	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6, GH4	100.00	95.00	90.00
05002708	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6, GH5	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® EV 3.6, GH5	100.00	95.00	90.00
05002716	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2, GH3	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2, GH3	100.00	95.00	90.00
05002717	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2, GH4	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2, GH4	100.00	95.00	90.00
05002718	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2, GH5	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.2, GH5	100.00	95.00	90.00
05002726	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8, GH3	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8, GH3	100.00	95.00	90.00
05002727	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8, GH4	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8, GH4	100.00	95.00	90.00
05002728	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8, GH5	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® EV 4.8, GH5	100.00	95.00	90.00
05002736	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0, GH3	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0, GH3	100.00	95.00	90.00
05002737	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0, GH4	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0, GH4	100.00	95.00	90.00
05002738	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0, GH5	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® 3.5/4.0, GH5	100.00	95.00	90.00
05002746	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0, GH3	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0, GH3	100.00	95.00	90.00
05002747	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0, GH4	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0, GH4	100.00	95.00	90.00
05002748	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0, GH5	Dalbo® Abutment Astra Tech OsseoSpeed® 4.5/5.0, GH5	100.00	95.00	90.00
DENTSPLY					
05002756	Dalbo® Abutment DENTSPLY Ankylos® C 3.5,4.5,5.5,7.0, GH3	Dalbo® Abutment DENTSPLY Ankylos® C 3.5,4.5,5.5,7.0, GH3	100.00	95.00	90.00
05002757	Dalbo® Abutment DENTSPLY Ankylos® C 3.5,4.5,5.5,7.0, GH4	Dalbo® Abutment DENTSPLY Ankylos® C 3.5,4.5,5.5,7.0, GH4	100.00	95.00	90.00
05002758	Dalbo® Abutment DENTSPLY Ankylos® C 3.5,4.5,5.5,7.0, GH5	Dalbo® Abutment DENTSPLY Ankylos® C 3.5,4.5,5.5,7.0, GH5	100.00	95.00	90.00
Nobel Biocare					
05002486	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3, GH1	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3, GH1	100.00	95.00	90.00
05002487	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3, GH2	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3, GH2	100.00	95.00	90.00
05002488	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3, GH3	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Replace Select® RP 4.3, GH3	100.00	95.00	90.00
05002496	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5, GH1	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5, GH1	100.00	95.00	90.00
05002497	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5, GH2	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5, GH2	100.00	95.00	90.00
05002498	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5, GH3	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Replace Select® NP 3.5, GH3	100.00	95.00	90.00
05002506	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0, GH3	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0, GH3	100.00	95.00	90.00
05002507	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0, GH4	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0, GH4	100.00	95.00	90.00
05002508	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0, GH5	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Active® RP 4.3/5.0, GH5	100.00	95.00	90.00
05002516	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Active® NP 3.5, GH3	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Active® NP 3.5, GH3	100.00	95.00	90.00
05002517	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Active® NP 3.5, GH4	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Active® NP 3.5, GH4	100.00	95.00	90.00
05002518	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Active® NP 3.5, GH5	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Active® NP 3.5, GH5	100.00	95.00	90.00
05002526	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0, GH3	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0, GH3	100.00	95.00	90.00
05002527	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0, GH4	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0, GH4	100.00	95.00	90.00
05002528	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0, GH5	Dalbo® Abutment Nobel Biocare Brånemark® RP 4.0, GH5	100.00	95.00	90.00
Osstem					
05002796	Dalbo® Abutment Osstem® US Regular 4.1, GH3	Dalbo® Abutment Osstem® US Regular 4.1, GH3	100.00	95.00	90.00
05002797	Dalbo® Abutment Osstem® US Regular 4.1, GH4	Dalbo® Abutment Osstem® US Regular 4.1, GH4	100.00	95.00	90.00
05002798	Dalbo® Abutment Osstem® US Regular 4.1, GH5	Dalbo® Abutment Osstem® US Regular 4.1, GH5	100.00	95.00	90.00
05002906	Dalbo® Abutment Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0, GH3	Dalbo® Abutment Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0, GH3	100.00	95.00	90.00
05002907	Dalbo® Abutment Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0, GH4	Dalbo® Abutment Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0, GH4	100.00	95.00	90.00
05002908	Dalbo® Abutment Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0, GH5	Dalbo® Abutment Osstem® TS Regular 4.0/4.5/5.0/6.0/7.0, GH5	100.00	95.00	90.00
05002916	Dalbo® Abutment Osstem® TS Mini 3.5, GH3	Dalbo® Abutment Osstem® TS Mini 3.5, GH3	100.00	95.00	90.00
05002917	Dalbo® Abutment Osstem® TS Mini 3.5, GH4	Dalbo® Abutment Osstem® TS Mini 3.5, GH4	100.00	95.00	90.00
05002918	Dalbo® Abutment Osstem® TS Mini 3.5, GH5	Dalbo® Abutment Osstem® TS Mini 3.5, GH5	100.00	95.00	90.00
05002926	Dalbo® Abutment Osstem® SS Regular 4.8, GH1	Dalbo® Abutment Osstem® SS Regular 4.8, GH1	100.00	95.00	90.00
05002927	Dalbo® Abutment Osstem® SS Regular 4.8, GH2	Dalbo® Abutment Osstem® SS Regular 4.8, GH2	100.00	95.00	90.00
05002928	Dalbo® Abutment Osstem® SS Regular 4.8, GH3	Dalbo® Abutment Osstem® SS Regular 4.8, GH3	100.00	95.00	90.00
Camlog					
05002766	Dalbo® Abutment Camlog® 3.8, GH1	Dalbo® Abutment Camlog® 3.8, GH1	100.00	95.00	90.00
05002767	Dalbo® Abutment Camlog® 3.8, GH2	Dalbo® Abutment Camlog® 3.8, GH2	100.00	95.00	90.00
05002768	Dalbo® Abutment Camlog® 3.8, GH3	Dalbo® Abutment Camlog® 3.8, GH3	100.00	95.00	90.00
05002776	Dalbo® Abutment Camlog® 4.3, GH1	Dalbo® Abutment Camlog® 4.3, GH1	100.00	95.00	90.00

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel	Article	1 St./ pce.	5 St./ pcs.	10 St./ pcs.
05002777	Dalbo® Abutment Camlog® 4.3, GH2	Dalbo® Abutment Camlog® 4.3, GH2	100.00	95.00	90.00
05002778	Dalbo® Abutment Camlog® 4.3, GH3	Dalbo® Abutment Camlog® 4.3, GH3	100.00	95.00	90.00
05002786	Dalbo® Abutment Conelog® 3.8/4.3, GH3	Dalbo® Abutment Conelog® 3.8/4.3, GH3	100.00	95.00	90.00
05002787	Dalbo® Abutment Conelog® 3.8/4.3, GH4	Dalbo® Abutment Conelog® 3.8/4.3, GH4	100.00	95.00	90.00
05002788	Dalbo® Abutment Conelog® 3.8/4.3, GH5	Dalbo® Abutment Conelog® 3.8/4.3, GH5	100.00	95.00	90.00
Zimmer			Zimmer		
05002946	Dalbo® Abutment Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5, GH3	Dalbo® Abutment Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5, GH3	100.00	95.00	90.00
05002947	Dalbo® Abutment Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5, GH4	Dalbo® Abutment Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5, GH4	100.00	95.00	90.00
05002948	Dalbo® Abutment Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5, GH5	Dalbo® Abutment Zimmer Tapered Screw-Vent® 3.5, GH5	100.00	95.00	90.00
05002936	Dalbo® Abutment Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5, GH3	Dalbo® Abutment Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5, GH3	100.00	95.00	90.00
05002937	Dalbo® Abutment Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5, GH4	Dalbo® Abutment Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5, GH4	100.00	95.00	90.00
05002938	Dalbo® Abutment Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5, GH5	Dalbo® Abutment Zimmer Tapered Screw-Vent® 4.5, GH5	100.00	95.00	90.00
MiS®			MiS®		
05002946	Dalbo® Abutment MiS® Seven 3.5, GH3	Dalbo® Abutment MiS® Seven 3.5, GH3	100.00	95.00	90.00
05002947	Dalbo® Abutment MiS® Seven 3.5, GH4	Dalbo® Abutment MiS® Seven 3.5, GH4	100.00	95.00	90.00
05002948	Dalbo® Abutment MiS® Seven 3.5, GH5	Dalbo® Abutment MiS® Seven 3.5, GH5	100.00	95.00	90.00
05002936	Dalbo® Abutment MiS® Seven 4.5, GH3	Dalbo® Abutment MiS® Seven 4.5, GH3	100.00	95.00	90.00
05002937	Dalbo® Abutment MiS® Seven 4.5, GH4	Dalbo® Abutment MiS® Seven 4.5, GH4	100.00	95.00	90.00
05002938	Dalbo® Abutment MiS® Seven 4.5, GH5	Dalbo® Abutment MiS® Seven 4.5, GH5	100.00	95.00	90.00
BioHorizons®			BioHorizons®		
05002946	Dalbo® Abutment BioHorizons® Internal 3.5, GH3	Dalbo® Abutment BioHorizons® Internal 3.5, GH3	100.00	95.00	90.00
05002947	Dalbo® Abutment BioHorizons® Internal 3.5, GH4	Dalbo® Abutment BioHorizons® Internal 3.5, GH4	100.00	95.00	90.00
05002948	Dalbo® Abutment BioHorizons® Internal 3.5, GH5	Dalbo® Abutment BioHorizons® Internal 3.5, GH5	100.00	95.00	90.00
05002936	Dalbo® Abutment BioHorizons® Internal 4.5, GH3	Dalbo® Abutment BioHorizons® Internal 4.5, GH3	100.00	95.00	90.00
05002937	Dalbo® Abutment BioHorizons® Internal 4.5, GH4	Dalbo® Abutment BioHorizons® Internal 4.5, GH4	100.00	95.00	90.00
05002938	Dalbo® Abutment BioHorizons® Internal 4.5, GH5	Dalbo® Abutment BioHorizons® Internal 4.5, GH5	100.00	95.00	90.00
Sweden+Martina			Sweden+Martina		
05002956	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 3.3, GH3	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 3.3, GH3	100.00	95.00	90.00
05002957	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 3.3, GH4	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 3.3, GH4	100.00	95.00	90.00
05002958	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 3.3, GH5	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 3.3, GH5	100.00	95.00	90.00
05002966	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 3.8, GH3	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 3.8, GH3	100.00	95.00	90.00
05002967	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 3.8, GH4	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 3.8, GH4	100.00	95.00	90.00
05002968	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 3.8, GH5	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 3.8, GH5	100.00	95.00	90.00
05002976	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 4.25, GH3	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 4.25, GH3	100.00	95.00	90.00
05002977	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 4.25, GH4	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 4.25, GH4	100.00	95.00	90.00
05002978	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 4.25, GH5	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 4.25, GH5	100.00	95.00	90.00
05002986	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0, GH3	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0, GH3	100.00	95.00	90.00
05002987	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0, GH4	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0, GH4	100.00	95.00	90.00
05002988	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0, GH5	Dalbo® Abutment Sweden+Martina Premium Kohno 5.0/6.0, GH5	100.00	95.00	90.00
05002599	CAD CAM Retentionselement, Retentionselement für Steg	CAD CAM élément rétention, élément rétention pour barre	84.00	79.80	75.60
07000312	Abutment Analog (4 Stk.)	Abutment analogue (4 pcs.)	65.00		
07000266	Abutment Eindrehwerkzeug	Abutment tournevis	55.00		
07000269	Drehmomentratsche inkl. Adapter	Clé à cliquet dynamométrique avec adaptateur	315.00		
07000268	Adapter für, Drehmomentratsche	Adaptateur pour clé dynamométrique	100.00		
07000336	Adapter für Spezial-Werkzeuge	Adaptateur de clé dynamométrique pour outils spéciaux	75.00		
Kompatible Matrizen für das Dalbo® Abutment			Les partie femelle compatibles pour la Dalbo® Abutment		
Dalbo®-PLUS (siehe Verankerungen)			Dalbo®-PLUS (voir ancrages)		
Dalbo®-Classic (siehe Verankerungen)			Dalbo®-Classic (voir ancrages)		
Dalbo®-B (siehe Verankerungen)			Dalbo®-B (voir ancrages)		

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel	Article	1 St./ pce.	5 St./ pcs.	10 St./ pcs.
Geschiebe		Glissières			
M-SG® Star 1		M-SG® Star 1			
05000429	M-SG® Star 1 TC Angiessbar	M-SG® Star 1 TC pour la coulée de raccord	160.00	152.00	144.00
05000432	M-SG® Star 1 TK Ausbrennbar	M-SG® Star 1 TK pour coulée par calcination	90.00	85.50	81.00
05000673	M-SG® Star 1 MK Ausbrennbar	M-SG® Star 1 MK pour coulée par calcination	80.00	76.00	72.00
05000433	Matrize T	Partie femelle T	90.00	85.50	81.00
05000674	Matrize M	Partie femelle M	80.00	76.00	72.00
055691	Friktionseinsatz G gelb (leichte Friktion) 5 Stk.	Gaine de friction G jaune (friction légère) 5 pcs.	30.00	28.50	27.00
055356	Friktionseinsatz G rot (normale Friktion) 5 Stk.	Gaine de friction G rouge (friction normale) 5 pcs.	30.00	28.50	27.00
055357	Friktionseinsatz G grün (starke Friktion) 5 Stk.	Gaine de friction G verte (friction forte) 5 pcs.	30.00	28.50	27.00
055358	Friktionseinsatz G blau (extrastarke Friktion) 5 Stk.	Gaine de friction G bleue (friction extra-forte) 5 pcs.	30.00	28.50	27.00
05000407	Patrize C Angiessbar	Partie mâle C pour coulée de raccord	100.00	95.00	90.00
05000410	Patrize K	Partie mâle K	20.00	19.00	18.00
07000040	Dublierhilfsteil G	Pièce de doublage G	20.00		
07000042	Transferachse	Axe de transfert	35.00		
072627	Spezial-Parallelometereinsatz	Tige de paralléromètre spéciale	45.00		
07000056	Gleiteinsatzentferner	Extracteur de gaine	45.00		
070347	Pinzette	Précelle	35.00		
M-SG® Star 2		M-SG® Star 2			
05000411	M-SG® Star 2 TC Angiessbar	M-SG® Star 2 TC pour la coulée de raccord	195.00	185.25	175.50
05000413	M-SG® Star 2 TK Ausbrennbar	M-SG® Star 2 TK pour coulée par calcination	125.00	118.75	112.50
05000414	Matrize T	Partie femelle T	125.00	118.75	112.50
055774	Friktionseinsatz G orange (normale Friktion) 5 Stk.	Gaine de friction G orange (friction normale) 5 pcs.	30.00	28.50	27.00
055811	Friktionseinsatz G violett (starke Friktion) 5 Stk.	Gaine de friction G violette (friction forte) 5 pcs.	30.00	28.50	27.00
055775	Aktivierschraube T	Vis d'activation T	30.00	28.50	27.00
05000407	Patrize C Angiessbar	Partie mâle C pour coulée de raccord	100.00	95.00	90.00
05000410	Patrize K	Partie mâle K	20.00	19.00	18.00
07000041	Dublierhilfsteil G	Pièce de doublage	20.00		
07000042	Transferachse	Axe de transfert	35.00		
072627	Spezial-Parallelometereinsatz	Tige de paralléromètre spéciale	45.00		
072653	Schraubenzieher/Aktivator	Tournevis/activateur	25.00		
070347	Pinzette	Précelle	35.00		
Mini-SG® F/R		Mini-SG® F/R			
055534	Mini-SG® F/R TV	Mini-SG® F/R TV	160.00	152.00	144.00
055543	Mini-SG® F/R TC	Mini-SG® F/R TC	145.00	137.75	130.50
055532	Mini-SG® F/R TK	Mini-SG® F/R TK	80.00	76.00	72.00
055675	Mini-SG® F/R CC	Mini-SG® F/R CC	170.00	161.50	153.00
055699	Mini-SG® F/R CK	Mini-SG® F/R CK	110.00	104.50	99.00
055531	Matrize T	Femelle T	75.00	71.25	67.50
055677	Matrize C	Femelle C	120.00	114.00	108.00
055925	Tuning-Matrize E	Partie femelle "tuning" E	120.00	114.00	108.00
055691	Friktionseinsatz G gelb (leichte Friktion) 5 Stk.	Gaine de friction G jaune (friction légère) 5 pcs.	30.00	28.50	27.00
055356	Friktionseinsatz G rot (normale Friktion) 5 Stk.	Gaine de friction G rouge (friction normale) 5 pcs.	30.00	28.50	27.00
055357	Friktionseinsatz G grün (starke Friktion) 5 Stk.	Gaine de friction G verte (friction forte) 5 pcs.	30.00	28.50	27.00
055358	Friktionseinsatz G blau (extrastarke Friktion) 5 Stk.	Gaine de friction G bleue (friction extra-forte) 5 pcs.	30.00	28.50	27.00
055718	Retentionseinsatz G orange (normale Friktion) 5 Stk.	Gaine de rétention G orange (friction normale) 5 pcs.	30.00	28.50	27.00
055766	Retentionseinsatz G violett (starke Friktion) 5 Stk.	Gaine de rétention G violette (friction forte) 5 pcs.	30.00	28.50	27.00
055517	Patrize V	Partie mâle V	100.00	95.00	90.00
055544	Patrize C	Partie mâle C	85.00	80.75	76.50
055529	Patrize K	Partie mâle K	20.00	19.00	18.00
072600	Dublierhilfsteil G	Pièce de doublage G	20.00		
072616	Transferachse	Axe de transfert	35.00		
072627	Spezial-Parallelometereinsatz	Tige de paralléromètre spéciale	45.00		
072483	Gleiteinsatzentferner	Extracteur de gaine	45.00		
070347	Pinzette	Précelle	35.00		
Mini-SG® PLUS		Mini-SG® PLUS			
055802	Mini-SG® PLUS TV	Mini-SG® PLUS TV	190.00	180.50	171.00
055804	Mini-SG® PLUS TK	Mini-SG® PLUS TK	115.00	109.25	103.50
055807	Matrize T	Partie femelle T	100.00	95.00	90.00
055774	Friktionseinsatz G orange (normale Friktion) 5 Stk.	Gaine de friction G orange (friction normale) 5 pcs.	30.00	28.50	27.00
055811	Friktionseinsatz G violett (starke Friktion) 5 Stk.	Gaine de friction G violette (friction forte) 5 pcs.	30.00	28.50	27.00
055775	Aktivierschraube T	Vis d'activation T	30.00	28.50	27.00
055517	Patrize V	Partie mâle V	100.00	95.00	90.00
055529	Patrize K	Partie mâle K	20.00	19.00	18.00

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel	Article	1 St./ pce.	5 St./ pcs.	10 St./ pcs.
072649	Dublierhilfsteil G	Pièce de doublage G	20.00		
072616	Transferachse	Axe de transfert	35.00		
072627	Spezial-Parallelometereinsatz	Tige de paralléromètre spéciale	45.00		
072653	Schraubenzieher / Aktivator	Tournevis / activateur	25.00		
070347	Pinzette	Précelle	35.00		
Mini-SG®			Mini-SG®		
055364	Mini-SG® DK	Mini-SG® DK	75.00	71.25	67.50
055919	Mini-SG® XC (2 Stk.)	Mini-SG® XC (2 pcs.)	200.00	190.00	180.00
055487	Mini-SG® XK	Mini-SG® XK	40.00	38.00	36.00
055371	Matrize D	Partie femelle D	75.00	71.25	67.50
055489	Matrize X	Partie femelle X	40.00	38.00	36.00
055925	Tuning-Matrize E	Partie femelle tuning E	120.00	114.00	108.00
055691	Friktionseinsatz G gelb (leichte Friktion) 5 Stk.	Gaine de friction G jaune (friction légère) 5 pcs.	30.00	28.50	27.00
055356	Friktionseinsatz G rot (normale Friktion) 5 Stk.	Gaine de friction G rouge (friction normale) 5 pcs.	30.00	28.50	27.00
055357	Friktionseinsatz G grün (starke Friktion) 5 Stk.	Gaine de friction G verte (friction forte) 5 pcs.	30.00	28.50	27.00
055358	Friktionseinsatz G blau (extrastarke Friktion) 5 Stk.	Gaine de friction G bleue (friction extra-forte) 5 pcs.	30.00	28.50	27.00
055544	Patrize C	Partie mâle C	85.00	80.75	76.50
055529	Patrize K	Partie mâle K	20.00	19.00	18.00
072616	Transferachse	Axe de transfert	35.00		
072627	Spezial-Parallelometereinsatz	Tige de paralléromètre spéciale	45.00		
072483	Gleiteinsatzenferner	Extracteur de gaine	45.00		
070347	Pinzette	Précelle	35.00		
SG Geschiebe			SG Glissières		
052157	SG DC	SG DC	170.00	161.50	153.00
052158	SG DK	SG DK	95.00	90.25	85.50
052159	Matrize D	Partie femelle D	95.00	90.25	85.50
052163	Friktionseinsatz G weiss (normale Friktion) 5 Stk.	Gaine de friction G blanc (friction normale) 5 pcs.	30.00	28.50	27.00
05000057	Friktionseinsatz G violett (starke Friktion) 5 Stk.	Gaine de friction G violette (friction forte) 5 pcs.	30.00	28.50	27.00
052161	Aktivierschraube O	Vis d'activation O	35.00	33.25	31.50
052164	Montageschraube X	Vis de montage X	20.00	19.00	18.00
052160	Patrize C	Partie mâle C	120.00	114.00	108.00
052162	Patrize K	Partie mâle K	20.00	19.00	18.00
072502	Dublierhilfsteil G	Pièce de doublage G	20.00		
070566	Transferachse	Axe de transfert	30.00		
072627	Spezial-Parallelometereinsatz	Tige de paralléromètre spéciale	45.00		
070293	Schraubenziehereinsatz	Tournevis	25.00		
070221	Thomas-Steckschlüssel	Clé Thomas	40.00		
070222	KE-Pinzette	Précelle pour attachement	50.00		
Mini-Dalbo®			Mini-Dalbo®		
050701	Mini-Dalbo® EC	Mini-Dalbo® EC	225.00	213.75	202.50
051659	Mini-Dalbo® DK	Mini-Dalbo® DK	80.00	76.00	72.00
050697	Matrize E	Partie femelle E	110.00	104.50	99.00
051662	Matrize D	Partie femelle D	90.00	85.50	81.00
050960	Patrize C	Partie mâle C	165.00	156.75	148.50
051617	Patrize K	Partie mâle K	20.00	19.00	18.00
070176	Transferachse	Axe de transfert	20.00		
070146	Parallelometereinsatz	Tige de paralléromètre	25.00		
070222	KE-Pinzette	Précelle pour attachement	50.00		
Tecnoroach			Tecnoroach		
055411	Tecnoroach EK	Tecnoroach EK	60.00	57.00	54.00
055410	Matrize E	Partie femelle E	55.00	52.25	49.50
055409	Patrize K	Partie mâle K	20.00	19.00	18.00
072507	Parallelometereinsatz	Tige de paralléromètre	25.00		
072505	Aktivator	Activateur	35.00		

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel	Article	1 St./ pce.	5 St./ pcs.	10 St./ pcs.
Verankerungen		Ancrages			
Dalbo®-PLUS		Dalbo®-PLUS			
055750	Dalbo®-PLUS TEV basic	Dalbo®-PLUS TEV basic	125.00	118.75	112.50
055889	Dalbo®-PLUS TEV elliptic	Dalbo®-PLUS TEV elliptic	130.00	123.50	117.00
055752	Matrize TE basic	Partie femelle TE basic	75.00	71.25	67.50
055890	Matrize TE elliptic	Partie femelle TE elliptic	80.00	76.00	72.00
055643	Lamellen-Retentionseinsatz E	Pièce avec lamelles rétentesives E	47.50	45.13	42.75
05000214	Tuning-Matrize soft TE basic	Partie femelle Tuning soft TE basic	80.00	76.00	72.00
05000215	Tuning-Matrize soft TE elliptic	Partie femelle Tuning soft TE elliptic	85.00	80.75	76.50
05000068	Tuning-Lamellen-Retentionseinsatz soft E	Pièce avec lamelles rétentesives Tuning soft E	52.50	49.88	47.25
055771	Tuning-Matrize TE basic	Partie femelle Tuning TE basic	80.00	76.00	72.00
055891	Tuning-Matrize TE elliptic	Partie femelle Tuning TE elliptic	85.00	80.75	76.50
055687	Tuning-Lamellen-Retentionseinsatz E	Pièce avec lamelles rétentesives Tuning E	52.50	49.88	47.25
050394	Distanzscheibe Z (5 Stk.)	Rondelle d'espacement Z (5 pcs.)	20.00	19.00	18.00
055647	Patrize V	Partie mâle V	65.00	61.75	58.50
055921	Laserpatrize E	Partie mâle pour le soudage au laser E	70.00	66.50	63.00
055760	Matrizengehäuse T basic	Partie femelle boîtier T basic	40.00	38.00	36.00
055886	Matrizengehäuse T elliptic	Partie femelle boîtier T elliptic	40.00	38.00	36.00
072626	Dublierhilfsteil G	Pièce de doublage G	20.00		
070157	Transferachse	Axe de transfert	20.00		
072637	Spezial-Parallelometereinsatz	Tige de paralléomètre spéciale	60.00		
072609	Schraubenzieher / Aktivator	Tournevis / activateur	25.00		
072639	Glühstab	Tige d'extraction à chaud	30.00		
07000026	Lehrenset Dalbo® PLUS enthaltend: – Patrizenlehre – Matrizenlehre – Lamellen-Retentionseinsatz E – Tuning-Lamellen-Retentionseinsatz soft E – Tuning-Lamellen-Retentionseinsatz E – Schraubenzieher / Aktivator	Set de jauges Dalbo® PLUS comprenant: – Jauge partie mâle – Jauge partie femelle – Pièce avec lamelles rétentesives E – Pièce avec lamelles rétentesives Tuning soft E – Pièce avec lamelles rétentesives Tuning E – Tournevis / activateur	195.00	185.25	175.50
07000027	Patrizenlehre	Jauge partie mâle	35.00		
07000024	Matrizenlehre	Jauge partie femelle	80.00		
070222	KE-Pinzette	Précelle pour attachement	60.00		
Dalbo®-Classic		Dalbo®-Classic			
055689	Dalbo®-Classic EV basic	Dalbo®-Classic EV basic	90.00	85.50	81.00
055701	Dalbo®-Classic EK basic	Dalbo®-Classic EK basic	55.00	52.25	49.50
055892	Dalbo®-Classic EV elliptic	Dalbo®-Classic EV elliptic	95.00	90.25	85.50
055893	Dalbo®-Classic EK elliptic	Dalbo®-Classic EK elliptic	60.00	57.00	54.00
055698	Matrize E basic	Partie femelle E basic	50.00	47.50	45.00
055887	Matrize E elliptic	Partie femelle E elliptic	55.00	52.25	49.50
055688	Elastomer-Ring (5 Stk.)	Anneau en élastomère (5 pcs.)	30.00	28.50	27.00
050394	Distanzscheibe Z (5 Stk.)	Rondelle d'espacement Z (5 pcs.)	20.00	19.00	18.00
055647	Patrize V	Partie mâle V	65.00	61.75	58.50
055330	Patrize K	Partie mâle K	20.00	19.00	18.00
055921	Laserpatrize E	Partie mâle pour soudage au laser E	70.00	66.50	63.00
072625	Platzhalter G	Pièce auxiliaire G	20.00		
070157	Transferachse	Axe de transfert	20.00		
070205	Stempel für Elastomer Ringmontage	Instrument de montage pour anneau en élastomère	50.00		
072637	Spezial-Parallelometer-Einsatz	Tige spéciale de paralléomètre	60.00		
070197	Aktivator	Activateur	40.00		
070199	Desaktivator	Désactivateur	40.00		
070222	KE-Pinzette	Précelle pour attachement	50.00		
Dalbo®-B		Dalbo®-B			
050427	Dalbo®-B EE	Dalbo®-B EE	85.00	80.75	76.50
055331	Dalbo®-B EK	Dalbo®-B EK	55.00	52.25	49.50
051511	Matrize E	Partie femelle E	50.00	47.50	45.00
051005	Elastomer-Ring (5 Stk.)	Anneau en élastomère (5 pcs.)	30.00	28.50	27.00
050394	Distanzscheibe Z (5 Stk.)	Rondelle d'espacement Z (5 pcs.)	20.00	19.00	18.00
050423	Patrize E	Partie mâle E	55.00	52.25	49.50
055330	Patrize K	Partie mâle K	20.00	19.00	18.00
055921	Laserpatrize E	Partie mâle pour soudage au laser E	70.00	66.50	63.00
070440	Platzhalter G	Pièce auxiliaire G	20.00		
070157	Transferachse	Axe de transfert	20.00		

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel	Article	1 St./ pce.	5 St./ pcs.	10 St./ pcs.
070131	Parallelometereinsatz	Tige de paralléromètre	25.00		
070205	Stempel für Elastomer Ringmontage	Instrument de montage pour anneau en élastomère	50.00		
070197	Aktivator	Activateur	40.00		
070199	Desaktivator	Désactivateur	40.00		
070222	KE-Pinzette	Précelle pour attachement	50.00		
Dalbo®-Z			Dalbo®-Z		
050398	Dalbo®-Z OE	Dalbo®-Z OE	90.00	85.50	81.00
051507	Matrize O	Partie femelle O	55.00	52.25	49.50
050273	Elastomer-Ring (5 Stk.)	Anneau élastomère (5 pcs.)	30.00	28.50	27.00
050394	Distanzscheibe Z (5 Stk.)	Rondelle d'espacement Z (5 pcs.)	20.00	19.00	18.00
050272	Patrize E	Partie mâle E	55.00	52.25	49.50
070439	Platzhalter G	Pièce auxiliaire G	20.00		
070157	Transferachse	Axe de transfert	20.00		
070131	Parallelometereinsatz	Tige de paralléromètre	25.00		
070205	Stempel für Elastomer Ringmontage	Instrument de montage pour anneau en élastomère	50.00		
070197	Aktivator	Activateur	40.00		
070199	Desaktivator	Désactivateur	40.00		
070222	KE-Pinzette	Précelle pour attachement	50.00		
CM LOC®			CM LOC®		
05003001	Basis Set Titan (2 Stk.)	Set de base en titane (2 pcs.)	84.00	79.80	75.60
05001995	Matrizengehäuse Titan für Pekkton® Einsatz (4 Stk.)	Boîtier titane pour insert Pekkton® (4 pcs.)	65.00	61.75	58.50
05001314	Retentionseinsatz, sehr leicht (4 Stk.)	Gaine de rétention, très légère (4 pcs.)	49.00	46.55	44.10
05001315	Retentionseinsatz, leicht (4 Stk.)	Gaine de rétention, légère (4 pcs.)	49.00	46.55	44.10
05001316	Retentionseinsatz, normal (4 Stk.)	Gaine de rétention, normale (4 pcs.)	49.00	46.55	44.10
05001317	Retentionseinsatz, stark (4 Stk.)	Gaine de rétention, forte (4 pcs.)	49.00	46.55	44.10
05001605	Patrize C, Anguss- / Löttechnik	Partie mâle C, coulée de raccord / brasage	70.00	66.50	63.00
05001606	Patrize E, Laserschweisstechnik	Partie mâle E, soudage au laser	70.00	66.50	63.00
05001328	Prozesseinsatz (4 Stk.)	Gaine de processus (4 pcs.)	50.00	47.50	45.00
05001306	Matrizengehäuse Pekkton® für Pekkton® Einsätze (4 Stk.)	Boîtier Pekkton® pour insert Pekkton® (4 pcs.)	65.00	61.75	58.50
07000201	Spacer (4 Stk.)	Espaceur (4 pcs.)	65.00		
07000202	Ausblockhilfe (4 Stk.)	Digue (4 pcs.)	30.00		
07000204	Analog (4 Stk.)	Analogue (4 pcs.)	65.00		
07000213	Abdruckposten (4 Stk.)	Boîtier pour prise d'empreinte (4 pcs.)	55.00		
07000205	Multi-Tool für Pekkton® Retentionseinsatz	Multi-outil pour des gaines de rétention Pekkton®	75.00		
07000217	Extraktor für Matrizengehäuse	Extracteur pour boîtier femelle	60.00		
07000219	Parallelometereinsatz	Tige de paralléromètre	45.00		
Pro-Snap			Pro-Snap		
05050033	Pro-Snap TC gelb	Pro-Snap TC jaune	85.00	80.75	76.50
05050037	Patrize C	Partie mâle C	55.00	52.25	49.50
05050060	Gehäuse T gelb	Boîtier T jaune	50.00	47.50	45.00
05050034	Pro-Snap TC rot	Pro-Snap TC rouge	85.00	80.75	76.50
05050037	Patrize C	Partie mâle C	55.00	52.25	49.50
05050061	Gehäuse T rot	Boîtier T rouge	50.00	47.50	45.00
05050035	Pro-Snap TC grün	Pro-Snap TC vert	85.00	80.75	76.50
05050037	Patrize C	Partie mâle C	55.00	52.25	49.50
05050062	Gehäuse T grün	Boîtier T vert	50.00	47.50	45.00
05050036	Pro-Snap TK gelb	Pro-Snap TK jaune	60.00	57.00	54.00
05050038	Patrize K	Partie mâle K	20.00	19.00	18.00
05050060	Gehäuse T gelb	Boîtier T jaune	50.00	47.50	45.00
070131	Parallelometereinsatz	Tige de paralléromètre	20.00		
07050004	Polierschutz	Coiffe de protection	20.00		
07050005	Transferachse	Axe de transfert	30.00		
07050006	Stabilisierungsring G (3 Stk.)	Bague de stabilisation G (3 pcs.)	36.00		
05050042	Retentionseinsatz G gelb (6 Stk.)	Gaine de rétention G jaune (6 pcs.)	75.00	71.25	67.50
05050043	Retentionseinsatz G rot (6 Stk.)	Gaine de rétention G rouge (6 pcs.)	75.00	71.25	67.50
05050044	Retentionseinsatz G grün (6 Stk.)	Gaine de rétention G vert (6 pcs.)	75.00	71.25	67.50
07050008	Fixationsinstrument	Instrument de pose	40.00	38.00	36.00
Eccentric			Eccentric		
050345	Eccentric ELO	Eccentric ELO	90.00	85.50	81.00
050397	Eccentric ELO (mit Resilienz)	Eccentric ELO (avec résilience)	90.00	85.50	81.00
050306	Matrize EL	Partie femelle EL	60.00	57.00	54.00
051002	Patrize O Mit Lotzentrum (S.G. 750)	Partie mâle O avec brasure au centre (S.G. 750)	60.00	57.00	54.00
051003	Patrize O (mit Resilienz) Mit Lotzentrum (S.G. 750)	Partie mâle O (avec résilience) avec brasure au centre (S.G. 750)	60.00	57.00	54.00
050393	Distanzscheibe okkusal (5 Stk.)	Rondelle de distance occlusal (5 pcs.)	20.00	19.00	18.00
050392	Distanzscheibe gingival (5 Stk.)	Rondelle de distance gingival (5 pcs.)	20.00	19.00	18.00

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel	Article	1 St./ pce.	5 St./ pcs.	10 St./ pcs.
070161	Transferachse	Axe de transfert	30.00		
070167	Transferachse (mit Resilienz)	Axe de transfert (avec résilience)	30.00		
Mini-Gerber PLUS			Mini-Gerber PLUS		
055646	Mini-Gerber PLUS TV	Mini-Gerber PLUS TV	100.00	95.00	90.00
055686	Matrize T	Partie femelle T	70.00	66.50	63.00
055508	Retentionseinsatz G (5 Stk.)	Anneau rétentif G (5 pcs.)	35.00	33.25	31.50
055507	Gewinding T	Anneau fileté T	30.00	28.50	27.00
055506	Patrize V	Partie mâle V	50.00	47.50	45.00
055759	Ring G (3 Stk.)	Anneau G (3 pcs.)	30.00	28.50	27.00
072466	Dublierhilfsteil G	Pièce de doublage G	20.00		
072461	Transferachse	Axe de transfert	20.00		
072460	Parallelometereinsatz	Tige de paralléomètre	20.00		
072597	Spezialsteckschlüssel	Tournevis special	25.00		
072605	Glühstab	Tige d'extraction à chaud	25.00		
070222	KE-Pinzette	Précelle pour attachement	50.00		

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel	Article	1 St./ pce.	5 St./ pcs.	10 St./ pcs.
Stege		Barres			
Dolder® System		Système Dolder®			
	Matrizen	Partie femelle			
054747	Matrize E macro L25	Partie femelle E macro L25	Tagespreis/prix du jour		
054746	Matrize E micro L25	Partie femelle E micro L25	Tagespreis/prix du jour		
052046	Matrize E macro L50	Partie femelle E macro L50	Tagespreis/prix du jour		
052043	Matrize E micro L50	Partie femelle E micro L50	Tagespreis/prix du jour		
05001125	Matrize D macro L50	Partie femelle D macro L50	155.00		
05001201	Matrize D micro L50	Partie femelle D micro L50	125.00		
05000681	Matrize T macro L47.5	Partie femelle standard T macro L47.5	85.00		
05000680	Matrize T micro L47.5	Partie femelle standard T micro L47.5	85.00		
052081	Entlastungsdraht macro L50	Profil de résilience macro L50	18.00		
052080	Entlastungsdraht micro L50	Profil de résilience micro L50	18.00		
070198	Aktivatorensset	Set d'activateurs	50.00		
070201	Desaktivator macro	Désactivateur macro	55.00		
070200	Desaktivator micro	Désactivateur micro	55.00		
Patrizen Steggeschiebe		Partie mâle Barre rigide			
052053	Patrize E macro L50	Partie mâle E macro L50	Tagespreis/prix du jour		
05000289	Patrize E micro L50	Partie mâle E micro E L50	Tagespreis/prix du jour		
05000559	Patrize K macro L75 (2 Stk.)	Partie mâle K macro L75 (2 pcs.)	25.00		
05000266	Patrize K micro L75 (2 Stk.)	Partie mâle K micro L75 (2 pcs.)	25.00		
Patrizen Steggelenk		Partie mâle Barre articulée			
052061	Patrize E macro L50	Partie mâle E macro L50	Tagespreis/prix du jour		
052057	Patrize E micro L50	Partie mâle E micro E L50	Tagespreis/prix du jour		
05000563	Patrize K macro L75 (2 Stk.)	Partie mâle K macro L75 (2 pcs.)	25.00		
05000561	Patrize K micro L75 (2 Stk.)	Partie mâle K micro L75 (2 pcs.)	25.00		
070173	Transferachse macro L50	Axe de transfert macro L50	60.00		
070171	Transferachse micro L50	Axe de transfert micro L50	60.00		
070144	Parallelometereinsatz macro (Steggeschiebe)	Tige de paralléomètre macro (barre rigide)	45.00		
070143	Parallelometereinsatz micro (Steggeschiebe)	Tige de paralléomètre micro (barre rigide)	45.00		
072517	Parallelometereinsatz macro (Steggelenk)	Tige de paralléomètre macro (barre articulée)	45.00		
072515	Parallelometereinsatz micro (Steggelenk)	Tige de paralléomètre micro (barre articulée)	45.00		
Rundsteg mit Reiter		Barre ronde avec cavalier			
050527	Matrize E	Partie femelle E	35.00	33.25	31.50
055801	Matrize E (5 Stk.)	Partie femelle E (5 pcs.)	150.00	142.50	135.00
05000679	Matrize E L50	Partie femelle E L50	Tagespreis/prix du jour		
052082	Entlastungsdraht (Zinn) 50 x 0.60 mm	Profil de résilience (étain) 50 x 0.60 mm	18.00		
052085	Entlastungsdraht (Zinn) 200 x 0.60 mm	Profil de résilience (étain) 200 x 0.60 mm	18.00		
052030	Patrize P3 L50	Barre P3 L50	Tagespreis/prix du jour		
052028	Patrize P3 L200	Barre P3 L200	Tagespreis/prix du jour		
055881	Patrize K L75 (2 Stk.)	Barre K L75 (2 pcs.)	25.00		
072293	Transferachse	Axe de transfert	20.00		
070198	Aktivatorensset	Set d'activateurs	50.00		
Ackermann-Bar		Ackermann-Bar			
05050010	Ackermann-Bar A Matrize E	Ackermann-Bar A Partie femelle E	35.00	33.25	31.50
05050011	Ackermann-Bar B Matrize E	Ackermann-Bar B Partie femelle E	35.00	33.25	31.50
052080	Entlastungsdraht micro L50	Profil de résilience micro L50	20.00		
05050014	Patrize P3 L60	Partie mâle P3 L60	Tagespreis/prix du jour		
070198	Aktivatorensset	Set d'activateurs	50.00		

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel	Article	1 St./ pce.
	Ersatzteile	Pièce de rechange	
	Geschiebe	Glissières	
	Beyeler	Beyeler	
050123	Patrize C	Partie mâle C	100.00
	Biloc	Biloc	
051366	Patrize C	Partie mâle C	110.00
	CM-Box	CM-Box	
054753	Patrize D	Partie mâle D	160.00
055317	Aktivierungsschraube O	Vis d'activation O	30.00
	Dalbo® -S	Dalbo® -S	
051660	Matrize D	Partie femelle D	97.50
051143	Spiralfeder X (5 Stk.)	Ressort en spirale X	25.00
	Conex-System	Conex-System	
	Mini-Conex frikativ	Mini-Conex à friction	
051505	Matrize C frikativ	Partie femelle fricative C	185.00
051016	Konus O frikativ	Cône à friction O	30.00
	Mini-Conex retentiv	Mini-Conex à rétention	
051018	Konus O retentiv	Cône à rétention O	30.00
	Conex frikativ	Conex à friction	
051169	Matrize C frikativ	Partie femelle fricative C	185.00
050212	Konus O frikativ	Cône à friction O	30.00
	Conex retentiv	Conex à rétention	
051170	Matrize C retentiv	Partie femelle rétentive C	185.00
050214	Konus O retentiv	Cône à rétention O	30.00
	Conex verschraubt	Conex vissé	
050253	Matrize C	Partie femelle C	185.00
050254	Konus O	Cône O	50.00
050255	Okklusalschraube O	Vis occlusale O	70.00
	McCollum	McCollum	
050160	Patrize L C	Partie mâle L C	105.00
051408	Patrize R C	Partie mâle R C	105.00
	Mini-SG® Gelenk	Mini-SG® Articulé	
055847	Matrize D	Partie femelle D	105.00
055799	Rotationseinsatz G orange / normale Friktion (5 Stk.)	Gaine de rotation G orange / friction normale (5 pcs.)	37.50
055800	Rotationseinsatz G violett / starke Friktion (5 Stk.)	Gaine de rotation G violette / friction forte (5 pcs.)	37.50
	Mini-SG® V (verschraubt)	Mini-SG® V (vissé)	
055519	Blockierschraube T	Vis de blocage T	35.00
	Mini-SG® Riegel	Verrou Mini-SG®	
055837	Riegelachse T	Axe de verrou T	25.00
055872	Riegelachse T verlängert	Axe de verrou T rallongé	30.00
055832	Riegelfeder S	Ressort de verrou S	20.00
055831	Halteschraube T	Vis de maintien T	25.00
	Plastic-Roach	Plastic-Roach	
051997	Matrize D	Partie femelle D	90.00
051999	Friktionseinsatz G weiss (5 Stk.)	Gaine de friction G blanc (5 pcs.)	37.50
05000058	Friktionseinsatz G grün und blau (5 x grün / 5 x blau)	Gaine de friction G vert et bleu (5 x vert / 5 x bleu)	75.00
	Pt-Snap	Pt-Snap	
051863	Patrize C	Partie mâle C	130.00
	Roach-Kugelgelenk	Chanière Roach	
050627	Matrize C	Partie femelle C	70.00
	Stabgeschiebe	Glissière cylindrique	
050117	Patrize C	Partie mâle C	105.00

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel	Article	1 St./ pce.
Verankerungen		Ancrages	
Baer-Zylinderanker		Ancrage cylindrique Baer	
051508	Matrize E	Partie femelle E	50.00
050287	Elastomer-Ring (5 Stk.)	Anneau élastomère (5 pcs.)	37.50
Dalbo® Certain®		Dalbo® Certain®	
05000449	Dalbo®-PLUS Matrize mit Dalbo® Certain® Abutment 4.1 x 2.0mm	Dalbo®-PLUS partie femelle avec Dalbo® Certain® Abutment 4.1 x 2.0mm	225.00
05000451	Dalbo®-PLUS Matrize mit Dalbo® Certain® Abutment 4.1 x 4.0mm	Dalbo®-PLUS partie femelle avec Dalbo® Certain® Abutment 4.1 x 4.0mm	225.00
05000452	Dalbo®-PLUS Matrize mit Dalbo® Certain® Abutment 4.1 x 6.0mm	Dalbo®-PLUS partie femelle avec Dalbo® Certain® Abutment 4.1 x 6.0mm	225.00
Gerber RZ		Gerber RZ	
051177	Matrize E	Partie femelle E	80.00
050315	Ringfeder M (5 Stk.)	Anneau ressort M (5 pcs.)	20.00
050314	Gewinding O	Anneau fileté O	35.00
050313	Retentionskern O	Noyau de rétention O	35.00
05000067	Tuning-Matrize TE	Partie femelle Tuning TE	80.00
05000002	Tuning-Lamellen-Retentionseinsatz E	Pièce avec lamelles rétentives Tuning E	55.00
Microfix / Mini-Clic		Microfix / Mini-Clic	
052155	Tuning-Matrize O	Femelle tuning O	55.00
052039	Elastomer Ring (5 Stk.)	Anneau élastomère (5 pcs.)	37.50
Mini-Gerber		Mini-Gerber	
055198	Matrize E	Partie femelle E	95.00
055191	Ringfeder M (5 Stk.)	Anneau ressort M (5 pcs.)	20.00
055190	Gewinding O	Anneau fileté O	40.00
Stufenexzenter		Excentrique à étage	
052036	Matrize O	Partie femelle O	55.00
052039	Elastomer Ring (5 Stk.)	Anneau élastomère (5 pcs.)	37.50
Stege		Barres	
Dolder® System		Dolder® System	
05000394	Friktionseinsatz G gelb L3.5 (leichte Friktion) (6 Stk.)	Gaine de friction micro G jaune L3.5 (friction légère) (6 pcs.)	45.00
05000395	Friktionseinsatz G rot L3.5 (normale Friktion) (6 Stk.)	Gaine de friction micro G rouge L3.5 (friction normale) (6 pcs.)	45.00
05000396	Friktionseinsatz G grün L3.5 (starke Friktion) (6 Stk.)	Gaine de friction micro G verte L.3.5 (friction moyenne) (6 pcs.)	45.00
SFI-Bar			
05000344	Matrize asymmetrisch E L30	Partie femelle asymétrique E L30	Tagespreis/ prix du jour
05000388	Friktionseinsatz G gelb (leichte Friktion) (6 Stk.)	Gaine de rétention G jaune (friction légère) (6 pcs.)	40.00
05000389	Friktionseinsatz G rot (normale Friktion) (6 Stk.)	Gaine de rétention G rouge (friction normale) (6 pcs.)	40.00
05000390	Friktionseinsatz G grün (starke Friktion) (6 Stk.)	Gaine de rétention G verte (friction forte) (6 pcs.)	40.00
05000382	Steghülse S L20	Barre tubulaire S L20	85.00
05000386	Fixationsschraube S	Vis de fixation S	85.00
05000383	Kugelverbinder gross S	Boule de liaison grande S	135.00
05000384	Kugelverbinder klein S	Boule de liaison petite S	135.00
05000385	Kugelhalbschale S	Coque demi-boule S	135.00
MP-Clip			
200004361	Retentionseinsatz G weiss (6 Stk.)	Gaine de rétention G blanc (6 pcs.)	40.00
200004360	Retentionseinsatz G gelb (6 Stk.)	Gaine de rétention G jaune (6 pcs.)	40.00
200004362	Retentionseinsatz G rot (6 Stk.)	Gaine de rétention G rouge (6 pcs.)	50.00

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel	Article	1 St./ pce.
Schrauben und Retentionselemente		Vis et dispositifs rétentifs	
CM Schraubensystem Innen6kant		Système de vis 6 pans CM	
05000167	Stiftschraube O MF 1.6x0.20	Vis de blocage O MF 1.6x0.20	40.00
05000163	Kopfschraube, Schraube O M1.2 kurz	Vis à tête, vis O M1.2 courte	37.50
05000165	Kopfschraube, Schraube O M1.4 kurz	Vis à tête, vis O M1.4 courte	37.50
051882	Kopfschraube Überfallring C M1.2	Virole C M1.2	40.00
051885	Kopfschraube Überfallring C M1.4	Virole C M1.4	40.00
07000008	Schraubenschlüssel Innen6kant (Für Kopf- und Stiftschraube)	Clé imbus (pour vis à tête et vis de blocage)	30.00
Ipsoclip SE		Ipsoclip SE	
051847	Patrizie O Schraubbolzen	Partie mâle O vis de blocage	55.00
Ipsoclip RE		Ipsoclip RE	
051769	Retentionsbolzen A	Téton de rétention A	25.00
051649	Repulsionsfeder X (5 Stk.)	Ressort de répulsion X (5 pcs.)	20.00
051647	Schraubverschluss O	Vis de fermeture O	40.00
Ipsoclip posterior		Ipsoclip postérieur	
051620	Retentionsbolzen A	Téton de rétention A	25.00
050754	Repulsionsfeder X (5 Stk.)	Ressort de répulsion X (5 pcs.)	20.00
050752	Bajonnetverschluss O	Fermeture à baïonnette O	55.00
Ipsoclip anterior		Ipsoclip antérieur	
050757	Bajonnetverschluss O	Fermeture à baïonnette O	55.00
051620	Retentionsbolzen A	Téton de rétention A	25.00
050754	Repulsionsfeder X (5 Stk.)	Ressort de répulsion X (5 pcs.)	20.00
051240	Pufferscheibchen in Plastik (5 Stk.)	Amortisseur en plastique (5 pcs.)	35.00
Kopfschraube		Vis à tête	
05000164	Schraube O M1.2 lang	Vis O M1.2 (longue)	40.00
05000166	Schraube O M1.4 lang	Vis O M1.4 (longue)	40.00
Mini-Presso-Matic		Mini-Presso-Matic	
05050047	Retentionsbolzen A	Téton de rétention A	35.00
05050048	Schraubverschluss O	Vis de fermeture O	50.00
05050054	Repulsionsfeder X (3 Stk.)	Ressort de répulsion X (3 pcs.)	30.00
05050049	Schraubbolzen O	Vis de blocage O	50.00
07050013	Schraubenzieher	Tournevis	65.00
MetaFix		MetaFix	
200004584	Verschlussschraube S	Vis de blocage S	60.00
Presso-Matic		Presso-Matic	
200004579	Retentionsbolzen A	Téton de rétention A	50.00
200004580	Verschlussschraube O	Vis de blocage O	50.00
200004482	Elastischer Puffer (5 Stk.)	Amortisseur élastique	35.00
Supra-Fix		Supra-Fix	
200004583	Verschraubungsbolzen T	Vis de blocage T	50.00

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel	Article	1 St./ pce.	5 St./ pcs.	10 St./ pcs.
Wurzelstifte		Tenons radicaux			
Mooser		Mooser			
05003505	Adhäsionskopf C (Grösse 1)	Tête adhésive C (Grandeur 1)	61.50	58.43	55.35
05003506	Adhäsionskopf C (Grösse 2)	Tête adhésive C (Grandeur 2)	66.50	63.18	59.85
05003507	Adhäsionskopf C (Grösse 3)	Tête adhésive C (Grandeur 3)	76.50	72.68	68.85
05003509	Adhäsionskopf C (Grösse 4)	Tête adhésive C (Grandeur 4)	91.50	86.93	82.35
05003589	Flachkopf T (Grösse 1) 5 Stk.	Tête aplatie T (Grandeur 1) 5 pcs.	42.50	40.38	38.25
05003590	Flachkopf T (Grösse 2) 5 Stk.	Tête aplatie T (Grandeur 2) 5 pcs.	42.50	40.38	38.25
05003591	Flachkopf T (Grösse 3) 5 Stk.	Tête aplatie T (Grandeur 3) 5 pcs.	42.50	40.38	38.25
05003592	Flachkopf T (Grösse 4) 5 Stk.	Tête aplatie T (Grandeur 4) 5 pcs.	42.50	40.38	38.25
072310	Erweiterer (Weiss) Stiftgrösse 1	Elargisseur (Blanc) Grandeur 1	22.50		
072311	Erweiterer (Gelb) Stiftgrösse 2	Elargisseur (Jaune) Grandeur 2	22.50		
072312	Erweiterer (Rot) Stiftgrösse 3	Elargisseur (Rouge) Grandeur 3	22.50		
072313	Erweiterer (Blau) Stiftgrösse 4	Elargisseur (Bleu) Grandeur 4	22.50		
072314	Vortrimmer (Weiss) Stiftgrösse 1	Pré-alésoir (Blanc) Grandeur 1	22.50		
072315	Vortrimmer (Gelb) Stiftgrösse 2	Pré-alésoir (Jaune) Grandeur 2	22.50		
072316	Vortrimmer (Rot) Stiftgrösse 3	Pré-alésoir (Rouge) Grandeur 3	22.50		
072317	Vortrimmer (Blau) Stiftgrösse 4	Pré-alésoir (Bleu) Grandeur 4	22.50		
070287	Trimmer (Weiss) Stiftgrösse 1	Alésoir (Blanc) Grandeur 1	22.50		
072318	Trimmer (Gelb) Stiftgrösse 2	Alésoir (Jaune) Grandeur 2	22.50		
070288	Trimmer (Rot) Stiftgrösse 3	Alésoir (Rouge) Grandeur 3	22.50		
072319	Trimmer (Blau) Stiftgrösse 4	Alésoir (Bleu) Grandeur 4	22.50		
070221	Thomas-Steckschlüssel	Clé Thomas	40.00		
070483	Stiftlehre Stiftgrösse 1-4	Jauge pour tenons Tenon grandeur 1-4	85.00		
072414	Kupplungsstück	Pièce intermédiaire	40.00		
08000003	Wurzelstifte Endobox	Tenons radicaux Endobox	240.00		
CM		CM			
05003194	Adhäsionskopf C (Grösse 1)	Tête adhésive C (Grandeur 1)	61.50	58.43	55.35
05003195	Adhäsionskopf C (Grösse 2)	Tête adhésive C (Grandeur 2)	66.50	63.18	59.85
05003202	Adhäsionskopf C (Grösse 3)	Tête adhésive C (Grandeur 3)	71.50	67.93	64.35
05003210	Adhäsionskopf C (Grösse 4)	Tête adhésive C (Grandeur 4)	81.50	77.43	73.35
05003211	Adhäsionskopf C (Grösse 5)	Tête adhésive C (Grandeur 5)	86.50	82.18	77.85
05003219	Adhäsionskopf C (Grösse 1) (mit Zementabflusrrille)	Tête adhésive C (Grandeur 1) (avec rainures d'évacuation pour le ciment)	61.50	58.43	55.35
05003226	Adhäsionskopf C (Grösse 2) (mit Zementabflusrrille)	Tête adhésive C (Grandeur 2) (avec rainures d'évacuation pour le ciment)	66.50	63.18	59.85
05003234	Adhäsionskopf C (Grösse 3) (mit Zementabflusrrille)	Tête adhésive C (Grandeur 3) (avec rainures d'évacuation pour le ciment)	71.50	67.93	64.35
05003242	Adhäsionskopf C (Grösse 4) (mit Zementabflusrrille)	Tête adhésive C (Grandeur 4) (avec rainures d'évacuation pour le ciment)	81.50	77.43	73.35
05003250	Adhäsionskopf C (Grösse 5) (mit Zementabflusrrille)	Tête adhésive C (Grandeur 5) (avec rainures d'évacuation pour le ciment)	86.50	82.18	77.85
05003584	Flachkopf T (Grösse 1) (mit Zementabflusrrille) 5 Stk.	Tête aplatie T (Grandeur 1) (avec rainures d'évacuation pour le ciment) 5 pcs.	52.50	49.88	47.25
05003585	Flachkopf T (Grösse 2) (mit Zementabflusrrille) 5 Stk.	Tête aplatie T (Grandeur 2) (avec rainures d'évacuation pour le ciment) 5 pcs.	52.50	49.88	47.25
05003586	Flachkopf T (Grösse 3) (mit Zementabflusrrille) 5 Stk.	Tête aplatie T (Grandeur 3) (avec rainures d'évacuation pour le ciment) 5 pcs.	52.50	49.88	47.25
05003587	Flachkopf T (Grösse 4) (mit Zementabflusrrille) 5 Stk.	Tête aplatie T (Grandeur 4) (avec rainures d'évacuation pour le ciment) 5 pcs.	52.50	49.88	47.25
05003588	Flachkopf T (Grösse 5) (mit Zementabflusrrille) 5 Stk.	Tête aplatie T (Grandeur 5) (avec rainures d'évacuation pour le ciment) 5 pcs.	52.50	49.88	47.25
072326	Erweiterer (Weiss) Stiftgrösse 1	Elargisseur (Blanc) Tenon grandeur 1	22.50		
072321	Erweiterer (Gelb) Stiftgrösse 2	Elargisseur (Jaune) Tenon grandeur 2	22.50		
072327	Erweiterer (Rot) Stiftgrösse 3	Elargisseur (Rouge) Tenon grandeur 3	22.50		
072328	Erweiterer (Blau) Stiftgrösse 4	Elargisseur (Bleu) Tenon grandeur 4	22.50		
072329	Erweiterer (Grün) Stiftgrösse 5	Elargisseur (Vert) Tenon grandeur 5	22.50		
070243	Trimmer (Weiss) Stiftgrösse 1	Alésoir (Blanc) Tenon grandeur 1	22.50		
070244	Trimmer (Gelb) Stiftgrösse 2	Alésoir (Jaune) Tenon grandeur 2	22.50		
070245	Trimmer (Rot) Stiftgrösse 3	Alésoir (Rouge) Tenon grandeur 3	22.50		
070246	Trimmer (Blau) Stiftgrösse 4	Alésoir (Bleu) Tenon grandeur 4	22.50		
070247	Trimmer (Grün) Stiftgrösse 5	Alésoir (Vert) Tenon grandeur 5	22.50		

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel	Article	1 St./ pce.	5 St./ pcs.	10 St./ pcs.
070221	Thomas-Steckschlüssel	Clé Thomas	40.00		
070481	Stiftlehre Grösse 1-5	Jauge pour tenons grandeur 1-5	120.00		
072414	Kupplungsstück	Pièce intermédiaire	40.00		
08000003	Wurzelstifte Endobox	Tenons radiculaires Endobox	240.00		
	MP-Post	MP-Post			
200004301	MP-Post X gelb Grösse 1 (20 Stk.)	MP-Post X jaune grandeur 1 (20 pcs.)	110.00	104.50	99.00
200004310	MP-Post X rot Grösse 2 (20 Stk.)	MP-Post X rouge grandeur 2 (20 pcs.)	110.00	104.50	99.00
200004319	MP-Post X blau Grösse 3 (20 Stk.)	MP-Post X bleu grandeur 3 (20 pcs.)	110.00	104.50	99.00
200004328	MP-Post X grün Grösse 4 (20 Stk.)	MP-Post X vert grandeur 4 (20 pcs.)	110.00	104.50	99.00
200004302	MP-Post Standard K gelb Grösse 1 (50 Stk.)	MP-Post Standard K jaune grandeur 1 (50 pcs.)	65.00	61.75	58.50
200004311	MP-Post Standard K rot Grösse 2 (50 Stk.)	MP-Post Standard K rouge grandeur 2 (50 pcs.)	65.00	61.75	58.50
200004320	MP-Post Standard K blau Grösse 3 (50 Stk.)	MP-Post Standard K bleu grandeur 3 (50 pcs.)	65.00	61.75	58.50
200004329	MP-Post StandardK grün Grösse 4 (50 Stk.)	MP-Post Standard K vert grandeur 4 (50 pcs.)	65.00	61.75	58.50
200004441	MP-Post Wurzelkanalerweiterer gelb Grösse 1	MP-Post élargisseur de canal radiculaire jaune Grandeur 1	22.50		
200004447	MP-Post Wurzelkanalerweiterer rot Grösse 2	MP-Post élargisseur de canal radiculaire rouge Grandeur 2	22.50		
200004451	MP-Post Wurzelkanalerweiterer blau Grösse 3	MP-Post élargisseur de canal radiculaire bleu Grandeur 3	22.50		
200004455	MP-Post Wurzelkanalerweiterer grün Grösse 4	MP-Post élargisseur de canal radiculaire vert Grandeur 4	22.50		
200004436	MP-Post Wurzelkanalbohrer	MP-Post forets canal radiculaire	22.50		
200004442	MP-Post Hilfsbohrer	MP-Post auxiliaires forets	22.50		
070221	Thomas-Steckschlüssel	Clé Thomas	40.00		

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel	Article	1 St./ pce.	5 St./ pcs.	10 St./ pcs.
Wurzelanker		Ancre radicaire			
Dalbo®-Rotex (nach Dr. Dalla Bona)		Dalbo®-Rotex (selon le Dr. Dalla Bona)			
051864	Dalbo®-Rotex GT (Grösse 1) 5 Stk.	Dalbo®-Rotex GT (Grandeur 1) 5 pcs.	125.00	118.75	112.50
051865	Dalbo®-Rotex GT (Grösse 2) 5 Stk.	Dalbo®-Rotex GT (Grandeur 2) 5 pcs.	125.00	118.75	112.50
051868	Matrize G (5 Stk.)	Partie femelle G (5 pcs.)	65.00	61.75	58.50
051511	Dalbo®-B Matrize E	Dalbo®-B partie femelle E	50.00	47.50	45.00
051869	Patrize T (Grösse 1) 5 Stk.	Partie mâle T (Grandeur 1) 5 pcs.	85.00	80.75	76.50
051870	Patrize T (Grösse 2) 5 Stk.	Partie mâle T (Grandeur 2) 5 pcs.	85.00	80.75	76.50
070380	Erweiterer (Weiss) Ankergrösse 1	Elargisseur (Blanc) Grandeur d'ancrage 1	22.50		
070381	Erweiterer (Gelb) Ankergrösse 2	Elargisseur (Jaune) Grandeur d'ancrage 2	22.50		
070499	Senkfräser (Weiss) Ankergrösse 1	Fraise à épaulement (Blanc) Grandeur d'ancrage 1	35.00		
072474	Senkfräser (Gelb) Ankergrösse 2	Fraise à épaulement (Jaune) Grandeur d'ancrage 2	35.00		
070298	Trimmer (Weiss) Ankergrösse 1	Alésoir (Blanc) Grandeur d'ancrage 1	22.50		
070299	Trimmer (Gelb) Ankergrösse 2	Alésoir (Jaune) Grandeur d'ancrage 2	22.50		
070498	Steckschlüssel für Kugelkopfanker	Clé à douille pour la tête spérique	40.00		
070221	Thomas-Steckschlüssel	Clé Thomas	40.00		
072414	Kupplungsstück	Pièce intermédiaire	40.00		
070205	Dalbo®/Baer-Zylinderanker Stempel für Elastomer Ringmontage	Dalbo®/Ancre cylindrique Baer Instrument de montage pour anneau en élastomère	50.00		
070197	Dalbo®-Classic/-B/-Z/Profix Aktivator	Dalbo®-Classic/-B/-Z/Profix Activateur	40.00		
070199	Dalbo®-Classic/-B/-Z/Profix Desaktivator	Dalbo®-Classic/-B/-Z/Profix Désactivateur	40.00		
070440	Dalbo®-B Platzhalter G	Dalbo®-B Pièce auxiliaire G	20.00		
070511	Transferachse	Axe de transfert	20.00		
051904	Einführungssset Dalbo®-Rotex (Brunner/Dalla Bona)	Dalbo®-Rotex set d'introduction (Brunner/Dalla Bona)	425.00		
08000002	Rotex / Rotex RD / Dalbo®-Rotex Endobox	Rotex / Rotex RD / Dalbo®-Rotex Endobox	225.00		
Dalbo®-Rotex (nach Prof. Brunner)		Dalbo®-Rotex (selon le Prof. Brunner)			
051866	Dalbo®-Rotex GT (Grösse 1) 5 Stk.	Dalbo®-Rotex GT (Grandeur 1) 5 pcs.	125.00	118.75	112.50
051867	Dalbo®-Rotex GT (Grösse 2) 5 Stk.	Dalbo®-Rotex GT (Grandeur 2) 5 pcs.	125.00	118.75	112.50
051868	Matrize G (5 Stk.)	Femelle G (5 pcs.)	65.00	61.75	58.50
051511	Dalbo®-B Matrize E	Dalbo®-B partie femelle E	50.00	47.50	45.00
051871	Patrize T (Grösse 1) 5 Stk.	Partie mâle T (Grandeur 1) 5 pcs.	85.00	80.75	76.50
051872	Patrize T (Grösse 2) 5 Stk.	Partie mâle T (Grandeur 2) 5 pcs.	85.00	80.75	76.50
070380	Erweiterer (Weiss) Ankergrösse 1	Elargisseur (Blanc) Grandeur d'ancrage 1	22.50		
070381	Erweiterer (Gelb) Ankergrösse 2	Elargisseur (Jaune) Grandeur d'ancrage 2	22.50		
070295	Senkfräser (Weiss) Ankergrösse 1	Fraise à épaulement (Blanc) Grandeur d'ancrage 1	35.00		
072473	Senkfräser (Gelb) Ankergrösse 2	Fraise à épaulement (Jaune) Grandeur d'ancrage 2	35.00		
070298	Trimmer (Weiss) Ankergrösse 1	Alésoir (Blanc) Grandeur d'ancrage 1	22.50		
070299	Trimmer (Gelb) Ankergrösse 2	Alésoir (Jaune) Grandeur d'ancrage 2	22.50		
070500	Steckschlüssel für Kugelkopfanker	Clé à douille pour la tête spérique	40.00		
070221	Thomas-Steckschlüssel	Clé Thomas	40.00		
072414	Kupplungsstück	Pièce intermédiaire	40.00		
070205	Dalbo®/Baer-Zylinderanker Stempel für Elastomer Ringmontage	Dalbo®/Ancre cylindrique Baer Instrument de montage pour anneau en élastomère	50.00		
070197	Dalbo®-Classic/-B/-Z/Profix Aktivator	Dalbo®-Classic/-B/-Z/Profix Activateur	40.00		
070199	Dalbo®-Classic/-B/-Z/Profix Desaktivator	Dalbo®-Classic/-B/-Z/Profix Désactivateur	40.00		
070440	Dalbo®-B Platzhalter G	Dalbo®-B Pièce auxiliaire G	20.00		
070512	Transferachse	Axe de transfert	20.00		
051904	Einführungssset Dalbo®-Rotex (Brunner/Dalla Bona)	Dalbo®-Rotex set d'introduction (Brunner/Dalla Bona)	425.00		
08000002	Rotex / Rotex RD / Dalbo®-Rotex Endobox	Rotex / Rotex RD / Dalbo®-Rotex Endobox	225.00		
Rotex		Rotex			
051289	Rotex T Grösse 1 (5 Stk.)	Rotex T Grandeur 1 (5 pcs.)	60.00	57.00	54.00
051290	Rotex T Grösse 2 (5 Stk.)	Rotex T Grandeur 2 (5 pcs.)	60.00	57.00	54.00
051291	Rotex T Grösse 3 (5 Stk.)	Rotex T Grandeur 3 (5 pcs.)	60.00	57.00	54.00
070380	Erweiterer (Weiss) Ankergrösse 1	Elargisseur (Blanc) Grandeur d'ancrage 1	22.50		
070381	Erweiterer (Gelb) Ankergrösse 2	Elargisseur (Jaune) Grandeur d'ancrage 2	22.50		
070382	Erweiterer (Rot) Ankergrösse 3	Elargisseur (Rouge) Grandeur d'ancrage 3	22.50		
070295	Senkfräser (Weiss) Ankergrösse 1	Fraise à épaulement (Blanc) Grandeur d'ancrage 1	35.00		
070296	Senkfräser (Gelb) Ankergrösse 2	Fraise à épaulement (Jaune) Grandeur d'ancrage 2	35.00		
070297	Senkfräser (Rot) Ankergrösse 3	Fraise à épaulement (Rouge) Grandeur d'ancrage 3	35.00		
070298	Trimmer (Weiss) Ankergrösse 1	Alésoir (Blanc) Grandeur d'ancrage 1	22.50		
070299	Trimmer (Gelb) Ankergrösse 2	Alésoir (Jaune) Grandeur d'ancrage 2	22.50		
070300	Trimmer (Rot) Ankergrösse 3	Alésoir (Rouge) Grandeur d'ancrage 3	22.50		
070301	Steckschlüssel (Weiss) Ankergrösse 1	Clé à douille (Blanc) Grandeur d'ancrage 1	45.00		
070302	Steckschlüssel (Gelb) Ankergrösse 2	Clé à douille (Jaune) Grandeur d'ancrage 2	45.00		
070303	Steckschlüssel (Rot) Ankergrösse 3	Clé à douille (Rouge) Grandeur d'ancrage 3	45.00		

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel	Article	1 St./ pce.	5 St./ pcs.	10 St./ pcs.
070221	Thomas-Steckschlüssel	Clé Thomas	40.00		
072414	Kupplungsstück	Pièce intermédiaire	40.00		
051497	Einführungset Rotex	Rotex set d'introduction	400.00		
08000002	Rotex / Rotex RD / Dalbo®-Rotex Endobox	Rotex / Rotex RD / Dalbo®-Rotex Endobox	225.00		
Rotex-RD			Rotex-RD		
055195	Rotex-RD T Grösse 1 (5 Stk.)	Rotex-RD T Grandeur 1 (5 pcs.)	60.00	57.00	54.00
055196	Rotex-RD T Grösse 2 (5 Stk.)	Rotex-RD T Grandeur 2 (5 pcs.)	60.00	57.00	54.00
055197	Rotex-RD T Grösse 3 (5 Stk.)	Rotex-RD T Grandeur 3 (5 pcs.)	60.00	57.00	54.00
070380	Erweiterer (Weiss) Ankergrösse 1	Elargisseur (Blanc) Grandeur d'ancrage 1	22.50		
070381	Erweiterer (Gelb) Ankergrösse 2	Elargisseur (Jaune) Grandeur d'ancrage 2	22.50		
070382	Erweiterer (Rot) Ankergrösse 3	Elargisseur (Rouge) Grandeur d'ancrage 3	22.50		
072470	Senkfräser (Weiss) Ankergrösse 1	Fraise à épaulement (Blanc) Grandeur d'ancrage 1	35.00		
072471	Senkfräser (Gelb) Ankergrösse 2	Fraise à épaulement (Jaune) Grandeur d'ancrage 2	35.00		
072472	Senkfräser (Rot) Ankergrösse 3	Fraise à épaulement (Rouge) Grandeur d'ancrage 3	35.00		
070298	Trimmer (Weiss) Ankergrösse 1	Alésoir (Blanc) Grandeur d'ancrage 1	22.50		
070299	Trimmer (Gelb) Ankergrösse 2	Alésoir (Jaune) Grandeur d'ancrage 2	22.50		
070300	Trimmer (Rot) Ankergrösse 3	Alésoir (Rouge) Grandeur d'ancrage 3	22.50		
072459	Steckschlüssel Ankergrösse 1-3	Clé à douille Grandeur d'ancrage 1-3	45.00		
070221	Thomas-Steckschlüssel	Clé Thomas	40.00		
072414	Kupplungsstück	Pièce intermédiaire	40.00		
055236	Einführungset Rotex-RD	Rotex-RD set d'introduction	350.00		
08000002	Rotex / Rotex RD / Dalbo®-Rotex Endobox	Rotex / Rotex RD / Dalbo®-Rotex Endobox	225.00		

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel Article	Bezeichnung Description	Inhalt Contenu	1 St./ pce.
Livento® press / Soprano® 10				
08055072	Livento® press Soprano® 10 Intro Kit A2			599.00
08055073	Livento® press Soprano® 10 Shade A-B Kit			2'399.00
08055142	Livento® press	LT A0	5 pc	90.00
08055137	Livento® press	LT A1	5 pc	90.00
08055143	Livento® press	LT A2	5 pc	90.00
08055144	Livento® press	LT A3	5 pc	90.00
08055145	Livento® press	LT A3,5	5 pc	90.00
08055146	Livento® press	LT A4	5 pc	90.00
08055147	Livento® press	LT B1	5 pc	90.00
08055148	Livento® press	LT B2	5 pc	90.00
08055149	Livento® press	LT B3	5 pc	90.00
08055150	Livento® press	LT B4	5 pc	90.00
08055158	Livento® press	MT A0	5 pc	90.00
08055159	Livento® press	MT A1	5 pc	90.00
08055160	Livento® press	MT A2	5 pc	90.00
08055161	Livento® press	MT A3	5 pc	90.00
08055162	Livento® press	MT B1	5 pc	90.00
08055163	Livento® press	MT B2	5 pc	90.00
08055141	Livento® press	HO 1	5 pc	90.00
08055169	Livento® press	Bleach 1 MT	3 pc	54.00
08055185	Soprano® 10	Frame Modifier A	5 g	25.50
08055186	Soprano® 10	Frame Modifier B	5 g	25.50
08055187	Soprano® 10	Margin A0	5 g	25.50
08055173	Soprano® 10	Margin A2	5 g	25.50
08055188	Soprano® 10	Margin A4	5 g	25.50
08055189	Soprano® 10	Margin B2	5 g	25.50
08055190	Soprano® 10	Margin C2	5 g	25.50
08055191	Soprano® 10	Opaque Dentine A0	15 g	38.50
08055192	Soprano® 10	Opaque Dentine A1	15 g	38.50
08055176	Soprano® 10	Opaque Dentine A2	15 g	38.50
08055193	Soprano® 10	Opaque Dentine A3	15 g	38.50
08055194	Soprano® 10	Opaque Dentine A3,5	15 g	38.50
08055195	Soprano® 10	Opaque Dentine A4	15 g	38.50
08055196	Soprano® 10	Opaque Dentine B0	15 g	38.50
08055197	Soprano® 10	Opaque Dentine B1	15 g	38.50
08055198	Soprano® 10	Opaque Dentine B2	15 g	38.50
08055199	Soprano® 10	Opaque Dentine B3	15 g	38.50
08055200	Soprano® 10	Opaque Dentine B4	15 g	38.50
08055201	Soprano® 10	Opaque Dentine orange	15 g	38.50
08055202	Soprano® 10	Opaque Dentine brown	15 g	38.50
08055203	Soprano® 10	Opaque Dentine yellow	15 g	38.50
08055204	Soprano® 10	Dentine A0	15 g	38.50
08057760	Soprano® 10	Dentine A0	25 g	64.00
08055205	Soprano® 10	Dentine A1	15 g	38.50
08057763	Soprano® 10	Dentine A1	25 g	64.00
08055177	Soprano® 10	Dentine A2	15 g	38.50
08057764	Soprano® 10	Dentine A2	25 g	64.00
08055206	Soprano® 10	Dentine A3	15 g	38.50
08055207	Soprano® 10	Dentine A3,5	15 g	38.50
08055208	Soprano® 10	Dentine A4	15 g	38.50
08055209	Soprano® 10	Dentine B0	15 g	38.50
08057765	Soprano® 10	Dentine B0	25 g	64.00
08055210	Soprano® 10	Dentine B1	15 g	38.50
08057768	Soprano® 10	Dentine B1	25 g	64.00
08055211	Soprano® 10	Dentine B2	15 g	38.50
08055212	Soprano® 10	Dentine B3	15 g	38.50
08055213	Soprano® 10	Dentine B4	15 g	38.50
08055214	Soprano® 10	Enamel E1	25 g	64.00
08057769	Soprano® 10	Enamel E1	40 g	90.00
08057770	Soprano® 10	Enamel E1	100 g	205.00
08055215	Soprano® 10	Enamel E2	25 g	64.00
08057771	Soprano® 10	Enamel E2	40 g	90.00
08057772	Soprano® 10	Enamel E2	100 g	205.00
08055216	Soprano® 10	Enamel E3	25 g	64.00
08055217	Soprano® 10	Enamel E4	25 g	64.00
08055218	Soprano® 10	Enamel Clear	25 g	64.00
08055180	Soprano® 10	Opal Effect	15 g	38.50
08055219	Soprano® 10	Opal Intensive 2	15 g	38.50

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel Article	Bezeichnung Description	Inhalt Contenu	1 St./ pce.
08055220	Soprano® 10	Opal Intensive 4	15 g	38.50
08055221	Soprano® 10	Opal Clear	15 g	38.50
08055222	Soprano® 10	Enamel Effect clear-white	15 g	38.50
08055223	Soprano® 10	Enamel Effect sun	15 g	38.50
08055224	Soprano® 10	Enamel Effect apricot	15 g	38.50
08055225	Soprano® 10	Enamel Effect amber	15 g	38.50
08055226	Soprano® 10	Enamel Effect gray	15 g	38.50
08055179	Soprano® 10	Enamel Effect light-blue	15 g	38.50
08055227	Soprano® 10	Enamel Enhancer orange	15 g	38.50
08055228	Soprano® 10	Mamelon mango	15 g	38.50
08055178	Soprano® 10	Mamelon cream	15 g	38.50
08055229	Soprano® 10	Repair	15 g	38.50
08055284	Soprano®	Frame Liquid	25 ml	22.50
08055277	Soprano®	Modeling Liquid	100 ml	45.00
08055283	Soprano®	Glaze Fluid	25 ml	22.50
08055074	Livento® press Soprano® 10 Shade C-D Kit			899.00
08055151	Livento® press	LT C1	3 pc	54.00
08055152	Livento® press	LT C2	3 pc	54.00
08055153	Livento® press	LT C3	3 pc	54.00
08055154	Livento® press	LT C4	3 pc	54.00
08055155	Livento® press	LT D2	3 pc	54.00
08055156	Livento® press	LT D3	3 pc	54.00
08055157	Livento® press	LT D4	3 pc	54.00
08055164	Livento® press	MT C1	3 pc	54.00
08055165	Livento® press	MT C2	3 pc	54.00
08055166	Livento® press	MT D2	3 pc	54.00
08055326	Soprano® 10	Frame Modifier C	5 g	25.50
08055230	Soprano® 10	Frame Modifier D	5 g	25.50
08055231	Soprano® 10	Opaque Dentine C1	15 g	38.50
08055232	Soprano® 10	Opaque Dentine C2	15 g	38.50
08055233	Soprano® 10	Opaque Dentine C3	15 g	38.50
08055234	Soprano® 10	Opaque Dentine C4	15 g	38.50
08055235	Soprano® 10	Opaque Dentine D2	15 g	38.50
08055236	Soprano® 10	Opaque Dentine D3	15 g	38.50
08055237	Soprano® 10	Opaque Dentine D4	15 g	38.50
08055238	Soprano® 10	Dentine C1	15 g	38.50
08055239	Soprano® 10	Dentine C2	15 g	38.50
08055240	Soprano® 10	Dentine C3	15 g	38.50
08055241	Soprano® 10	Dentine C4	15 g	38.50
08055242	Soprano® 10	Dentine D2	15 g	38.50
08055243	Soprano® 10	Dentine D3	15 g	38.50
08055244	Soprano® 10	Dentine D4	15 g	38.50
	Soprano® 10 Gingiva			
08057773	Soprano® 10	Frame Modifier pink	5 g	25.50
08058200	Soprano® 10	Gingiva light	5 g	25.50
08055260	Soprano® 10	Gingiva dark	5 g	25.50
08058201	Soprano® 10	Gingiva orange	5 g	25.50
08055261	Soprano® 10	Gingiva violet	5 g	25.50
08055077	Livento® press Soprano® 10 Advanced Kit			425.00
08055138	Livento® press	ET 1	5 pc	90.00
08055139	Livento® press	ET 2	5 pc	90.00
08055140	Livento® press	ET 3	5 pc	90.00
08055167	Livento® press	Opal 1	3 pc	54.00
08055168	Livento® press	Opal 2	3 pc	54.00
08055268	Soprano® 10	Enamel EO	5 g	25.50
08055269	Soprano® 10	Opal Intensive 1	5 g	25.50
08055270	Soprano® 10	Opal Intensive 3	5 g	25.50
08055271	Soprano® 10	Enamel Effect Enh. amber	5 g	25.50
08055272	Soprano® 10	Enamel Effect Enh. dark-gray	5 g	25.50
08055273	Soprano® 10	Enamel Effect Enh. pink	5 g	25.50
08055274	Soprano® 10	Enamel Effect Enh. blue	5 g	25.50
08055275	Soprano® 10	Cuspid	5 g	25.50
08055276	Soprano® 10	Fossa	5 g	25.50
08056952	Livento® press Soprano® 10 Bleaching Extended Kit			1'550.00
08056950	Livento® press	Bleach ET	5 pc	90.00
08056942	Livento® press	Bleach 1 MT	5 pc	90.00
08056943	Livento® press	Bleach 2 MT	5 pc	90.00

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel Article	Bezeichnung Description	Inhalt Contenu	1 St./ pce.
08056944	Livo [®] press	Bleach 3 MT	5 pc	90.00
08056945	Livo [®] press	Bleach 4 MT	5 pc	90.00
08056946	Livo [®] press	Bleach 1 LT	5 pc	90.00
08056947	Livo [®] press	Bleach 2 LT	5 pc	90.00
08056948	Livo [®] press	Bleach 3 LT	5 pc	90.00
08056949	Livo [®] press	Bleach 4 LT	5 pc	90.00
08056954	Livo [®] press	Bleach MO 0	5 pc	90.00
08056955	Livo [®] press	Bleach MO 1	5 pc	90.00
08056951	Livo [®] press	Bleach HO 0	5 pc	90.00
08056953	Soprano [®] 10	Bleach Opaque Dentine	15 g	38.50
08056956	Soprano [®] 10	Bleach Dentine 1	25 g	64.00
08057774	Soprano [®] 10	Bleach Dentine 1	40 g	90.00
08057775	Soprano [®] 10	Bleach Dentine 1	100 g	205.00
08056957	Soprano [®] 10	Bleach Dentine 2	25 g	64.00
08057776	Soprano [®] 10	Bleach Dentine 2	40 g	90.00
08057777	Soprano [®] 10	Bleach Dentine 2	100 g	205.00
08056958	Soprano [®] 10	Bleach Dentine 3	25 g	64.00
08057766	Soprano [®] 10	Bleach Dentine 3	40 g	90.00
08057767	Soprano [®] 10	Bleach Dentine 3	100 g	205.00
08056959	Soprano [®] 10	Bleach Dentine 4	25 g	64.00
08057761	Soprano [®] 10	Bleach Dentine 4	40 g	90.00
08057762	Soprano [®] 10	Bleach Dentine 4	100 g	205.00
08056960	Soprano [®] 10	Cuspid	15 g	38.50
08056961	Soprano [®] 10	Bleach Enamel 1	25 g	64.00
08057778	Soprano [®] 10	Bleach Enamel 1	40 g	90.00
08057779	Soprano [®] 10	Bleach Enamel 1	100 g	205.00
08056962	Soprano [®] 10	Bleach Enamel 2	25 g	64.00
08057780	Soprano [®] 10	Bleach Enamel 2	40 g	90.00
08057781	Soprano [®] 10	Bleach Enamel 2	100 g	205.00
08056963	Soprano [®] 10	Enamel EO	25 g	64.00
08057782	Soprano [®] 10	Enamel EO	40 g	90.00
08057783	Soprano [®] 10	Enamel EO	100 g	205.00
08055214	Soprano [®] 10	Enamel E1	25 g	64.00
08055218	Soprano [®] 10	Enamel Clear	25 g	64.00
08056964	Soprano [®] 10	Bleach Transpa-white	15 g	38.50
08055179	Soprano [®] 10	Enamel Effect light-blue	15 g	38.50
08055219	Soprano [®] 10	Opal Intensive 2	15 g	38.50
08055178	Soprano [®] 10	Mamelon cream	15 g	38.50
08055277	Soprano [®]	Modeling Liquid	100 ml	45.00
08055283	Soprano [®]	Glaze Fluid	25 ml	22.50
08055184	Soprano [®]	Glaze Paste	5 g	65.00
Hilfsmaterialien				
08055014	Livo [®] invest Pulver	Livo [®] invest Poudre	50 x 100 g	130.00
083739	Livo [®] invest Flüssigkeit	Livo [®] invest Liquide	1000 ml	45.00
08055017	Livo [®] press Einweg-Pressstempel (Ø 13 mm)	Livo [®] press Tampons de pressée jetable (Ø 13 mm)	50 Stk.	95.00

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel Article	Bezeichnung Description	Inhalt Contenu	1 St./ pce.
Soprano® 14				
08057500	Soprano® 14 Intro Kit A2			450.00
08057517	Soprano® 14 Shade A-B Kit			2990.00
08057501	Soprano® 14	Bonder Paste EMF Alloys	5 g	55.00
08057520	Soprano® 14	Paste Opaque A0	5 g	37.50
08057521	Soprano® 14	Paste Opaque A1	5 g	37.50
08057502	Soprano® 14	Paste Opaque A2	5 g	37.50
08057522	Soprano® 14	Paste Opaque A3	5 g	37.50
08057523	Soprano® 14	Paste Opaque A3,5	5 g	37.50
08057524	Soprano® 14	Paste Opaque A4	5 g	37.50
08057525	Soprano® 14	Paste Opaque B0	5 g	37.50
08057526	Soprano® 14	Paste Opaque B1	5 g	37.50
08057527	Soprano® 14	Paste Opaque B2	5 g	37.50
08057528	Soprano® 14	Paste Opaque B3	5 g	37.50
08057529	Soprano® 14	Paste Opaque B4	5 g	37.50
08057530	Soprano® 14	Margin A0	15 g	32.50
08057531	Soprano® 14	Margin A1	15 g	32.50
08057503	Soprano® 14	Margin A2	15 g	32.50
08057533	Soprano® 14	Margin A3	15 g	32.50
08057534	Soprano® 14	Margin A3,5	15 g	32.50
08057535	Soprano® 14	Margin A4	15 g	32.50
08057536	Soprano® 14	Margin B0	15 g	32.50
08057537	Soprano® 14	Margin B1	15 g	32.50
08057538	Soprano® 14	Margin B2	15 g	32.50
08057539	Soprano® 14	Margin B3	15 g	32.50
08057540	Soprano® 14	Margin B4	15 g	32.50
08057541	Soprano® 14	Opaque Dentine A0	25 g	50.00
08057542	Soprano® 14	Opaque Dentine A0	40 g	72.50
08057543	Soprano® 14	Opaque Dentine A1	25 g	50.00
08057544	Soprano® 14	Opaque Dentine A1	40 g	72.50
08057504	Soprano® 14	Opaque Dentine A2	25 g	50.00
08057545	Soprano® 14	Opaque Dentine A2	40 g	72.50
08057546	Soprano® 14	Opaque Dentine A3	25 g	50.00
08057547	Soprano® 14	Opaque Dentine A3	40 g	72.50
08057548	Soprano® 14	Opaque Dentine A3,5	25 g	50.00
08057549	Soprano® 14	Opaque Dentine A3,5	40 g	72.50
08057550	Soprano® 14	Opaque Dentine A4	25 g	50.00
08057551	Soprano® 14	Opaque Dentine A4	40 g	72.50
08057552	Soprano® 14	Opaque Dentine B0	25 g	50.00
08057553	Soprano® 14	Opaque Dentine B0	40 g	72.50
08057554	Soprano® 14	Opaque Dentine B1	25 g	50.00
08057555	Soprano® 14	Opaque Dentine B1	40 g	72.50
08057556	Soprano® 14	Opaque Dentine B2	25 g	50.00
08057557	Soprano® 14	Opaque Dentine B2	40 g	72.50
08057558	Soprano® 14	Opaque Dentine B3	25 g	50.00
08057559	Soprano® 14	Opaque Dentine B3	40 g	72.50
08057560	Soprano® 14	Opaque Dentine B4	25 g	50.00
08057561	Soprano® 14	Opaque Dentine B4	40 g	72.50
08057562	Soprano® 14	Opaque Dentine orange	15 g	32.50
08057563	Soprano® 14	Opaque Dentine brown	15 g	32.50
08057564	Soprano® 14	Opaque Dentine yellow	15 g	32.50
08057565	Soprano® 14	Dentine A0	25 g	50.00
08057566	Soprano® 14	Dentine A0	40 g	72.50
08057567	Soprano® 14	Dentine A0	100 g	150.00
08057568	Soprano® 14	Dentine A1	25 g	50.00
08057569	Soprano® 14	Dentine A1	40 g	72.50
08057570	Soprano® 14	Dentine A1	100 g	150.00
08057505	Soprano® 14	Dentine A2	25 g	50.00
08057571	Soprano® 14	Dentine A2	40 g	72.50
08057572	Soprano® 14	Dentine A2	100 g	150.00
08057573	Soprano® 14	Dentine A3	25 g	50.00
08057574	Soprano® 14	Dentine A3	40 g	72.50
08057575	Soprano® 14	Dentine A3	100 g	150.00
08057576	Soprano® 14	Dentine A3,5	25 g	50.00
08057577	Soprano® 14	Dentine A3,5	40 g	72.50
08057578	Soprano® 14	Dentine A3,5	100 g	150.00
08057579	Soprano® 14	Dentine A4	25 g	50.00
08057580	Soprano® 14	Dentine A4	40 g	72.50

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel Article	Bezeichnung Description	Inhalt Contenu	1 St./ pce.
08057581	Soprano® 14	Dentine A4	100 g	150.00
08057582	Soprano® 14	Dentine B0	25 g	50.00
08057583	Soprano® 14	Dentine B0	40 g	72.50
08057584	Soprano® 14	Dentine B0	100 g	150.00
08057585	Soprano® 14	Dentine B1	25 g	50.00
08057586	Soprano® 14	Dentine B1	40 g	72.50
08057587	Soprano® 14	Dentine B1	100 g	150.00
08057588	Soprano® 14	Dentine B2	25 g	50.00
08057589	Soprano® 14	Dentine B2	40 g	72.50
08057590	Soprano® 14	Dentine B2	100 g	150.00
08057591	Soprano® 14	Dentine B3	25 g	50.00
08057592	Soprano® 14	Dentine B3	40 g	72.50
08057593	Soprano® 14	Dentine B3	100 g	150.00
08057594	Soprano® 14	Dentine B4	25 g	50.00
08057595	Soprano® 14	Dentine B4	40 g	72.50
08057596	Soprano® 14	Dentine B4	100 g	150.00
08057597	Soprano® 14	Enamel E0	25 g	50.00
08057598	Soprano® 14	Enamel E0	40 g	72.50
08057599	Soprano® 14	Enamel E0	100 g	150.00
08057600	Soprano® 14	Enamel E1	25 g	50.00
08057601	Soprano® 14	Enamel E1	40 g	72.50
08057602	Soprano® 14	Enamel E1	100 g	150.00
08057606	Soprano® 14	Enamel E2	25 g	50.00
08057603	Soprano® 14	Enamel E2	40 g	72.50
08057604	Soprano® 14	Enamel E2	100 g	150.00
08057605	Soprano® 14	Enamel E3	25 g	50.00
08057606	Soprano® 14	Enamel E3	40 g	72.50
08057607	Soprano® 14	Enamel E3	100 g	150.00
08057608	Soprano® 14	Enamel E4	25 g	50.00
08057609	Soprano® 14	Enamel E4	40 g	72.50
08057610	Soprano® 14	Enamel E4	100 g	150.00
08057611	Soprano® 14	Enamel Clear	25 g	50.00
08057612	Soprano® 14	Enamel Clear	40 g	72.50
08057613	Soprano® 14	Enamel Clear	100 g	150.00
08057507	Soprano® 14	Opal Effect	15 g	32.50
08057614	Soprano® 14	Opal Effect	25 g	50.00
08057615	Soprano® 14	Opal Intensive 1	15 g	32.50
08057616	Soprano® 14	Opal Intensive 1	25 g	50.00
08057617	Soprano® 14	Opal Intensive 2	15 g	32.50
08057618	Soprano® 14	Opal Intensive 2	25 g	50.00
08057619	Soprano® 14	Opal Intensive 3	15 g	32.50
08057620	Soprano® 14	Opal Intensive 3	25 g	50.00
08057621	Soprano® 14	Opal Intensive 4	15 g	32.50
08057622	Soprano® 14	Opal Intensive 4	25 g	50.00
08057623	Soprano® 14	Opal Clear	15 g	32.50
08057624	Soprano® 14	Opal Clear	25 g	50.00
08057509	Soprano® 14	Enamel Effect clear-white	15 g	32.50
08057625	Soprano® 14	Enamel Effect clear-white	25 g	50.00
08057626	Soprano® 14	Enamel Effect sun	15 g	32.50
08057627	Soprano® 14	Enamel Effect sun	25 g	50.00
08057628	Soprano® 14	Enamel Effect apricot	15 g	32.50
08057629	Soprano® 14	Enamel Effect apricot	25 g	50.00
08057630	Soprano® 14	Enamel Effect amber	15 g	32.50
08057631	Soprano® 14	Enamel Effect amber	25 g	50.00
08057632	Soprano® 14	Enamel Effect gray	15 g	32.50
08057633	Soprano® 14	Enamel Effect gray	25 g	50.00
08057508	Soprano® 14	Enamel Effect light-blue	15 g	32.50
08057634	Soprano® 14	Enamel Effect light-blue	25 g	50.00
08057635	Soprano® 14	Enamel Effect Enh. amber	15 g	32.50
08057636	Soprano® 14	Enamel Effect Enh. amber	25 g	50.00
08057637	Soprano® 14	Enamel Effect Enh. dark-gray	15 g	32.50
08057638	Soprano® 14	Enamel Effect Enh. dark-gray	25 g	50.00
08057639	Soprano® 14	Enamel Effect Enh. pink	15 g	32.50
08057640	Soprano® 14	Enamel Effect Enh. pink	25 g	50.00
08057641	Soprano® 14	Enamel Effect Enh. blue	15 g	32.50
08057642	Soprano® 14	Enamel Effect Enh. blue	25 g	50.00
08057653	Soprano® 14	Enamel Enhancer orange	15 g	32.50
08057654	Soprano® 14	Enamel Enhancer orange	25 g	50.00
08057655	Soprano® 14	Mamelon mango	15 g	32.50
08057656	Soprano® 14	Mamelon mango	25 g	50.00

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel Article	Bezeichnung Description	Inhalt Contenu	1 St./ pce.
08057510	Soprano® 14	Mamelon cream	15 g	32.50
08057657	Soprano® 14	Mamelon cream	25 g	50.00
08057658	Soprano® 14	Cuspid	15 g	32.50
08057659	Soprano® 14	Cuspid	25 g	50.00
08057660	Soprano® 14	Fossa	15 g	32.50
08057661	Soprano® 14	Fossa	25 g	50.00
08057662	Soprano® 14	Repair Enamel	15 g	32.50
08057663	Soprano® 14	Repair Dentine A0	15 g	32.50
08057664	Soprano® 14	Opaque/Bonder Liquid	25 ml	19.00
08057665	Soprano®	Modeling Liquid	250 ml	95.00
08057666	Soprano®	Margin Liquid	50 ml	29.00
08057667	Soprano®	POWDER Glaze	7 g	79.00
08055283	Soprano®	Glaze Fluid	25 ml	22.50
08057668	Soprano® 14 Shade C-D Kit			990.00
08057669	Soprano® 14	Paste Opaque C1	5 g	37.50
08057670	Soprano® 14	Paste Opaque C2	5 g	37.50
08057671	Soprano® 14	Paste Opaque C3	5 g	37.50
08057672	Soprano® 14	Paste Opaque C4	5 g	37.50
08057673	Soprano® 14	Paste Opaque D2	5 g	37.50
08057674	Soprano® 14	Paste Opaque D3	5 g	37.50
08057675	Soprano® 14	Paste Opaque D4	5 g	37.50
08057676	Soprano® 14	Margin C1	15 g	32.50
08057677	Soprano® 14	Margin C2	15 g	32.50
08057678	Soprano® 14	Margin C3	15 g	32.50
08057679	Soprano® 14	Margin C4	15 g	32.50
08057680	Soprano® 14	Margin D2	15 g	32.50
08057681	Soprano® 14	Margin D3	15 g	32.50
08057682	Soprano® 14	Margin D4	15 g	32.50
08057683	Soprano® 14	Opaque Dentine C1	15 g	32.50
08057684	Soprano® 14	Opaque Dentine C2	15 g	32.50
08057685	Soprano® 14	Opaque Dentine C3	15 g	32.50
08057686	Soprano® 14	Opaque Dentine C4	15 g	32.50
08057687	Soprano® 14	Opaque Dentine D2	15 g	32.50
08057688	Soprano® 14	Opaque Dentine D3	15 g	32.50
08057689	Soprano® 14	Opaque Dentine D4	15 g	32.50
08057690	Soprano® 14	Dentine C1	25 g	50.00
08057691	Soprano® 14	Dentine C1	40 g	72.50
08057692	Soprano® 14	Dentine C2	25 g	50.00
08057693	Soprano® 14	Dentine C2	40 g	72.50
08057694	Soprano® 14	Dentine C3	25 g	50.00
08057695	Soprano® 14	Dentine C3	40 g	72.50
08057696	Soprano® 14	Dentine C4	25 g	50.00
08057697	Soprano® 14	Dentine C4	40 g	72.50
08057698	Soprano® 14	Dentine D2	25 g	50.00
08057699	Soprano® 14	Dentine D2	40 g	72.50
08057700	Soprano® 14	Dentine D3	25 g	50.00
08057701	Soprano® 14	Dentine D3	40 g	72.50
08057702	Soprano® 14	Dentine D4	25 g	50.00
08057703	Soprano® 14	Dentine D4	40 g	72.50
08057665	Soprano®	Modeling Liquid	250 ml	95.00
Soprano® 14 Gingiva				
08057705	Soprano® 14	Paste Opaque Gingiva bright	5 g	37.50
08057706	Soprano® 14	Paste Opaque Gingiva dark	5 g	37.50
08058202	Soprano® 14	Gingiva light	15 g	32.50
08058203	Soprano® 14	Gingiva light	25 g	50.00
08057715	Soprano® 14	Gingiva dark	15 g	32.50
08057716	Soprano® 14	Gingiva dark	25 g	50.00
08058204	Soprano® 14	Gingiva orange	15 g	32.50
08058205	Soprano® 14	Gingiva orange	25 g	50.00
08057717	Soprano® 14	Gingiva violet	15 g	32.50
08057718	Soprano® 14	Gingiva violet	25 g	50.00
08057725 Soprano® 14 Bleaching Kit 890.00				
08057726	Soprano® 14	Paste Opaque A00	5 g	37.50
08057727	Soprano® 14	Paste Opaque B00	5 g	37.50
08057728	Soprano® 14	Margin A00	15 g	32.50
08057729	Soprano® 14	Margin B00	15 g	32.50
08057730	Soprano® 14	Bleach Opaque Dentine	25 g	50.00
08057731	Soprano® 14	Bleach Opaque Dentine	40 g	72.50

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel Article	Bezeichnung Description	Inhalt Contenu	1 St./ pce.
08057732	Soprano® 14	Bleach Opaque Dentine	100 g	150.00
08057733	Soprano® 14	Bleach Dentine 1	25 g	50.00
08057734	Soprano® 14	Bleach Dentine 1	40 g	72.50
08057735	Soprano® 14	Bleach Dentine 1	100 g	150.00
08057736	Soprano® 14	Bleach Dentine 2	25 g	50.00
08057737	Soprano® 14	Bleach Dentine 2	40 g	72.50
08057738	Soprano® 14	Bleach Dentine 2	100 g	150.00
08057785	Soprano® 14	Bleach Dentine 3	25 g	50.00
08057786	Soprano® 14	Bleach Dentine 3	40 g	72.50
08057787	Soprano® 14	Bleach Dentine 3	100 g	150.00
08057757	Soprano® 14	Bleach Dentine 4	25 g	50.00
08057758	Soprano® 14	Bleach Dentine 4	40 g	72.50
08057759	Soprano® 14	Bleach Dentine 4	100 g	150.00
08057658	Soprano® 14	Cuspid	15 g	32.50
08057659	Soprano® 14	Cuspid	25 g	50.00
08057739	Soprano® 14	Bleach Enamel 1	25 g	50.00
08057740	Soprano® 14	Bleach Enamel 1	40 g	72.50
08057741	Soprano® 14	Bleach Enamel 1	100 g	150.00
08057742	Soprano® 14	Bleach Enamel 2	25 g	50.00
08057743	Soprano® 14	Bleach Enamel 2	40 g	72.50
08057744	Soprano® 14	Bleach Enamel 2	100 g	150.00
08057597	Soprano® 14	Enamel E0	25 g	50.00
08057598	Soprano® 14	Enamel E0	40 g	72.50
08057599	Soprano® 14	Enamel E0	100 g	150.00
08057600	Soprano® 14	Enamel E1	25 g	50.00
08057601	Soprano® 14	Enamel E1	40 g	72.50
08057602	Soprano® 14	Enamel E1	100 g	150.00
08057800	Soprano® 14	Bleach Transpa-white	15 g	32.50
08057801	Soprano® 14	Bleach Transpa-white	25 g	50.00
08057508	Soprano® 14	Enamel Effect light-blue	15 g	32.50
08057634	Soprano® 14	Enamel Effect light-blue	25 g	50.00
08057617	Soprano® 14	Opal Intensive 2	15 g	32.50
08057618	Soprano® 14	Opal Intensive 2	25 g	50.00
08057510	Soprano® 14	Mamelon cream	15 g	32.50
08057657	Soprano® 14	Mamelon cream	25 g	50.00
08057665	Soprano®	Modeling Liquid	250 ml	95.00
08057666	Soprano®	Margin Liquid	50 ml	29.00
08057667	Soprano®	POWDER Glaze	7 g	79.00
08055283	Soprano®	Glaze Fluid	25 ml	22.50
Soprano® 14 Powder Opaque				
08058261	Soprano® 14	Powder Opaque A bright	40 g	59.00
08058262	Soprano® 14	Powder Opaque A dark	40 g	59.00
08058263	Soprano® 14	Powder Opaque B bright	40 g	59.00
08058264	Soprano® 14	Powder Opaque B dark	40 g	59.00
08058265	Soprano® 14	Powder Opaque C bright	40 g	59.00
08058266	Soprano® 14	Powder Opaque C dark	40 g	59.00
08058267	Soprano® 14	Powder Opaque D bright	40 g	59.00
08058268	Soprano® 14	Powder Opaque D dark	40 g	59.00
08058269	Soprano® 14	Powder Opaque A00	40 g	59.00
08058270	Soprano® 14	Powder Opaque B00	40 g	59.00
08058271	Soprano® 14	Powder Opaque Liquid	100 ml	29.00

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel Article	Bezeichnung Description	Inhalt Contenu	1 St./ pce.
Soprano® Surface				
08058206	Soprano® Surface Kit			990.00
08058207	Soprano® Surface	Base 1	4 g	55.00
08058208	Soprano® Surface	Base 3	4 g	55.00
08058209	Soprano® Surface	Base 5	4 g	55.00
08058210	Soprano® Surface	Mamelon mango	4 g	55.00
08058211	Soprano® Surface	Mamelon cream	4 g	55.00
08058212	Soprano® Surface	Mamelon honey	4 g	55.00
08058213	Soprano® Surface	Mamelon salmon	4 g	55.00
08058214	Soprano® Surface	Fossa	4 g	55.00
08058215	Soprano® Surface	Cuspid	4 g	55.00
08058216	Soprano® Surface	Enamel Effect light-blue	4 g	55.00
08058217	Soprano® Surface	Enamel Effect pink	4 g	55.00
08058218	Soprano® Surface	Enamel Effect int.-orange	4 g	55.00
08058219	Soprano® Surface	Enamel Effect sun	4 g	55.00
08058220	Soprano® Surface	Enamel V1	4 g	55.00
08058221	Soprano® Surface	Enamel V2	4 g	55.00
08058222	Soprano® Surface	Enamel V3	4 g	55.00
08058223	Soprano® Surface	Opal	4 g	55.00
08058224	Soprano® Surface	Incisal	4 g	55.00
08058225	Soprano® Surface	Clear	4 g	55.00
08058226	Soprano® Surface	Fluid	25 ml	19.50
08058227	Soprano® Surface Gingiva Kit			690.00
08058228	Soprano® Surface	Gingiva light	4 g	55.00
08058229	Soprano® Surface	Gingiva violet	4 g	55.00
08058230	Soprano® Surface	Gingiva dark	4 g	55.00
08058231	Soprano® Surface	Gingiva orange	4 g	55.00
08058232	Soprano® Surface	Gingiva brown	4 g	55.00
08058225	Soprano® Surface	Clear	4 g	55.00
08058226	Soprano® Surface	Fluid	25 ml	19.50
08058233	Soprano®	Stain red	5 g	87.50
08058234	Soprano®	Stain dark-blue	5 g	87.50
08058235	Soprano®	Stain red-brown	5 g	87.50
08058236	Soprano®	Stain orange	5 g	87.50
08055184	Soprano®	Glaze Paste	5 g	65.00
08055283	Soprano®	Glaze Fluid	25 ml	22.50
08058237	Soprano® Surface Bleaching Kit			1'090.00
08058207	Soprano® Surface	Base 1	4 g	55.00
08058215	Soprano® Surface	Cuspid	4 g	55.00
08058216	Soprano® Surface	Enamel Effect light-blue	4 g	55.00
08058219	Soprano® Surface	Enamel Effect sun	4 g	55.00
08058220	Soprano® Surface	Enamel V1	4 g	55.00
08058222	Soprano® Surface	Enamel V3	4 g	55.00
08058223	Soprano® Surface	Opal	4 g	55.00
08058224	Soprano® Surface	Incisal	4 g	55.00
08058225	Soprano® Surface	Clear	4 g	55.00
08058226	Soprano® Surface	Fluid	25 ml	19.50
08058238	Soprano®	Flu-Shade Bleach 1 - 2	5 g	87.50
08058239	Soprano®	Flu-Shade Bleach 3 - 4	5 g	87.50
08058241	Soprano®	Flu-Stain snow	5 g	87.50
08058242	Soprano®	Flu-Stain cotton	5 g	87.50
08058243	Soprano®	Flu-Stain cream	5 g	87.50
08055252	Soprano®	Flu-Stain navy-blue	5 g	87.50
08055254	Soprano®	Flu-Stain gray	5 g	87.50
08055184	Soprano®	Glaze Paste	5 g	65.00
08055283	Soprano®	Glaze Fluid	25 ml	22.50

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel Article	Bezeichnung Description	Inhalt Contenu	1 St./ pce.
Soprano® Stain & Glaze				
08058240	Soprano® PASTE Stain & Glaze Universal Kit			1'600.00
08055181	Soprano®	Flu-Shade A	5 g	87.50
08055245	Soprano®	Flu-Shade B	5 g	87.50
08055246	Soprano®	Flu-Shade C	5 g	87.50
08055247	Soprano®	Flu-Shade D	5 g	87.50
08055248	Soprano®	Flu-Stain white	5 g	87.50
08058241	Soprano®	Flu-Stain snow	5 g	87.50
08058242	Soprano®	Flu-Stain cotton	5 g	87.50
08058243	Soprano®	Flu-Stain cream	5 g	87.50
08055249	Soprano®	Flu-Stain yellow	5 g	87.50
08058244	Soprano®	Flu-Stain mango	5 g	87.50
08055250	Soprano®	Flu-Stain orange	5 g	87.50
08055251	Soprano®	Flu-Stain intense-orange	5 g	87.50
08058245	Soprano®	Flu-Stain champagne	5 g	87.50
08058246	Soprano®	Flu-Stain olive	5 g	87.50
08055255	Soprano®	Stain pink	5 g	87.50
08058247	Soprano®	Flu-Stain shadow	5 g	87.50
08055252	Soprano®	Flu-Stain navy-blue	5 g	87.50
08055182	Soprano®	Flu-Stain dark-blue	5 g	87.50
08055183	Soprano®	Flu-Stain brown	5 g	87.50
08058248	Soprano®	Flu-Stain red-brown	5 g	87.50
08055254	Soprano®	Flu-Stain gray	5 g	87.50
08055253	Soprano®	Flu-Stain black	5 g	87.50
08055184	Soprano®	Glaze Paste	5 g	65.00
08055283	Soprano®	Glaze Fluid	25 ml	22.50
08057745	Soprano® POWDER Stain & Glaze Universal Kit			650.00
08057511	Soprano®	POWDER Flu-Shade A	2 g	45.00
08057746	Soprano®	POWDER Flu-Shade B	2 g	45.00
08057747	Soprano®	POWDER Flu-Shade C	2 g	45.00
08057748	Soprano®	POWDER Flu-Shade D	2 g	45.00
08057749	Soprano®	POWDER Flu-Stain white	2 g	45.00
08057750	Soprano®	POWDER Flu-Stain yellow	2 g	45.00
08057751	Soprano®	POWDER Flu-Stain orange	2 g	45.00
08057752	Soprano®	POWDER Flu-Stain intense-orange	2 g	45.00
08057513	Soprano®	POWDER Flu-Stain dark-blue	2 g	45.00
08057753	Soprano®	POWDER Flu-Stain navy-blue	2 g	45.00
08057512	Soprano®	POWDER Flu-Stain brown	2 g	45.00
08057754	Soprano®	POWDER Flu-Stain black	2 g	45.00
08057755	Soprano®	POWDER Flu-Stain gray	2 g	45.00
08057756	Soprano®	POWDER Flu-Stain pink	2 g	45.00
08057667	Soprano®	POWDER Glaze	7 g	79.00
08055283	Soprano®	Glaze Fluid	25 ml	22.50

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel	Article	1 St./ pce.
Pektkon® ivory		Pektkon® ivory	
01060152	Fräsronde 98.5/t12 mm (mit Nut)	Disque à usiner 98.5/t12 mm (avec épaulement)	325.00
01060011	Fräsronde 98.5/t16 mm (mit Nut)	Disque à usiner 98.5/t16 mm (avec épaulement)	375.00
01060020	Fräsronde 98.5/t20 mm (mit Nut)	Disque à usiner 98.5/t20 mm (avec épaulement)	425.00
01060022	Fräsronde 98.5/t24 mm (mit Nut)	Disque à usiner 98.5/t24 mm (avec épaulement)	475.00
01060089	Fräsronde 98.5/t28 mm (mit Nut)	Disque à usiner 98.5/t28 mm (avec épaulement)	525.00
01060110	Fräsronde 95/t12 mm (kompatibel mit Zirkonzahn®)	Disque à usiner 95/t12 mm (compatible avec Zirkonzahn®)	325.00
01060028	Fräsronde 95/t16 mm (kompatibel mit Zirkonzahn®)	Disque à usiner 95/t16 mm (compatible avec Zirkonzahn®)	375.00
01060030	Fräsronde 95/t20 mm (kompatibel mit Zirkonzahn®)	Disque à usiner 95/t20 mm (compatible avec Zirkonzahn®)	425.00
01060131	Fräsronde 95/t25 mm (kompatibel mit Zirkonzahn®)	Disque à usiner 95/t25 mm (compatible avec Zirkonzahn®)	475.00
01060132	Fräsronde 95/t30 mm (kompatibel mit Zirkonzahn®)	Disque à usiner 95/t30 mm (compatible avec Zirkonzahn®)	525.00
01060003	Pressrohlinge (10 Stk.)	Lingots de pressée (10 pcs.)	130.00
08000626	Einweg Press-Stempel 12 mm (50 Stk.)	Piston jetable 12 mm (50 pcs.)	90.00
08000627	Einweg Press-Stempel 26 mm (20 Stk.)	Piston jetable 26 mm (50 pcs.)	90.00
08000628	PEKKpress Muffelformerset 200 g	Moufle PEKKpress 200 g	70.00
08000629	PEKKpress Muffelformerset 600 g	Moufle PEKKpress 600 g	100.00
70202393	PEKKpress – Pressgerät (220 V)	PEKKpress – appareil de pressée (220 V)	3000.00
70202394	PEKKtherm – Temperaturstabilisierung und Schmelzofen (220 V)	PEKKtherm – four de stabilisation de température et de fusion (220 V)	3600.00
70202896	PEKKpress – Pressgerät (110 V)	PEKKpress – appareil de pressée (110 V)	3000.00
70202897	PEKKtherm – Temperaturstabilisierung und Schmelzofen (110 V)	PEKKtherm – four de stabilisation de température et de fusion (110 V)	3600.00

Kat. Nr./ N° cat. 10 g	Kat. Nr./ N° cat. 25 g	Artikel	Article	
		Legierungen	Alliages	
		Aufbrennfähige Legierungen	Alliages céramo-métalliques	
01000223	01000224	V-Gnathos Plus	V-Gnathos Plus	Tagespreis/prix du jour
01000265	01000266	Estetitor® Ideal H	Estetitor® Ideal H	Tagespreis/prix du jour
01000246	01000247	Estetitor® Avenir	Estetitor® Avenir	Tagespreis/prix du jour
01000235	01000236	Estetitor® Cosmor H	Estetitor® Cosmor H	Tagespreis/prix du jour
01000220	01000221	V-Classic	V-Classic	Tagespreis/prix du jour
01000200	01000201	V-Deltaloy	V-Deltaloy	Tagespreis/prix du jour
01000195	01000196	V-Delta Special	V-Delta Special	Tagespreis/prix du jour
01000203	01000204	V-Delta SF	V-Delta SF	Tagespreis/prix du jour
01000239	01000240	Estetitor® Economic	Estetitor® Economic	Tagespreis/prix du jour
01000179	01000180	Estetitor® Plus	Estetitor® Plus	Tagespreis/prix du jour
01000273	01000274	Estetitor® Accurate 40	Estetitor® Accurate 40	Tagespreis/prix du jour
01000188	01000189	Cerapall 6	Cerapall 6	Tagespreis/prix du jour
01000213	01000214	Cerapall 2	Cerapall 2	Tagespreis/prix du jour
01000175	01000176	Estetitor® CC	Estetitor® CC	Tagespreis/prix du jour
01000208	01000209	Estetitor® Blancor	Estetitor® Blancor	Tagespreis/prix du jour
01000184	01000185	Estetitor® N2	Estetitor® N2	Tagespreis/prix du jour
01000170	01000171	Ceradelta 2	Ceradelta 2	Tagespreis/prix du jour
01000250	01000251	Estetitor® Actual	Estetitor® Actual	Tagespreis/prix du jour
01000206	01000207	Estetitor® NewStart	Estetitor® NewStart	Tagespreis/prix du jour
01000242	01000243	Ceradelta	Ceradelta	Tagespreis/prix du jour
01000259	01000260	Estetitor® Implant 76	Estetitor® Implant 76	Tagespreis/prix du jour
01000228	01000229	Estetitor® Implant 58	Estetitor® Implant 58	Tagespreis/prix du jour
01000191	01000192	Estetitor® Implant 32	Estetitor® Implant 32	Tagespreis/prix du jour
		Universal-Legierungen	Alliages Universal	
01000269	01000270	BioEthic	BioEthic	Tagespreis/prix du jour
01000276	01000277	DGV08 H	DGV08 H	Tagespreis/prix du jour
01000263	01000264	Estetitor® Ecologic	Estetitor® Ecologic	Tagespreis/prix du jour
		Nicht aufbrennfähige Legierungen	Alliages non céramo-métalliques	
01000325	01000326	Opticast	Opticast	Tagespreis/prix du jour
01000317	01000318	Aurofluid 2 PF	Aurofluid 2 PF	Tagespreis/prix du jour
01000293	01000294	Pontor MPF	Pontor MPF	Tagespreis/prix du jour
01000285	01000286	Neocast 3	Neocast 3	Tagespreis/prix du jour
01000280	01000281	Protor 3	Protor 3	Tagespreis/prix du jour
01000302	01000303	Dentalor 60	Dentalor 60	Tagespreis/prix du jour
01000308	01000309	Solaro 3	Solaro 3	Tagespreis/prix du jour
01000298	01000299	Medior 3	Medior 3	Tagespreis/prix du jour
01000322	01000323	Solaro 4	Solaro 4	Tagespreis/prix du jour
01000290	01000291	Yellow Special	Yellow Special	Tagespreis/prix du jour
01000313	01000314	Strator 3	Strator 3	Tagespreis/prix du jour
01000306	01000307	Pallorag 33	Pallorag 33	Tagespreis/prix du jour
01000278	01000279	Pagalin 2	Pagalin 2	Tagespreis/prix du jour

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel	Article		
	Lote	Brasures	1 Stab/ 1 Baguette	
01000352	S.G 700	S.G 700		Tagespreis/prix du jour
01000345	S.G 750	S.G 750		Tagespreis/prix du jour
01000348	S.G 810	S.G 810		Tagespreis/prix du jour
01000355	S.G 880	S.G 880		Tagespreis/prix du jour
01000354	S.G 920	S.G 920		Tagespreis/prix du jour
01000350	S.G 1030	S.G 1030		Tagespreis/prix du jour
01000353	S.G 1055	S.G 1055		Tagespreis/prix du jour
01000347	S.G 1080	S.G 1080		Tagespreis/prix du jour
01000351	S.G 1120	S.G 1120		Tagespreis/prix du jour
01000346	S.W 1100	S.W 1100		Tagespreis/prix du jour
01000349	S.W 1125	S.W 1125		Tagespreis/prix du jour
	Laserschweisdrähte	Fils pour soudages au laser	1 Stab/ 1 Baguette	
01000363	LW N° 1 Wire ø 0.40 mm	LW N° 1 Wire ø 0.40 mm		Tagespreis/prix du jour
01000358	LW N° 2 Wire ø 0.40 mm	LW N° 2 Wire ø 0.40 mm		Tagespreis/prix du jour
01000359	LW N° 3 Wire ø 0.40 mm	LW N° 3 Wire ø 0.40 mm		Tagespreis/prix du jour
01000360	LW N° 4 Wire ø 0.40 mm	LW N° 4 Wire ø 0.40 mm		Tagespreis/prix du jour
01000361	LW N° 5 Wire ø 0.40 mm	LW N° 5 Wire ø 0.40 mm		Tagespreis/prix du jour
01000362	LW N° 6 Wire ø 0.40 mm	LW N° 6 Wire ø 0.40 mm		Tagespreis/prix du jour
01000364	LW N° 7 Wire ø 0.40 mm	LW N° 7 Wire ø 0.40 mm		Tagespreis/prix du jour
	Runddraht	Fil rond	1 Stab/ 1 Baguette	
01000365	Elasticor Wire ø 1.15 mm	Elasticor Wire ø 1.15 mm		Tagespreis/prix du jour
	Platinfolie	Feuille de platine	1 Folie/ 1 Feuille	CHF/g
080609	Platinfolie 0.02 mm	Feuille de platine 0.02 mm		150.00

Kat. Nr./ N° cat.	Artikel	Article	1 St./ pce.
Labormaterialien		Matériel de laboratoire	
Modellherstellung		Fabrication du modèle	
08052138	Polyurock Kit, beinhaltet: 1 x Base 1kg 1 x Catalyst 25 Becher 100ml 25 Becher 50ml 50 Anmischspatel	Polyurock Kit, comprend: - 1 x base 1 kg - 1 x catalyseur 200 ml - 25 gobelets 100 ml - 25 gobelets 50 ml - 50 spatules	100.00
08052135	Polyurock Catalyst	Polyurock Catalyseur	32.50
08052136 #	Polyurock Release Spray	Polyurock Release Spray	45.00
08052137	Polyurock Mixer	Polyurock Mélangeur	59.00
08052566	Polyurock Farbstoff gelb	Polyurock Colorant jaune	28.50
Modellation		Modelage	
08052149	ABF Wachs Universal	ABF Cire Universal	29.50
08052150	ABF Wachs Creativ light	ABF Cire Creativ light	29.50
08052151	ABF Wachs Creativ dark	ABF Cire Creativ dark	29.50
08052154	ABF Wachs Special	ABF Cire Special	29.50
08052148	ABF Wachs Margin	ABF Cire Margin	29.50
08052153	ABF Wachs Position	ABF Cire Position	29.50
08052152	ABF Wachs Tecno	ABF Cire Tecno	29.50
Einbetten		Mise en revêtement	
08055014	Livento® invest Pulver (50 x 100g)	Livento® invest Poudre (50 x 100 g)	130.00
083739	Livento® invest Flüssigkeit (1000 ml)	Livento® invest Liquide (1000 ml)	45.00
08052160	uniVest Plus Pulver (30 x 150 g)	uniVest Plus Poudre (30 x 150 g)	95.00
08052161	uniVest Plus Flüssigkeit (1000 ml)	uniVest Plus Liquide (1000 ml)	35.00
08052162	uniVest Rapid Pulver (30 x 150 g)	uniVest Rapid Poudre (30 x 150 g)	115.00
08052163	uniVest Rapid Flüssigkeit (1000ml)	uniVest Rapid Liquide (1000 ml)	35.00
Pressen		Pressée	
08055017	Livento® press Einweg-Pressstempel Ø 13mm	Livento® press Tampons de pressée jetable Ø 13 mm	95.00
Löten		Brasage	
080181	CM-Lötmasse (4 kg)	Revêtement à braser CM (4kg)	70.00
080229	CM-Lötpaste	Pâte à braser CM	45.00
Polieren		Polissage	
08052307	Legabril Diamond (50g)	Legabril Diamond (50 g)	52.50